

HOMEDICS®

LEADERS IN BEAUTY & WELLBEING



FACIAL BEAUTY ROLLER

WITH MICROCURRENT

3 YEAR GUARANTEE

FAC-BR200-EU2



Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

PRODUCT FEATURES:

Fig. 1

1. Massage rollers
2. Solar panel
3. Handle
4. Cleaning cloth
5. Storage bag



HOW IT WORKS

The 360° spinning rollers with microcurrent technology easily slide on the skin, replicating professional kneading massage relieving fatigue.

The 70° V-shape design perfectly fits the facial and body contours for efficient massage. The small, portable, and beautiful design is perfect to add to your daily facial routine and to take with you on the go.

INSTRUCTIONS FOR USE

This device uses a solar panel to generate a microcurrent output to the rollers. There is no need to charge the unit. Either natural or man-made light can be used to power the unit.

NOTE: Make sure you do not cover the solar panel while you are using the device.

You can apply a moisturiser, crème or oil on your skin prior to using the facial roller



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Use it on the skin at different angles to increase the massage efficiency (fig.2).

1. Face: Gently move the Rollers from the jawline to your cheekbone (fig. 3). Afterward, slide the rollers slowly from the corner of your mouth to the ear (fig. 3).
2. Neck: Gently move the Rollers from the shoulder to the neck and jawline (fig. 4).
3. Arms: Gently move the Rollers along the arm (fig. 5).

CAUTION: Do not use this device excessively. It is recommended to massage each area 15-20 times maximum per session.

MAINTENANCE & STORAGE

Clean the device before and after each use to ensure the best performance.

1. Do not immerse in water. Clean the surface of the device with a clean, slightly damp cloth.
2. Never use steel wool, abrasive cleaners or corrosive liquids to clean the device, this may result in malfunction or discolouration.
3. Never use lubricants, detergents, polishing agents or air fresheners on this device.
4. After cleaning, please use a towel to wipe the device.

Storage

Place the appliance in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might damage the surface.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate the appliance if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Centre for examination and repair.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised HoMedics Service Centre.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of moving parts of the product at all times.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic

neuropathy.

- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- Do not use on irritated, sunburned or chapped skin, or on any area with dermatological problems.
- Do not apply over warts, moles or varicose veins.
- Do not use for longer than the recommended time.
- Only gentle force should be exerted against the mechanism in order to eliminate risk of injury.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local HoMedics Service Centre, go to
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Fig. 1

1. Rulli massaggianti
2. Pannello solare
3. Impugnatura
4. Panno per la pulizia
5. Borsa di custodia



COME FUNZIONA

I rulli, che girano a 360° con tecnologia a microcorrente, scivolano facilmente sulla pelle, replicando il massaggio professionale e dando sollievo alla pelle affaticata.

Il design a V a 70° si adatta perfettamente ai contorni del viso e del corpo per un massaggio efficace. Il design compatto e portatile lo rende perfetto per la routine di bellezza quotidiana, consentendo di portarlo con sé anche in viaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Questo dispositivo utilizza un pannello solare per generare un'uscita di microcorrente sui rulli. Non occorre caricare l'unità. L'unità può essere alimentata con luce naturale o artificiale.

NOTA: Non coprire il pannello solare mentre si utilizza il dispositivo.

È possibile applicare una lozione idratante, una crema o un olio sulla pelle prima di usare il rullo.



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Usarlo sulla pelle con diverse angolazioni per rendere il massaggio più efficace (Fig. 2).

1. Viso: Spostare delicatamente i rulli dalla mascella allo zigomo (Fig. 3). Quindi far scorrere lentamente i rulli dall'angolo della bocca all'orecchio (Fig. 3).
2. Collo: Spostare delicatamente i rulli dalla spalla al collo fino alla mascella (Fig. 4).
3. Braccia: Spostare delicatamente i rulli lungo il braccio (Fig. 5).

ATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo in modo eccessivo. Si raccomanda di massaggiare ogni area non più di 15-20 volte per sessione.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulire il dispositivo prima e dopo ogni utilizzo per ottenere prestazioni ottimali.

1. Non immergere in acqua. Pulire la superficie del dispositivo con un panno pulito e leggermente umido.
2. Non utilizzare mai lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per pulire il dispositivo per non causare malfunzionamenti o scolorimenti.
3. Non usare mai lubrificanti, detergenti, agenti lucidanti o deodoranti per ambienti su questo dispositivo.
4. Dopo la pulizia, utilizzare un asciugamano per asciugare il dispositivo.

Conservazione

Riporre l'apparecchio nella sua scatola o in un luogo sicuro, asciutto e fresco. Evitare il contatto con oggetti taglienti o appuntiti che potrebbero danneggiarne la superficie.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali oppure non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza a condizione che siano sotto supervisione o abbiano ricevuto le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- **NON** tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall'umidità – **NON** azionare in ambienti umidi o bagnati.
- **MAI** inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. **NON** usare accessori non raccomandati da HoMedics.
- Non utilizzare **MAI** l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato o se è caduto nell'acqua. Restituirlo al Centro Assistenza HoMedics per un controllo e la riparazione.
- **NON** azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- **NON** azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- **NON** tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi HoMedics autorizzato.
- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria,

capelli, ecc.

- Assicurarsi di tenere costantemente le parti in movimento del prodotto lontano da capelli, indumenti e gioielli.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Uso non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza. NON utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- Non usare su pelle irritata, bruciata dal sole o screpolata o su qualsiasi area con problemi dermatologici.
- Non applicare su verruche, nei o vene varicose.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- Esercitare solo una forza delicata contro il meccanismo al fine di eliminare il rischio di lesioni.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le

modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.

Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più vicino, visitare la pagina www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation




Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

PRODUKTMERKMALE:

Abb. 1

1. Massagerollen
2. Solarmodul
3. Griff
4. Reinigungstuch
5. Aufbewahrungstasche



FUNKTION

Die Mikrostrom-Rollen drehen sich um 360 Grad. Sie gleiten über die Haut wie bei einer professionellen Massage und lindern Ermüdungserscheinungen.

Das V-förmige Design mit 70-Grad-Winkel passt sich ideal an Gesichts- und Körperkonturen an und sorgt für eine wirkungsvolle Massage. Handliches, tragbares und ansprechendes Design. Ideal für die tägliche Gesichtspflege und für unterwegs.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Der Mikrostrom aus den Rollen wird von einem Solarmodul produziert. Das Gerät muss nicht aufgeladen werden. Natürliches oder künstliches Licht versorgen das Gerät mit Strom.

HINWEIS: Solarmodul während dem Gebrauch nicht abdecken.

Vor Gebrauch kann etwas Feuchtigkeitscreme oder -öl auf die Haut aufgetragen werden.



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Anstellwinkel variieren, um Massagewirkung zu erhöhen (Abb. 2).

1. Gesicht: Rollen sanft von der Kieferpartie zu den Wangen bewegen (Abb. 3). Dann Rollen von den Mundwinkeln zum Ohr bewegen (Abb. 3).
2. Hals: Rollen sanft von den Schultern zu Hals und Kieferpartien bewegen (Abb. 4).
3. Arme: Rollen sanft den Arm entlang bewegen (Abb. 5).

SICHERHEITSHINWEIS: Gerät nicht zu lange verwenden. Empfehlung: max. 15–20 Minuten pro Massage und Körperpartie.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Gerät für optimale Funktion vor und nach Gebrauch reinigen.

1. Gerät nicht unter Wasser tauchen. Gerät außen mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch reinigen.
2. Keine Stahlwolle, scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel verwenden, da dies zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen führen kann.
3. Keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Politur oder Raumdüfte auf dem Gerät anwenden.
4. Gerät nach der Reinigung mit einem Handtuch abwischen.

Lagerung

Gerät in der Verpackung oder an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Nicht mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen in Kontakt bringen, da diese die Oberfläche beschädigen können.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter ab 14 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von HoMedics empfohlen wurden.
- Benutzen Sie dieses Instrument AUF KEINEN FALL, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallengelassen, beschädigt oder in Wasser eingetaucht wurde. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in ein Service-Center von HoMedics in Ihrer Nähe.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu

reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von HoMedics durchgeführt werden.

- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Bitte stellen Sie jederzeit sicher, dass Ihre Haare, Kleidung und lose hängende Schmuckstücke sich außerhalb der Reichweite von bewegenden Teilen des Gerätes befinden.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. Nicht für die Anwendung bei Personen mit sensorischen Einschränkungen einschließlich diabetischer Neuropathie geeignet.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden. Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Nicht auf gereizter, sonnenverbrannter oder rissiger Haut verwenden oder an anderen Stellen mit dermatologischen Problemen.
- Nicht auf Warzen, Muttermalen oder Krampfadern verwenden.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Auf den Mechanismus darf nur sanfter Druck ausgeübt werden, um das Verletzungsrisiko zu eliminieren.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und

Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.

Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:

Telefon: **0049 (0) 69 5170 9480**

E-Mail: **support@homedics.de**

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.

Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres benutzten Geräts bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Fig. 1

1. Billes de massage
2. Capteur solaire
3. Poignée
4. Chiffon de nettoyage
5. Pochette de rangement



COMMENT ÇA MARCHE

Les billes rotatives sur 360 ° avec technologie de micro-courant glissent facilement sur la peau, reproduisant un massage par pétrissage professionnel qui soulage la sensation de fatigue.

La forme en V à 70 ° épouse parfaitement les contours du visage et du corps pour un massage efficace. Son design compact et pratique allié à une esthétique étudiée en font l'accessoire parfait à ajouter à votre routine faciale quotidienne, à la maison comme lors de vos déplacements.

NOTICE D'UTILISATION

Le micro-courant diffusé par les billes est produit par un capteur solaire intégré. Il n'est donc pas nécessaire de recharger l'appareil. La lumière naturelle ou artificielle peut être utilisée comme source d'énergie.

REMARQUE: Veillez à ne pas couvrir le capteur solaire pendant que vous utilisez l'appareil.

Les billes sont compatibles avec l'application d'une crème hydratante ou d'une huile.

Appliquez-le sur la peau sous différents angles pour augmenter l'efficacité du massage (Fig. 2).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

1. Visage : Déplacez doucement les billes le long de la mâchoire vers les pommettes (Fig. 3). Faites ensuite glisser lentement les billes du coin de la bouche à l'oreille (Fig. 3).
2. Cou : Déplacez lentement les billes de l'épaule vers le cou et la mâchoire (Fig. 4).
3. Bras : Déplacez doucement les billes le long du bras (Fig. 5).

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil de manière prolongée. Il est recommandé de passer 15 à 20 fois maximum sur chaque zone par séance.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Nettoyer l'appareil avant et après chaque utilisation afin de garantir les meilleures performances.

1. Ne pas plonger dans l'eau. Nettoyer la surface de l'appareil avec un chiffon propre et légèrement humide.
2. Ne jamais utiliser de laine d'acier, de nettoyeurs abrasifs ou de liquides corrosifs pour nettoyer l'appareil, au risque d'entraîner un dysfonctionnement ou une décoloration.
3. Ne jamais utiliser de lubrifiants, de détergents, d'agents de polissage ou de désodorisants sur cet appareil.
4. Une fois nettoyé, utiliser une serviette pour essuyer l'appareil.

Rangement

Placer l'appareil dans sa boîte ou dans un endroit sûr, sec et frais. Éviter tout contact avec des arêtes vives ou des objets pointus susceptibles d'endommager la surface.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et toute personne à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexpérimentée, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques qu'elle implique. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- Ne JAMAIS utiliser l'appareil en cas de mauvais fonctionnement, de chute, d'endommagement ou s'il est tombé dans l'eau. Le renvoyer au Service après-vente de HoMedics, qui se chargera du diagnostic et de la réparation.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé HoMedics.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de

peluches, cheveux, etc.

- Veuillez vous assurer que les cheveux, vêtements et bijoux sont tenus à l'écart des pièces mobiles du produit à tout moment.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente. NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, gercée ou brûlée par le soleil, ni sur toute zone présentant des problèmes dermatologiques.
- Ne pas appliquer sur des verrues, des grains de beauté ou des varices.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- Appliquer une pression délicate sur le mécanisme afin d'éliminer tout risque de blessure.
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées

à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers.

Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site www.homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE



Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Imagen 1

1. Rodillos de masaje
2. Panel solar
3. Mango
4. Paño de limpieza
5. Bolsa de almacenamiento



FUNCIONAMIENTO

Los rodillos giratorios de 360° con tecnología de microcorriente se deslizan fácilmente sobre la piel e imitan un masaje profesional con amasamiento que alivia el cansancio.

El diseño en V de 70° se adapta a la perfección a los contornos faciales y corporales para ofrecer un masaje eficaz. Su diseño compacto, portátil y estético es perfecto para añadirlo su rutina facial diaria y para llevarlo en el bolso.

INSTRUCCIONES DE USO

El aparato utiliza un panel solar para generar una microcorriente en los rodillos. No es necesario cargar la unidad. El aparato se puede cargar con luz natural o artificial.

NOTA: Mientras se usa el aparato, no se debe cubrir el panel solar.

Se puede aplicar una loción hidratante, crema o aceite sobre la piel antes de usar el rodillo facial

Usado sobre la piel en diferentes ángulos, puede aumentar la eficacia del masaje (imagen 2).



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

1. Rostro: Deslice los rodillos suavemente desde la línea de la mandíbula hasta el pómulo (imagen 3). A continuación, deslice los rodillos lentamente desde la comisura de la boca hasta la oreja (imagen 3).
2. Cuello: Deslice los rodillos suavemente desde el hombro hasta el cuello y la línea de la mandíbula (imagen 4).
3. Brazos: Deslice los rodillos suavemente por el brazo (imagen 5).

ADVERTENCIA: No utilice este aparato en exceso. Se recomienda masajear cada zona un máximo de 15-20 veces por sesión.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie el aparato antes y después de cada uso para obtener un rendimiento óptimo.

1. No lo sumerja en agua. Limpie la superficie con un paño limpio y ligeramente húmedo.
2. No use estropajos metálicos, limpiadores abrasivos ni líquidos corrosivos para limpiar el aparato, ya que podría provocar fallos en el funcionamiento o decoloración.
3. Nunca use lubricantes, detergentes, pulimentos ni ambientadores en el aparato.
4. Tras la limpieza, pase una toalla al aparato.

Almacenamiento

Coloque el aparato en su caja o en un lugar seguro, fresco y seco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos punzantes que puedan dañar la superficie.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Este dispositivo puede ser usado por niños de 14 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les hayan dado instrucciones y comprendan los riesgos que su uso conlleva, o se supervise su uso del dispositivo de manera segura. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO intente coger un aparato que se haya caído al agua o en otros líquidos. Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamiento no recomendados por HoMedics.
- No utilice NUNCA el aparato si no funciona correctamente, si se le ha caído o dañado, o si se ha sumergido en agua. Envíelo al Centro de Servicios HoMedics para que lo examinen y lo arreglen, si es preciso.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (espray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de HoMedics.
- No cubra nunca las rendijas de ventilación del aparato. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Asegúrese de mantener el pelo, la ropa y las joyas

alejados de las piezas móviles del producto en todo momento.

- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- El uso de este producto debería ser placentero y confortable. En caso de que se produzca dolor o molestias, interrumpa el uso y consulte a su médico.
- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por una persona que tenga una enfermedad física que limite la capacidad del usuario para operar los controles.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- No lo use en piel irritada, quemada por el sol o agrietada, ni en ninguna zona donde padezca problemas dermatológicos.
- No lo aplique sobre verrugas, lunares, ni venas varicosas
- No lo use más tiempo del recomendado.
- Solo se debe ejercer una fuerza moderada en el mecanismo de masaje para evitar cualquier riesgo de lesiones.
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto

se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en:
www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE




Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

PRODUCTKENMERKEN:

Afb. 1

1. Massagerollers
2. Zonnepaneel
3. Handvat
4. Reinigingsdoekje
5. Opberghoes



WERKING

De rollers draaien 360 graden en gebruiken microstroom om de huid soepel en professioneel te masseren en vermoeidheidsverschijnselen te verminderen.

De hoek van 70 graden maakt het eenvoudig om met dit apparaat gezicht en lichaam effectief te masseren. Het compacte, draagbare en aantrekkelijke ontwerp is gemakkelijk overal mee naartoe te nemen voor dagelijks gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het zonnepaneel op dit apparaat genereert microstroom die wordt afgegeven aan de rollers. Het apparaat hoeft niet te worden opgeladen. Het apparaat kan worden opgeladen met natuurlijk licht of met kunstlicht.

OPMERKING: Dek het zonnepaneel tijdens gebruik niet af. U kunt voordat u de gezichtsroller gebruikt de huid eerst behandelen met moisturizer, crème of olie



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5

Gebruik het apparaat vanuit verschillende hoeken op de huid voor een zo efficiënt mogelijke massage (afb.2).

1. Gezicht: Beweeg de rollers rustig van de kaaklijn naar het jukbeen (afb. 3). Beweeg de rollers vervolgens rustig vanaf de hoek van de mond naar het oor (afb. 3).
2. Nek: Beweeg de rollers rustig van de schouder naar de nek en kaaklijn (afb. 4).
3. Armen: Beweeg de rollers langs de arm (afb. 5).

WAARSCHUWING: Beperk het gebruik van dit apparaat. Het wordt aanbevolen om per sessie elk gedeelte maximaal 15-20 keer te masseren.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Reinig het apparaat voor en na elk gebruik om optimale prestaties te waarborgen.

1. Dompel het apparaat niet onder in water. Reinig het oppervlak van het apparaat met een schone, licht vochtige doek.
2. Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om het apparaat te reinigen, dit kan leiden tot defecten of verkleuringen.
3. Gebruik geen smeermiddelen, schoonmaakmiddelen, polijstmiddelen of luchtverfrissers op dit apparaat.
4. Gebruik een handdoek om het apparaat na het reinigen af te drogen.

Opslag

Berg het apparaat op in de verpakking of op een veilige, droge en koele plaats. Voorkom dat het oppervlak beschadigd raakt en vermijdt contact met scherpe randen of puntige voorwerpen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid bij het gebruik van dit apparaat of hen is getoond hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken, en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. Droog houden – NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door HoMedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- Het apparaat NOOIT gebruiken als het niet goed werkt, gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen. Retourneer het naar het onderhoudscentrum van HoMedics, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd HoMedics Service Centre.
- Nooit de luchttoevoer van het apparaat blokkeren. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Zorg ervoor dat haar, kleding en sieraden te allen tijde

uit de buurt blijven van de bewegende delen van het product.

- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuigelijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken. NIET gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.
- Niet op geïrriteerde, door de zon verbrande of gebarsten huid of op zones met huidproblemen gebruiken.
- Niet aanbrengen op wratten, moedervlekken of spataderen.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Druk slechts lichtjes op het mechanisme om het risico op verwonding te elimineren.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land

waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek www.homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA



Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.



Distributed in the UK by: FKA Brands Ltd,
Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace,
Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 378557
support@homedics.co.uk

IB-FACBR200EU2-0221-01