

**HOMEDICS**<sup>®</sup>  
BEAUTY

# Smoothee<sup>IR</sup>



**3 YEAR GUARANTEE**

CELL-600-EU




Register your product today at  
[www.homedics.co.uk/product-registration](http://www.homedics.co.uk/product-registration)

## Introducing Smoothee IR

Smoothee IR works on the same principle as the Traditional Chinese practise of cupping where a vacuum is created to draw skin up into a smooth cup producing a deep tissue massaging effect. Smoothee IR simplifies this technique by using an electronically controlled pump to create the vacuum and this is enhanced by the addition of gentle infrared (IR) heat. Applying the vacuum and infrared heat to areas of cellulite helps to loosen and disperse the fat deposits within the connective tissue layer and creates a smoother surface appearance. By using the cooling head for a few minutes after each treatment, your skin will also be left feeling beautifully soothed.


## GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

1. 3 LEDs
2. Power Button
3. + / - Buttons
4. Strap
5. USB charging socket
6. Cooling Head
7. Large Cup
8. Medium Cup
9. Small Cup
10. Massage fingers
11. Replaceable felt filter
12. USB cable



## CHARGING YOUR DEVICE


1. Charge your device by connecting to a USB power supply using the 'USB to Type C' lead supplied. The LEDs on the front of the product will light sequentially during charging. When all 3 LEDs are lit continuously the product is fully charged and should be disconnected from the power supply.
2. A 4-hour charge\* will provide up to 3 hours of cordless use.
3. When switching the device on, all 3 LEDs will blink 5 times if battery is low and needs charging.



\*Based on using a 1A USB power adapter (not supplied)



## CLEANING & CARE

- Switch the device off and unplug the charging lead before cleaning.
- Remove the cup by twisting counter-clockwise. The cups can be washed in warm soapy water. Dry carefully before storing away.
- Wipe any residual oil from the device and from the cooling head with a slightly damp cloth and dry immediately.
- DO NOT wash or immerse the device or the cooling head.
- After 3-4 weeks of use, gently remove the felt filter with tweezers and replace with a new filter (supplied).
- Store all parts in their original box for safekeeping.




## CUPPING TREATMENT

- The cups are designed to be used on lightly oiled skin. We recommend a light application of a simple baby oil, olive oil or liquid coconut oil to the skin before treatment. Please avoid perfumed oils as these can damage/discolour plastic surfaces. Do not use on un-oiled skin.
- If you know that you are prone to bruising easily, you may wish to carry out a patch test on a small area prior to full treatment to assess the effect on your skin. As with any vacuum cupping treatment, temporary bruising may occur on the treated area, but should resolve within a few days.
- Attach your chosen cup to the device by locating the lugs and twisting into position. The larger cups are generally suitable for areas such as thighs and buttocks and the smaller cups for areas such as arms and calves.
- Slip your hand under the silicon strap and press the power button. This will activate the vacuum suction and IR heat simultaneously. There are 3 levels of continuous suction and one of intermittent suction as indicated by the 3 LEDs. Press the + and – buttons to change levels. Intermittent suction is the gentlest setting and is indicated by a single LED pulsing on and off. Note: there is no IR heat on this gentlest setting.
- We recommend starting with either intermittent or low continuous suction while you get used to the device. Place the device onto the skin and immediately start to move it slowly in a circular or back and forth motion across the area to be treated taking care to maintain contact between the cup and the skin. There is no need to apply pressure, but do keep the device moving at all times. If the suction feels too strong or if it's hard to keep the device moving, press the power button to release the vacuum. Start again at a lower intensity level and/or with a larger cup. In normal use, you will see and feel the skin being drawn up into the cup and across the massage fingers.
- To stop the treatment at any time, simply press the power button to release the vacuum.
- Treatment of each area usually takes around 3-5 minutes. Treat up to 3 times a week for the first week building up to once a day if desired. Skin will typically start to appear smoother after just a few weeks.
- Never treat areas of irritated or broken skin, or over varicose veins or moles.
- If bruising occurs it is always recommended to wait for this to fade before re-treating the same area.
- Remove the cup after use by twisting counter-clockwise.



## COOLING TREATMENT

- After removing the cup from the device, attach the cooling head by locating the lugs and twisting into position.
- Press the power button to activate the cooling. The stainless-steel surface will start to cool down immediately. Use the + and – buttons to adjust the cooling temperature as required to what feels comfortable for you. Level 3 (3 LEDs lit) is the coldest.
- Gently apply the cold surface onto the skin, moving slowly over the whole of the treated area. Continue with this treatment for a few minutes to help soothe and firm the skin. Press the power button to switch off.



**PLEASE NOTE:** Auto-switch off will occur after 10mins of cooling. If further cooling time is required the unit can be turned back on for another 10 minute session.

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE  
REFERENCE.**

---

- This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Keep dry – DO NOT operate in wet conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- NEVER operate the appliance if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Centre for examination and repair.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised HoMedics Service Centre.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the product at all times.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.
- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person. DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- Do not use on irritated, sunburned, or chapped skin, or on any area with dermatological problems
- Do not apply over warts, moles, or varicose veins.
- Do not use for longer than the recommended time.
- This product contains a rechargeable battery and should not be exposed to excessive heat. Do not leave in direct sun or near a heat source such as a fire. The battery must not be replaced by the user.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

## 3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.


To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local HoMedics Service Centre, go to  
[www.homedics.co.uk/servicecentres](http://www.homedics.co.uk/servicecentres)


### Battery replacement

Your product includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Customer Services, who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

### Battery directive

 This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

### WEEE explanation


 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Smoother IR

Smoother IR funziona secondo lo stesso principio della pratica tradizionale cinese della coppettazione, che prevede la creazione del vuoto per aspirazione, in modo da tendere la pelle in una coppetta liscia che genera un effetto di massaggio profondo dei tessuti. Smoother IR semplifica questa tecnica utilizzando una pompa controllata elettronicamente per creare il vuoto, che viene potenziato dall'aggiunta di un delicato calore a infrarossi (IR). L'aspirazione e il calore a infrarossi sulle aree in cui è presente della cellulite aiutano a sciogliere e disperdere i depositi di adipe all'interno dello strato di tessuto connettivo e conferiscono un aspetto più liscio alla pelle. Usando la testina di raffreddamento per alcuni minuti dopo ogni trattamento, sarà inoltre possibile lenire la pelle.

### CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

1. 3 LED
2. Pulsante di accensione
3. Pulsanti + / -
4. Cinghietta
5. Presa di carica USB
6. Testina di raffreddamento
7. Coppetta grande
8. Coppetta media
9. Coppetta piccola
10. Estremità massaggianti
11. Filtro in feltro sostituibile
12. Cavo USB



### RICARICA DEL DISPOSITIVO


1. Ricaricare il dispositivo collegandolo a un alimentatore USB tramite il cavo USB di Tipo C fornito in dotazione. I LED sulla parte anteriore del prodotto si accendono in sequenza durante la ricarica. Quando tutti e 3 i LED sono illuminati in modo fisso, il prodotto è completamente carico e deve essere scollegato dall'alimentazione.
2. Una ricarica di 4 ore\* fornirà fino a 3 ore di utilizzo senza cavo.
3. Quando si accende il dispositivo, tutti e 3 i LED lampeggiano 5 volte se la batteria è scarica e deve essere ricaricata.



\* Utilizzando un adattatore di alimentazione USB da 1 A (non fornito)


### PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerlo il dispositivo e scollegarlo dalla presa elettrica prima della pulizia.
- Rimuovere la coppetta ruotandola in senso antiorario. Le coppette possono essere lavate con acqua tiepida e sapone. Asciugarle con attenzione prima di conservarle.
- Pulire eventuali residui oleosi dal dispositivo e dalla testina di raffreddamento con un panno leggermente umido e asciugare immediatamente.
- NON lavare o immergere in acqua il dispositivo o la testina di raffreddamento.
- Dopo 3-4 settimane di utilizzo, rimuovere delicatamente il filtro in feltro con delle pinzette e sostituirlo con un nuovo filtro (in dotazione).
- Conservare tutte le parti al sicuro nella confezione originale.



## TRATTAMENTO DI COPPETTAZIONE

- Le coppette sono progettate per essere utilizzate su una pelle leggermente oleata. È consigliabile applicare dell'olio per bambini, olio d'oliva o olio di cocco sulla pelle prima del trattamento. Evitare gli oli profumati perché possono danneggiare/scolorire le superfici di plastica. Non utilizzare su pelle non oleata.
- Se si è predisposti alla formazione di lividi, effettuare un patch test su una piccola area prima del trattamento completo per valutare l'effetto sulla propria pelle. Come con qualsiasi trattamento di coppettazione con aspirazione, possono presentarsi lividi temporanei sull'area trattata, ma dovrebbero sparire entro pochi giorni.
- Fissare la coppetta scelta sul dispositivo, individuando le alette e ruotandola per bloccarla. Le coppette più grandi sono generalmente adatte per aree quali cosce e glutei, mentre quelle più piccole per aree quali braccia e polpacci.
- Infilare la mano sotto la cinghietta di silicone e premere il pulsante di accensione. Questo attiverà simultaneamente l'aspirazione e il calore a infrarossi. Ci sono 3 livelli di aspirazione continua e uno di aspirazione a intervalli, come indicato dai 3 LED. Premere i pulsanti + e - per cambiare i livelli. L'aspirazione a intervalli è quella più delicata ed è indicata da un singolo LED che si accende e si spegne. Nota: non viene generato calore a infrarossi quando si utilizza questa impostazione più delicata.
- Si raccomanda di iniziare con un'aspirazione a intervalli o continua ma a bassa intensità per abituarsi al dispositivo. Posizionare il dispositivo sulla pelle e iniziare subito a muoverlo lentamente con un movimento circolare o in avanti e all'indietro sull'area da trattare, tenendo la coppetta a contatto con la pelle. Non occorre applicare alcuna pressione, ma è necessario mantenere il dispositivo sempre in movimento. Se l'aspirazione è eccessiva oppure è difficile mantenere il dispositivo in movimento, premere il pulsante di accensione e spegnimento per terminare l'aspirazione. Ricominciare con un livello di intensità inferiore e/o con una coppetta più grande. In condizioni d'uso normali, si vedrà e sentirà la pelle che viene aspirata nella coppetta e attraverso le estremità massaggianti.
- Per arrestare il trattamento in qualsiasi momento, premere il pulsante di accensione per interrompere l'aspirazione.
- Il trattamento su ogni area richiede solitamente circa 3-5 minuti. Applicare i trattamenti fino a 3 volte a settimana per la prima settimana, aumentando fino a una volta al giorno, se lo si desidera. Solitamente, la pelle inizierà ad apparire più liscia già dopo poche settimane.
- Non trattare mai aree dove la pelle è irritata o lesionata, su vene varicose o nei.
- In caso di lividi, attendere sempre che si riassorbano prima di trattare nuovamente la stessa area.
- Dopo l'uso, rimuovere la coppetta ruotandola in senso antiorario.



## TRATTAMENTO CON RAFFREDDAMENTO

- Dopo aver rimosso la coppetta dal dispositivo, attaccare la testina di raffreddamento, individuando le alette e ruotandola per bloccarla.
- Premere il pulsante di accensione per attivare la funzione di raffreddamento. La superficie in acciaio inossidabile inizierà a raffreddarsi immediatamente. Usare i pulsanti + e - per regolare la temperatura di raffreddamento in base alle proprie esigenze. Il livello 3 (3 LED accesi) è il più freddo.
- Applicare delicatamente la superficie fredda sulla pelle, muovendosi lentamente su tutta l'area trattata. Continuare con questo trattamento per alcuni minuti, per aiutare a lenire e rassodare la pelle. Premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.



**NOTA:** L'autospegnimento si verificherà dopo 10 minuti di raffreddamento. Se è necessario un tempo di raffreddamento aggiuntivo, l'unità può essere riaccesa per un'altra sessione di 10 minuti.

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.**

---

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali oppure non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza a condizione che siano sotto supervisione o abbiano ricevuto le istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.
- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fessura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da HoMedics.
- Non utilizzare MAI l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato o se è caduto nell'acqua. Restituirlo al Centro Assistenza HoMedics per un controllo e la riparazione.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi HoMedics autorizzato.
- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- Assicurarsi di tenere costantemente le parti in movimento del prodotto lontano da capelli, indumenti e gioielli.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Uso non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza. NON utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare



l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.

- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- Non usare su pelle irritata, bruciata dal sole o screpolata o su qualsiasi area con problemi dermatologici.
- Non applicare su verruche, nei o vene varicose.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- Esercitare solo una forza delicata contro il meccanismo al fine di eliminare il rischio di lesioni.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.

## TRE ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.

Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.

Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più vicino, visitare la pagina [www.homedics.co.uk/servicecentres](http://www.homedics.co.uk/servicecentres)


### Sostituzione della batteria

Il tuo prodotto include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

### Direttiva relativa alle batterie

 Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

### WEEE explanation


 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito — insieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

## Présentation de Smoothee IR

Smoothee IR fonctionne sur le même principe que la ventouse de médecine chinoise traditionnelle. Un vide est créé pour aspirer la peau dans une coupelle, procurant un massage profond des tissus. Smoothee IR simplifie cette technique en utilisant une pompe contrôlée électriquement pour créer le vide, et ce processus est renforcé par l'ajout d'une douce chaleur infrarouge (IR). L'application du vide et de la chaleur infrarouge sur les zones de cellulite permet de détacher et de disperser les dépôts de graisse dans la couche de tissu conjonctif et d'obtenir une apparence plus lisse. En utilisant la tête de refroidissement pendant quelques minutes après chaque traitement, votre peau sera également parfaitement apaisée.

## DÉCOUVERTE DE VOTRE APPAREIL

1. 3 LED
2. Bouton de mise en marche
3. Boutons +/-
4. Poignée
5. Prise de chargement USB
6. Tête de refroidissement
7. Grande ventouse
8. Ventouse moyenne
9. Petite ventouse
10. Doigts de massage
11. Filtre en feutre remplaçable
12. Câble USB



## CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL


1. Chargez votre appareil en le connectant à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB Type C fourni. Les LED situées à l'avant du produit s'allument successivement pendant le chargement. Lorsque les 3 LED sont allumées en continu, l'appareil est complètement chargé et doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
2. Une charge de 4 heures\* permet une utilisation sans fil jusqu'à 3 heures.
3. Lorsque l'appareil est allumé, les 3 LED clignotent 5 fois si la batterie est faible et doit être rechargée.



\*Avec un adaptateur secteur USB 1A (non fourni)



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil et débranchez le câble de charge avant de le nettoyer.
- Retirez la ventouse en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les ventouses peuvent être lavées avec de l'eau chaude savonneuse. Séchez-les soigneusement avant de les ranger.
- Essuyez toute huile résiduelle de l'appareil et de la tête de refroidissement avec un chiffon légèrement humide et séchez-les immédiatement.
- NE lavez PAS ou N'immergez PAS l'appareil ou la tête de refroidissement.
- Après 3 à 4 semaines d'utilisation, retirez doucement le filtre en feutre avec une pince à épiler et remplacez-le par un nouveau filtre (fourni).
- Conservez toutes les pièces dans leur boîte d'origine.



## TRAITEMENT PAR VENTOUSES

- Les ventouses sont conçues pour être utilisées sur une peau légèrement huilée. Nous recommandons une légère application d'une simple huile pour bébé, d'huile d'olive ou d'huile de coco liquide sur la peau avant le traitement. Veuillez éviter les huiles parfumées, car elles peuvent endommager/décolorer les surfaces en plastique. N'utilisez pas l'appareil sur une peau non huilée.
- Si vous êtes facilement sujet aux ecchymoses, vous pouvez effectuer un test cutané sur une petite zone avant le traitement afin d'évaluer l'effet sur votre peau. Comme avec tout traitement par ventouse, des ecchymoses temporaires peuvent apparaître sur la zone traitée, mais elles devraient disparaître en quelques jours.
- Fixez la ventouse de votre choix à l'appareil en positionnant les ergots et en faisant tourner la ventouse pour l'enclencher. Les grandes ventouses conviennent généralement aux zones telles que les cuisses et les fesses et les petites ventouses aux zones telles que les bras et les mollets.
- Glissez votre main sous la poignée en silicone et appuyez sur le bouton de mise en marche. Cela activera simultanément l'aspiration et la chaleur infrarouge. Il y a 3 niveaux d'aspiration continue et un niveau d'aspiration intermittente comme indiqué par les 3 LED. Appuyez sur les boutons + et - pour changer de niveau. L'aspiration intermittente est le réglage le plus doux et est indiquée par une seule LED qui s'allume et s'éteint. Remarque : la chaleur infrarouge n'est pas activée dans cette configuration la plus douce.
- Nous recommandons de commencer par une aspiration intermittente ou continue faible le temps de vous habituer à l'appareil. Placez l'appareil sur la peau et commencez immédiatement à le déplacer lentement en un mouvement circulaire ou de va-et-vient sur la zone à traiter en prenant soin de maintenir le contact entre la ventouse et la peau. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une pression, mais il faut maintenir l'appareil en mouvement en permanence. Si l'aspiration est trop forte ou s'il est difficile de maintenir l'appareil en mouvement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour relâcher le vide. Recommencez à un niveau d'intensité plus faible et/ou avec une ventouse plus grande. En utilisation normale, vous verrez et sentirez la peau être tirée vers le haut dans la ventouse et dans les doigts de massage.
- Pour arrêter le traitement à tout moment, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour relâcher le vide.
- Le traitement de chaque zone dure généralement entre 3 et 5 minutes. Effectuez le traitement jusqu'à 3 fois par semaine pendant la première semaine et jusqu'à 1 fois par jour ensuite si vous le souhaitez. La peau commence généralement à paraître plus lisse après quelques semaines seulement.
- Ne traitez jamais les zones de peau irritée ou abîmée, ni les varices ou les grains de beauté.
- En cas d'ecchymoses, il est toujours recommandé d'attendre que celles-ci s'estompent avant de traiter à nouveau la même zone.
- Retirez la ventouse après usage en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.



## TRAITEMENT DE REFROIDISSEMENT

- Après avoir retiré la ventouse de l'appareil, fixez la tête de refroidissement en positionnant les ergots et en tournant jusqu'à enclenchement.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer le refroidissement. La surface en acier inoxydable commencera à refroidir immédiatement. Utilisez les boutons + et - pour ajuster la température à votre niveau de confort. Le niveau 3 (3 LED allumées) est le plus froid.
- Appliquez doucement la surface froide sur la peau, en vous déplaçant lentement sur l'ensemble de la zone traitée. Continuez pendant quelques minutes pour aider à apaiser et à raffermir la peau. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre l'appareil.



**REMARQUE :** L'arrêt automatique se produit après 10 minutes de refroidissement. Si un temps de refroidissement supplémentaire est nécessaire, l'appareil peut être remis en marche pour 10 minutes de plus.

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et toute personne à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexpérimentée, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques qu'elle implique. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par HoMedics.
- Ne JAMAIS utiliser l'appareil en cas de mauvais fonctionnement, de chute, d'endommagement ou s'il est tombé dans l'eau. Le renvoyer au Service après-vente de HoMedics, qui se chargera du diagnostic et de la réparation.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé HoMedics.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Veuillez vous assurer que les cheveux, vêtements et bijoux sont tenus à l'écart des pièces mobiles du produit à tout moment.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente. NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque

affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.

- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, gercée ou brûlée par le soleil, ni sur toute zone présentant des problèmes dermatologiques.
- Ne pas appliquer sur des verrues, des grains de beauté ou des varices.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- Appliquer une pression délicate sur le mécanisme afin d'éliminer tout risque de blessure.
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

## GARANTIE TROIS ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers.


Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site [www.homedics.co.uk/servicecentres](http://www.homedics.co.uk/servicecentres)


### Remplacement des piles

Votre produit comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

### Directive relative aux piles et aux accumulateurs

 Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés. **Avertissement :** Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types ou marques. Enlever les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, sauf si l'on prévoit des cas d'urgence. Ne pas chauffer les piles. Ne pas forcer la décharge des piles.

### Explication WEEE


 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.

## Der Smoothee IR im Überblick

Smoothee IR funktioniert nach demselben Prinzip wie die traditionelle chinesische Praxis des Schröpfens, bei dem ein Vakuum erzeugt wird, um Haut in ein Glas mit abgerundetem Rand zu ziehen, was einen Massageeffekt auf das Tiefengewebe hat. Smoothee IR vereinfacht diese Technik durch den Einsatz einer elektrisch kontrollierten Pumpe zum Erzeugen des Vakuums, verstärkt durch den Zusatz sanfter Infrarotwärme (IR). Die Anwendung des Vakuums und der Infrarotwärme auf Bereiche mit Cellulite lockert und verteilt Fetteinlagerungen innerhalb des Bindegewebes und sorgt so für ein ebenmäßigeres Oberflächenbild. Durch den Einsatz des Kühlkopfs für einige Minuten nach jeder Behandlung wird Ihre Haut außerdem wunderbar beruhigt.

## MERKMALE UND ZUBEHÖR

1. 3 LED-Leuchten
2. Ein/Aus-Taste
3. + / - Tasten
4. Halteband
5. USB-Ladeanschluss
6. Kühlkopf
7. Großer Saugnapf
8. Mittlerer Saugnapf
9. Kleiner Saugnapf
10. Massagestifte
11. Austauschbarer Filter aus Filz
12. USB-Kabel



## AUFLADEN DES GERÄTS


1. Laden Sie Ihr Gerät durch Anschluss an eine USB-Stromquelle mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel. Die LED-Leuchten vorn am Produkt leuchten während des Ladevorgangs nacheinander auf. Wenn alle drei LEDs kontinuierlich leuchten, ist das Produkt voll aufgeladen und sollte von der Stromversorgung getrennt werden.
2. Eine Ladedauer von vier Stunden\* genügt für bis zu 3 Stunden kabellosen Gebrauch.
3. Beim Einschalten des Geräts blinken alle 3 LED-Leuchten fünfmal auf, wenn die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.



\*Bei Gebrauch eines 1A USB-Netzadapters (nicht im Lieferumfang enthalten)


## REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus und trennen Sie das Ladekabel.
- Entfernen Sie den Saugnapf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Die Saugnapfe können in warmem Seifenwasser gereinigt werden. Vor der Lagerung sorgfältig abtrocknen.
- Verbleibendes Öl mit einem leicht feuchten Tuch vom Gerät und vom Kühlkopf abwischen und sofort abtrocknen.
- Das Gerät und den Kühlkopf NICHT mit Wasser reinigen oder in Wasser tauchen.
- Nach 3-4 Wochen des Gebrauchs den Filter aus Filz mit einer Pinzette vorsichtig entfernen und durch einen neuen Filter ersetzen (im Lieferumfang enthalten).
- Alle Teile sicher in der Originalverpackung aufbewahren.



## SCHRÖPFBEHANDLUNG

- Die Saugnapfe sind zur Anwendung auf leicht öliger Haut geeignet. Wir empfehlen, vor der Behandlung ein wenig einfaches Babyöl, Olivenöl oder flüssiges Kokosöl auf die Haut aufzutragen. Bitte verwenden Sie keine parfümierten Öle, da diese die Kunststoffoberfläche beschädigen/verfärben könnten. Nicht auf ungeöhlter Haut anwenden.
- Wenn Sie wissen, dass Sie leicht zu Hämatombildung (blauen Flecken) neigen, sollten Sie die Anwendung zunächst an einer kleinen Stelle testen, ehe Sie eine vollständige Behandlung durchführen, um die Reaktion Ihrer Haut zu prüfen. Wie bei jeder Vakuum-Schröpftherapie sind vorübergehende blaue Flecken in der behandelten Zone möglich, die aber innerhalb einiger Tage wieder verschwinden sollten.
- Befestigen Sie den Saugnapf Ihrer Wahl am Gerät, indem Sie diesen in der Nähe der Stifte aufsetzen und mit einer Drehbewegung einrasten lassen. Die größeren Saugnapfe sind allgemein für Bereiche wie Oberschenkel und Gesäß geeignet, die kleineren für Bereiche wie die Arme und Waden.
- Schieben Sie eine Hand unter das Silikonband und drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Dadurch werden die Vakuum-Saugfunktion und die IR-Wärme gleichzeitig aktiviert. Es gibt drei Stufen kontinuierlicher Saugfunktion und eine Intervall-Saugfunktion, angezeigt durch die drei LEDs. Mit Hilfe der Tasten + und - wechseln Sie die Stufe. Die Intervall-Saugfunktion ist die sanfteste Einstellung, gekennzeichnet durch eine einzelne blinkende LED-Leuchte. Hinweis: Zu dieser sanften Einstellung gehört keine IR-Wärme.
- Wir empfehlen, entweder mit der Intervall- oder der leichten Dauer-Saugfunktion zu beginnen, um sich erst einmal an das Gerät zu gewöhnen. Platzieren Sie das Gerät auf der Haut und beginnen Sie sofort mit langsamen kreisenden oder Vor- und Zurückbewegungen über den zu behandelnden Bereich. Dabei darf der Kontakt zwischen Saugnapf und Haut nicht abbrechen. Druck ist nicht erforderlich, aber das Gerät muss ständig bewegt werden. Wenn sich der Sog zu stark anfühlt oder sich das Gerät nur schwer bewegen lässt, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Vakuum zu lösen. Beginnen Sie wieder mit einer niedrigeren Stufe und/oder einem größeren Saugnapf. Bei normalem Gebrauch werden Sie feststellen, dass die Haut in den Saugnapf und über die Massagestifte gezogen wird.
- Um die Behandlung zu beliebiger Zeit zu beenden, drücken Sie einfach die Ein/Aus-Taste und das Vakuum wird gelöst.
- Die Behandlung einer Zone dauert normalerweise etwa 3-5 Minuten. In der ersten Woche bis zu dreimal anwenden und dann, falls gewünscht, bis auf einmal täglich steigern. Die Haut erscheint typischerweise schon nach einigen Wochen glatter.
- Niemals Bereiche mit gereizter oder geschädigter Haut, Krampfadern oder Muttermalen behandeln.
- Bei Hämatombildung (blaue Flecken) wird empfohlen, immer abzuwarten, bis diese verschwinden, ehe dieselbe Zone erneut behandelt wird.
- Nach dem Gebrauch den Saugnapf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen.



## KÜHLBEHANDLUNG

- Entfernen Sie den Saugnapf vom Gerät und befestigen Sie den Kühlkopf, indem Sie diesen in der Nähe der Stifte aufsetzen und mit einer Drehbewegung einrasten lassen.
- Durch Druck auf die Ein/Aus-Taste wird die Kühlfunktion aktiviert. Die Oberfläche aus Edelstahl beginnt sofort, sich abzukühlen. Mit Hilfe der Tasten + und - wird die Kühltemperatur nach Bedarf eingestellt, je nachdem, was sich angenehm anfühlt. Stufe 3 (alle drei LEDs leuchten) ist die kälteste Einstellung.
- Bewegen Sie die kalte Fläche sanft über die gesamte behandelte Hautzone. Durch Behandlung für einige Minuten wird so die Haut beruhigt und gefestigt. Durch Druck auf die Ein/Aus-Taste wird das Gerät wieder ausgeschaltet.



**HINWEIS:** Nach 10 Minuten Kühlung schaltet sich das Gerät automatisch wieder ab. Wenn zusätzliche Kühlzeit erforderlich ist, kann das Gerät für weitere 10 Minuten Kühlung erneut eingeschaltet werden.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

---

- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter ab 14 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von HoMedics empfohlen wurden.
- Benutzen Sie dieses Instrument AUF KEINEN FALL, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallengelassen, beschädigt oder in Wasser eingetaucht wurde. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in ein Service-Center von HoMedics in Ihrer Nähe.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von HoMedics durchgeführt werden.
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Bitte stellen Sie jederzeit sicher, dass Ihre Haare, Kleidung und lose hängende Schmuckstücke sich außerhalb der Reichweite von bewegenden Teilen des Gerätes befinden.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. Nicht für die Anwendung bei Personen mit sensorischen Einschränkungen einschließlich diabetischer Neuropathie



geeignet.

- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden. Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Nicht auf gereizter, sonnenverbrannter oder rissiger Haut verwenden oder an anderen Stellen mit dermatologischen Problemen.
- Nicht auf Warzen, Muttermalen oder Krampfadern verwenden.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Auf den Mechanismus darf nur sanfter Druck ausgeübt werden, um das Verletzungsrisiko zu eliminieren.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

### 3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:

Telefon: 0049 (0) 69 5170 9480


E-Mail: support@homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.



#### Batteriewechsel

Ihr Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Produkt halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

#### Batterie - Richtlinie

 Dieses symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmu-ll entsorgt werden dürfen, da sie stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen sammelnstellen.

#### WEEE-Erklärung


 Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt  innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres benutzten Geräts bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.

## Presentamos Smoothee IR

Smoothee IR funciona según el mismo principio que la ventosaterapia tradicional china, una práctica en la que se crea un vacío con una suave copa que succiona la piel para producir un efecto de masaje en los tejidos profundos. Smoothee IR simplifica esta técnica usando una bomba controlada electrónicamente para crear el vacío, que se ve reforzada por la adición de un suave calor por infrarrojos (IR). La aplicación del vacío y del calor infrarrojo en las zonas con celulitis ayuda a romper y dispersar los depósitos de grasa dentro de la capa de tejido conjuntivo y deja la superficie con un aspecto más suave. Al utilizar el cabezal de enfriamiento durante unos minutos después de cada tratamiento, su piel también quedará aliviada.

## ACERCA DE SU APARATO

1. 3 luces LED
2. Botón de encendido/apagado
3. Botones +/-
4. Correa
5. Enchufe de carga USB
6. Cabezal de enfriamiento
7. Copa grande
8. Copa mediana
9. Copa pequeña
10. Dedos masajeadores
11. Filtro de fieltro reemplazable
12. Cable USB



## CARGA DEL APARATO


1. Cargue su aparato conectándolo a una fuente de alimentación USB mediante el cable de tipo USB a tipo C incluido. Las luces LED de la parte delantera del producto se iluminarán de manera secuencial durante la carga. Cuando las 3 luces LED queden encendidas de modo fijo, el aparato estará completamente cargado y deberá desconectarse de la corriente.
2. Una carga de 4 horas\* proporciona hasta 3 horas de uso inalámbrico.
3. Al encender el aparato, las 3 luces led parpadearán 5 veces si la batería está baja y necesita cargarse.



\*Basado en el uso de un adaptador de corriente USB de 1 A (no incluido)


## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato y desenchufe el cable de carga antes de limpiar.
- Extraiga la copa desenroscando hacia la izquierda. Las copas se pueden lavar con agua jabonosa tibia. Seque con cuidado antes de guardar.
- Limpie cualquier resto de aceite del aparato y del cabezal de enfriamiento con un paño ligeramente húmedo y séquelo inmediatamente.
- NO lave ni sumerja en líquidos el aparato ni el cabezal de enfriamiento.
- Tras 3 o 4 semanas de uso, extraiga con cuidado el filtro de fieltro con unas pinzas y sustitúyalo por un filtro nuevo (incluido).
- Guarde todas las piezas en la caja original para su protección.



## TRATAMIENTO DE VENTOSATERAPIA

- Las copas han sido diseñadas para usarse sobre la piel ligeramente cubierta de aceite. Recomendamos aplicar una pequeña cantidad de aceite corporal, aceite de oliva o aceite de coco líquido sobre la piel antes del tratamiento. Evite los aceites perfumados, ya que pueden dañar o decolorar las superficies de plástico. No utilice el aparato sobre la piel sin aceite.
- Si tiene tendencia a los moratones, puede hacer una prueba en una pequeña zona antes de realizar el tratamiento completo para evaluar el efecto que tiene en su piel. Al igual que con cualquier tratamiento de ventosaterapia, pueden aparecer moratones temporales en la zona tratada, pero deberían desaparecer en pocos días.
- Coloque la copa elegida en el aparato localizando las lengüetas y enroscándola hasta que quede fija. Las copas más grandes son más adecuadas para zonas como muslos y nalgas, y las más pequeñas para zonas como brazos y pantorrillas.
- Deslice la mano bajo la correa de silicona y presione el botón de encendido/apagado. De esta forma se activará la succión y el calor por infrarrojos simultáneamente. Hay 3 niveles de succión continua y uno de succión intermitente, como indican las 3 luces LED. Presione los botones + y - para cambiar de nivel. La succión intermitente es el nivel más suave y se indica con una sola luz LED intermitente. Nota: este nivel no tiene calor por infrarrojos.
- Recomendamos empezar con la succión intermitente o con la succión continua de intensidad baja hasta que se acostumbre al aparato. Ponga el aparato sobre la piel y empiece inmediatamente a moverlo lentamente en círculos o en movimientos hacia adelante y hacia atrás sobre la zona a tratar, y asegúrese de mantener el contacto entre la copa y la piel. No es necesario aplicar ninguna presión, pero mantenga el aparato en movimiento en todo momento. Si la succión le parece muy fuerte o si le cuesta mover el aparato, presione el botón de encendido/apagado para romper el vacío. Comience de nuevo con un nivel de intensidad menor o con una copa más grande. Con el uso normal, verá y sentirá cómo la piel se levanta dentro de la copa y entre los dedos masajeadores.
- Para detener el tratamiento en cualquier momento, presione el botón de encendido/apagado para romper el vacío.
- El tratamiento de cada zona normalmente dura entre 3 y 5 minutos. Realice el tratamiento hasta 3 veces a la semana durante la primera semana y aumente hasta una vez al día si lo desea. Normalmente, la piel empezará a tener un aspecto más uniforme tras unas pocas semanas.
- Nunca realice el tratamiento sobre piel irritada o dañada, ni sobre varices ni lunares.
- Si aparecen moratones, se recomienda esperar a que desaparezcan antes de volver a tratar la zona.
- Extraiga la copa tras su uso desenroscando hacia la izquierda.



## TRATAMIENTO DE ENFRIAMIENTO

- Tras extraer la copa del aparato, coloque el cabezal de enfriamiento localizando las lengüetas y enroscándolo hasta que quede fijo.
- Presione el botón de encendido/apagado para activar el frío. La superficie de acero inoxidable comenzará a enfriarse inmediatamente. Use los botones + y - para ajustar la temperatura de enfriamiento según lo que le resulte cómodo. El nivel 3 (3 luces LED encendidas) es el más frío.
- Coloque la superficie fría suavemente sobre la piel y muévela lentamente por toda la zona tratada. Continúe con este tratamiento durante unos minutos para ayudar a calmar y reafirmar la piel. Presione el botón de encendido/apagado para apagar.



**NOTA:** Tras 10 minutos, el tratamiento de frío se apagará automáticamente. Si se requiere más tiempo de enfriamiento, el aparato puede volver a encenderse para otra sesión de 10 minutos.

**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.**

---

- Este dispositivo puede ser usado por niños de 14 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les hayan dado instrucciones y comprendan los riesgos que su uso conlleva, o se supervise su uso del dispositivo de manera segura. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO intente coger un aparato que se haya caído al agua o en otros líquidos. Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por HoMedics.
- No utilice NUNCA el aparato si no funciona correctamente, si se le ha caído o dañado, o si se ha sumergido en agua. Envíelo al Centro de Servicios HoMedics para que lo examinen y lo arreglen, si es preciso.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (spray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de HoMedics.
- No cubra nunca las rendijas de ventilación del aparato. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Asegúrese de mantener el pelo, la ropa y las joyas alejados de las piezas móviles del producto en todo momento.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- El uso de este producto debería ser placentero y confortable. En caso de que se produzca dolor o molestias, interrumpa el uso y consulte a su médico.
- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por una persona que tenga una enfermedad física que limite la capacidad del usuario para operar los controles.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.

- No lo use en piel irritada, quemada por el sol o agrietada, ni en ninguna zona donde padezca problemas dermatológicos.
- No lo aplique sobre verrugas, lunares, ni venas varicosas
- No lo use más tiempo del recomendado.
- Solo se debe ejercer una fuerza moderada en el mecanismo de masaje para evitar cualquier riesgo de lesiones.
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.

## TRES AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de tres años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.


Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en:  
[www.homedics.co.uk/servicecentres](http://www.homedics.co.uk/servicecentres)


### Reemplazo de baterías

Su producto incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.  
 replacement battery service.

### Directiva relativa a las pilas

 Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

### Explicación RAEE


 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

## Dit is de Smoothee IR

Smoothee IR werkt volgens hetzelfde principe als het traditionele Chinese cupping waarbij de huid vacuüm wordt gezogen in gladde cups voor een intensieve weefselmassage. Smoothee IR vereenvoudigt deze techniek door de huid met behulp van een elektronisch bediende pomp vacuüm te trekken. De milde infrarode straling (IR) vergroot het effect. Cellulitesgebieden worden vacuüm getrokken en met infrarode straling behandeld om vetophopingen in de bindweefsellaag los te maken en af te voeren. Het resultaat is een huid die gladder oogt. Kalmeer de huid na elke behandeling enkele minuten met de koelkop.


## MEER INFORMATIE OVER HET APPARAAT

1. 3 LEDlampjes
2. Aan/uit-knop
3. Knoppen +/-
4. Bandje
5. USB-stroomaansluiting
6. Koelkop
7. Grote cup
8. Middelgrote cup
9. Kleine cup
10. Massagevingers
11. Verwisselbaar filter van vilt
12. USB-kabel



## HET APPARAAT OPLADEN


1. Sluit het apparaat met de meegeleverde USB-aansluiting type C aan op een USB-stroomvoorziening om het apparaat op te laden. De LEDlampjes aan de voorkant van het product lichten afwisselend op tijdens het opladen. Het product is volledig opgeladen en moet van de stroomvoorziening worden losgekoppeld zodra alle drie de LEDlampjes continu blijven branden.
2. Het apparaat is na 4 uur opladen\* tot wel 3 uur draadloos te gebruiken.
3. Alle drie de LEDlampjes knipperen bij het inschakelen vijf keer als de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.



\*Gebaseerd op het gebruik van een 1A USB-adapter (niet meegeleverd)


## REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel voor het reinigen het apparaat uit en ontkoppel de stroomaansluiting.
- Verwijder de cup door deze tegen de klok in los te draaien. De cups kunnen worden gereinigd in een warm soepje. Laat de cups voor het opbergen eerst zorgvuldig opdrogen.
- Gebruik een licht vochtige doek om restjes olie van het apparaat en van de koelkop te vegen en droog direct af.
- Was het apparaat of de koelkop NIET en dompel NIET onder.
- Verwijder na 3-4 weken gebruik het filter van vilt voorzichtig met een pincet en vervang door een nieuw (meegeleverd) filter.
- Berg alle onderdelen veilig op in de originele verpakking.



## CUPPING

- Gebruik de cups op een licht met olie ingesmeerde huid. We adviseren om de huid voor de behandeling in te smeren met een kleine hoeveelheid babyolie, olijfolie of vloeibare kokosolie. Vermijd het gebruik van geperfumeerde oliën. Kunststofoppervlakken kunnen hierdoor beschadigd raken of verkleuren. Gebruik niet op huid die niet is ingesmeerd met olie.
- Mensen die snel blauwe plekken krijgen, kunnen het apparaat voorafgaand aan een volledige behandeling eerst op een klein stukje huid testen om te bepalen wat het effect is. Het kan bij cupping altijd voorkomen dat de behandelde huid tijdelijk gevoelig is, maar dit zou na enkele dagen moeten wegtrekken.
- Plaats de gewenste cup op de bevestigingspunten op het apparaat en draai vast. De grotere cups worden doorgaans gebruikt voor lichaamsdelen zoals dijen en billen en de kleinere cups voor bijvoorbeeld armen en kuiten.
- Schuif uw hand onder het siliconen bandje en druk op de aan/uit-knop. Het vacuümzuigen en de infrarode straling worden direct geactiveerd. Er zijn drie continue zuigingsniveaus en één zuigingsniveau met intervallen die door de drie LEDlampjes worden aangeduid. Druk op de knop + of - om te wisselen tussen de niveaus. Zuiging met intervallen is de meest milde instelling en deze wordt aangeduid door één enkel knipperend ledlampje. Opmerking: de infrarode straling is niet beschikbaar bij deze meest milde instelling.
- We adviseren om te beginnen met de zuiging met intervallen of het laagste niveau van de continue zuiging om aan het apparaat te wennen. Plaats het apparaat op de huid en maak onmiddellijk langzame draaiende bewegingen of beweeg langzaam heen en weer over het te behandelen gebied en zorg dat de cup daarbij in contact blijft met de huid. Er hoeft geen druk te worden uitgeoefend, maar het apparaat moet wel continu in beweging blijven. Druk de aan/uit-knop in om het vacuümzuigen uit te schakelen als de zuiging te krachtig aanvoelt of als het apparaat moeilijk heen en weer te bewegen is. Begin opnieuw op een lager niveau en/of met een grotere cup. Bij normaal gebruik ziet u dat de huid in de cup wordt gezogen en langs de massagevingers.
- U kunt de behandeling en het vacuümzuigen op elk gewenst moment stoppen door de aan/uit-knop in te drukken.
- Het behandelen van een gebied duurt gemiddeld 3-5 minuten. Behandel de huid in het begin maximaal 3 keer per week en voer dit indien gewenst op naar eenmaal daags. De huid zal doorgaans na enkele weken al gladder ogen.
- Behandel geen delen van de huid die beschadigd of geïrriteerd zijn of delen met spataderen of moedervlekken.
- Wacht bij het ontstaan van eventuele blauwe plekken tot deze zijn weggetrokken voordat u hetzelfde gebied opnieuw behandelt.
- Draai de cup tegen de klok in om deze na gebruik te verwijderen.



## KOELEN

- Verwijder eerst de cup van het apparaat en plaats daarna de koelkop op de bevestigingspunten en draai vast.
- Schakel het koelen in met de aan/uit-knop. Het roestvrijstalen oppervlak zal onmiddellijk beginnen met koelen. Gebruik de knop + of de knop - om de gewenste temperatuur in te stellen. Niveau 3 (3 brandende ledlampjes) is het koudst.
- Plaats het koude oppervlak voorzichtig op de huid en beweeg langzaam heen en weer over het behandelde gebied. Blijf dit enkele minuten herhalen om de huid te kalmeren en te verstevigen. Schakel het apparaat uit met de aan/uit-knop.



**LET OP:** Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten koelen. Schakel het apparaat opnieuw in voor nog een sessie van 10 minuten als de huid nog verder gekoeld moet worden.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

---

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid bij het gebruik van dit apparaat of hen is getoond hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken, en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. Droog houden – NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door HoMedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- Het apparaat NOOIT gebruiken als het niet goed werkt, gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen. Retourneer het naar het onderhoudscentrum van HoMedics, waar het zal worden onderzocht en gerepareerd.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd HoMedics Service Centre.
- Nooit de luchttoevoer van het apparaat blokkeren. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Zorg ervoor dat haar, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt blijven van de bewegende delen van het product.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuiglijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken. NIET gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedsomloop.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke



aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.

- Niet op geïrriteerde, door de zon verbrande of gebarsten huid of op zones met huidproblemen gebruiken.
- Niet aanbrengen op wratten, moedervlekken of spataderen.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Druk slechts lichtjes op het mechanisme om het risico op verwonding te elimineren.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

## DRIE JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.


Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek [www.homedics.co.uk/servicecentres](http://www.homedics.co.uk/servicecentres)

### Batterijen vervangen

De product komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendienst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

### Richtlijn inzake batterijen

 Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggegooid mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

### Uitleg over AEEA

 Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggegooid. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.





# HOMEDICS<sup>®</sup>

BEAUTY

**Distributed in the UK by**

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

**EU Importer**

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Customer Support: +44(0) 1732 378557 | [support@homedics.co.uk](mailto:support@homedics.co.uk)

IB-CELL600EU-0221-01

