


Homedics

Modulair™ compression complete compression system





Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE
SR-CM10 Series

PRODUCT FEATURES:

The modula^{ir}™ Controller Module is equipped with our intelligent SMRTflex chip. This technology gives our controller module the ability to detect which modula^{ir}™ compression wrap it's docked into and perform the programmes specific to that wrap. This allows you to add on to your system and build a compression regimen that fits your needs, all while doing it with the same battery module.



A / POWER  - To turn the massager on/off, press the power button. The ring around the power button will illuminate white to indicate that the unit is on.


NOTE: The massager will begin on mode A and 60% intensity with no heat.


B / BATTERY INDICATOR  - The colour indicates the battery level remaining.

- Solid White: 40% - 100% Charge
- Solid Red: 20 - 40% Charge
- Flashing Red: ≤20% Charge


C / HEAT INDICATOR  - The colour indicates the intensity of the heat selected.

- Green: Low
- Blue: Medium
- Purple: High

D / HEAT BUTTON  - To select between three levels of heat therapy (Low, Medium, and High), press the heat button to reach the desired level.

E / INTENSITY  - Press the intensity button to select your preferred level of pressure. The intensity level is indicated on the LED screen to the left of the button.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / MODE BUTTON  - Press the mode button to select between the four massage modes. The mode is indicated on the LED screen directly above the button.

- (A) Alternating
- (B) Full
- (C) Sequential
- (D) Pulsing

INSTRUCTIONS FOR USE:

Congratulations on your purchase of a Homedics modular™ product. Modular™ is the first pneumatic compression system that allows you to customize your experience by offering compression wraps and products for all parts of the body all using the same controller module for complete flexibility. To start using your modular™ system, you'll need at least one modular™ controller module (Model SR-CMX10) and at least one modular™ compression wrap.

1. Your modular™ compression system uses a modular controller module (SR-CMX10). To start, when opened, your controller module may require charging. To charge the battery, plug one end of the USB cord into the unit and plug the other end into an adapter. Your controller module will be fully charged after a maximum of 5 hours charge time, and the charge will last up to 5 hours.


NOTE: This device only comes with a USB cord, not an adapter. A USB charger will also charge the units. Do not attempt to use a cord that is not a USB-type cord. Use only with Listed/Certified ITE Power Supply. The units will not operate when charging. Use a 5V/2A (or 5V/1A, slower) charger, but not higher than 5V.

2. Your compression wrap can be used on either the left or right side.
3. Use the fastening tape to adjust the wrap so it's snug but comfortable. Do not overtighten.
4. Connect your controller module to the compression wrap, sliding it into the dock until it "clicks" into place. See image to the right.
5. Press the power button to turn on the unit. The display will illuminate to confirm the unit is on.
6. Press the "MODE" button to select between the 4 massage modes. Press the "HEAT" button to toggle between 3 levels of heat. Press the "INTENSITY" button to adjust the intensity of the air compression.
7. The unit will turn off automatically after 15 minutes.




CAUTION: To avoid injury, always remain seated when using massager.

4 MASSAGE MODES




MODE A: ALTERNATING

The first airbag is inflated to the desired pressure and maintains the pressure for 5 seconds. The air is then released for 2 seconds. The second airbag begins to inflate to the desired pressure and maintains the desired pressure for 5 seconds. The air is then released for 2 seconds. Both airbags inflate simultaneously and maintain pressure for 5 seconds. The pattern continues to repeat until auto shutoff at 15 minutes.




MODE B: FULL

The two airbags are inflated to the desired pressure at the same time. The airbags hold the pressure for 5 seconds and then release the air for 3 seconds. This pattern continues to repeat until auto shutoff at 15 minutes.



MODE C: SEQUENTIAL

The lower airbag is inflated to the desired pressure, and the pressure is held for 3 seconds. The upper airbag then inflates to the desired pressure. Air pressure is held in both airbags for 5 seconds and then released for 5 seconds. This pattern continues to repeat until auto shutoff at 15 minutes.



MODE D: PULSING

The two airbags are inflated to the desired pressure at the same time, then the airbags immediately release the air for 1 second. The airbags then continue to inflate to the desired pressure. This pattern continues to repeat until auto shutoff at 15 minutes.

MAINTENANCE:

Cleaning

- Disconnect the battery from the compression wrap and allow to cool before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp sponge.
- Never allow water or any other liquids to come into contact with the appliance.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, glass / furniture polish, paint thinner etc to clean.

Storage

Allow the product to cool down and then place in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface. To avoid breakage, DO NOT wrap the USB cable around the appliance. DO NOT hang the unit by the USB cable.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for a unit that has fallen into water. Unplug it immediately.

- NEVER use pins or other metallic fasteners with this appliance.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the

- hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts or attachments.
 - Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - DO NOT use outdoors.
 - Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by Homedics; specifically, any attachments not provided with the unit.
 - DO NOT carry this appliance by the supply cord or use cord as a handle.
 - NEVER operate this appliance if it has a damaged USB cable, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to the HoMedics Service Centre for examination and repair.
 - Keep the cord away from heated surfaces.
 - NEVER operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - NEVER drop or insert any object into any opening.
 - DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.

- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove control/battery unit.
- DO NOT stand on or in appliance. Use only while seated.
- Keep long hair away from massager while in use.
- DO NOT use massager in close proximity to loose clothing or jewellery.
- Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. DO NOT use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- Recharge only with the USB cable specified by the manufacturer. A USB cable that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small

metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
- Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- DO NOT use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- DO NOT expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack

or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. Product operating and charging range: 0°C – 40°C

- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION – PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.


- Consult your doctor prior to using this product, if:
 - You are pregnant
 - You have a pacemaker
 - You have any concerns regarding your health
- NOT recommended for use by diabetics.
- NEVER leave the unit

- unattended, especially if children are present.
- NEVER cover the unit when it is in operation.
- DO NOT use this product for more than 15 minutes at a time.
- Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- DO NOT use this product before bed. The massager has a stimulating effect and can delay sleep.
- This product should never be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NOT for use by children.
- This appliance is intended for household use only.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies.

NOTE: This unit will shut off automatically after 15 minutes of use. If your unit overheats, turn off the unit and let cool for 30 minutes before turning on again and continuing use.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Le module de batterie modulaire™ est muni de notre puce intelligente SMRTflex. Grâce à cette technologie, notre module de batterie est capable de détecter à quel brassard de compression modulaire™ il est connecté, et d'exécuter les programmes spécifiques à ce dernier. Ceci vous permet d'ajouter à votre système existant et de créer un protocole de compression qui répond à vos besoins, tout en utilisant le même module de batterie.



A / MISE EN MARCHÉ – Pour allumer ou éteindre votre masseur, appuyez sur le bouton de Mise en marche. Le cercle autour du bouton de Mise en marche s'illuminera pour indiquer que l'appareil est allumé.

REMARQUE: le masseur démarrera en mode A avec une intensité de 60 % sans chaleur.

B / INDICATEUR DE BATTERIE – La couleur indique le niveau de batterie restant.

- Blanc continu: 40 % à 100 % de charge
- Rouge continu: 20 % à 40 % de charge
- Rouge clignotant: ≤ 20 % de charge

C / INDICATEUR DE CHALEUR – La couleur indique l'intensité de chaleur sélectionnée.

- Vert: faible
- Bleu: moyenne
- Violet: élevée

D / BOUTON CHALEUR – Pour sélectionner l'un des trois niveaux de thérapie

thermique (chaleur faible, moyenne ou élevée), appuyez sur le bouton Chaleur et choisissez l'intensité de chaleur souhaitée.

E / INTENSITÉ – Appuyez sur le bouton Intensité pour sélectionner le niveau de pression souhaité. Le niveau d'intensité est indiqué sur l'écran LED à gauche du bouton.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / BOUTON MODE – Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner l'un des quatre modes de massage. Le mode est indiqué sur l'écran LED directement au-dessus du bouton.

- (A) Intermittent
- (B) Complet
- (C) Séquentiel
- (D) Par impulsion

MODE D'EMPLOI:

Merci d'avoir choisi l'appareil Homedics modulaire™. Modulaire™ est le premier système de compression pneumatique qui vous permet de personnaliser votre expérience, à l'aide de brassards et d'appareils de compression pour toutes les parties du corps, en utilisant le même module de batterie, assurant ainsi une flexibilité totale. Pour commencer à utiliser votre système modulaire™, il vous faudra au moins un module de batterie modulaire™ (modèle SR-CMX10) et au moins un brassard de compression modulaire™.

1. Votre système de compression modulaire™ utilise un module de batterie modulaire™ (SRCMX10). Pour commencer, une fois que vous avez ouvert votre module de batterie, il vous faudra peut-être le charger. Pour cela, branchez une extrémité du cordon USB dans l'appareil et l'autre dans un adaptateur. Votre module de batterie sera entièrement chargé après 5 heures maximum, et la charge durera jusqu'à 5 heures.


REMARQUE: cet appareil est uniquement livré avec un cordon USB, et pas avec un adaptateur. Un chargeur USB chargera également l'appareil. N'essayez pas d'utiliser d'autre cordon qu'un cordon de type USB. Utilisez uniquement cet appareil avec un bloc d'alimentation certifié ou homologué ITE. Lors de la charge, les appareils ne fonctionnent pas. Utilisez un chargeur 5V / 2A (ou 5V/1 A, plus lent), mais ne dépassez pas les 5 V.

2. Votre brassard de compression peut être utilisé sur le côté gauche ou droit.
3. Utilisez le ruban de fixation pour ajuster le brassard, de sorte qu'il épouse bien le corps, tout en restant confortable. Ne serrez pas trop.
4. Connectez votre module de batterie au brassard de compression, en le faisant glisser dans le socle jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. Reportez-vous à l'image sur la droite.
5. Appuyez sur le bouton de Mise en marche pour allumer l'appareil. L'écran s'illuminera pour confirmer que l'appareil est allumé.
6. Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner l'un des 4 modes de massage. Appuyez sur le bouton « CHALEUR » pour choisir entre 3 niveaux de chaleur. Appuyez sur le bouton « INTENSITÉ » pour régler l'intensité de la compression d'air.
7. L'appareil s'éteindra automatiquement après 15 minutes.




MISE EN GARDE: pour éviter les blessures, restez toujours en position assise lors de l'utilisation du masseur.

4 MODES DE MASSAGE




MODE A: INTERMITTENT

Le premier airbag se gonfle jusqu'à la pression souhaitée et la pression est maintenue pendant 5 secondes. Il se dégonfle ensuite pendant 2 secondes. Le second airbag commence à se gonfler jusqu'à la pression souhaitée et la pression est maintenue pendant 5 secondes. Il se dégonfle ensuite pendant 2 secondes. Les deux airbags se gonflent simultanément et la pression est maintenue pendant 5 secondes. Ce processus se répète jusqu'à l'arrêt automatique au bout de 15 minutes.




MODE B: COMPLET

Les deux airbags se gonflent en même temps jusqu'à obtention de la pression souhaitée. Les airbags maintiennent la pression pendant 5 secondes, puis se dégonflent pendant 3 secondes. Ce processus se répète jusqu'à l'arrêt automatique au bout de 15 minutes.



MODE C: SÉQUENTIEL

L'airbag inférieur se gonfle jusqu'à atteindre la pression souhaitée, et la pression est maintenue pendant 3 secondes. L'airbag supérieur se gonfle ensuite jusqu'à la pression souhaitée. La pression d'air est maintenue dans les deux airbags pendant 5 secondes, puis ils se dégonflent pendant 5 secondes. Ce processus se répète jusqu'à l'arrêt automatique au bout de 15 minutes.



MODE D: PAR PULSATION

Les deux airbags se gonflent en même temps jusqu'à obtention de la pression souhaitée, puis ils se dégonflent immédiatement pendant 1 seconde. Les airbags continuent alors de se gonfler jusqu'à la pression souhaitée. Ce processus se répète jusqu'à l'arrêt automatique au bout de 15 minutes.

ENTRETIEN:

Nettoyage

- Débranchez la batterie du dispositif de compression et laissez-la refroidir.
- Utiliser uniquement une éponge souple légèrement humidifiée pour le nettoyage.
- Ne jamais mettre l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas le nettoyer en l'immergeant dans un liquide.
- Ne jamais utiliser de brosses, produits abrasifs, lustrant pour vitre/mobilier, décapant peinture, etc. pour le nettoyage.

Rangement

Laissez l'appareil refroidir, puis remettez-le dans sa boîte ou dans un endroit sécurisé, frais et sec. Éviter tout contact avec des objets à angles saillants ou pointus, susceptibles de déchirer ou de percer la surface du tissu. **NE PAS** enrouler le câble USB autour de l'appareil pour éviter tout dégât. **NE PAS** le suspendre par le câble USB.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, SURTOUT EN PRÉSENCE D'ENFANTS, VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES, ET NOTAMMENT LES SUIVANTES: LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION.

DANGER – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE:

- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

- **NE TOUCHEZ PAS** à un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez **JAMAIS** d'épingles ou d'autres éléments de fixation métalliques avec cet appareil.

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLES:

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes

- ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des éléments ou des accessoires.
 - Lorsqu'un appareil est utilisé par ou sur, près ou en présence d'enfants, de personnes invalides ou handicapées, une surveillance étroite doit être exercée.
 - N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur.
 - Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez PAS d'accessoires non recommandés par Homedics et surtout, pas d'accessoires non fournis avec cet appareil.
 - Ne portez PAS cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
 - N'utilisez JAMAIS cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.e, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez-le au centre de service HoMedics pour inspection et réparation.
 - Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
 - Ne faites JAMAIS fonctionner l'appareil si ses ouvertures d'aération sont obturées. Veillez à ce que

- les ouvertures d'aération soient exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- Ne laissez JAMAIS tomber ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture quelconque.
- Ne l'utilisez PAS dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez PAS l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes sur la position Arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- Ne montez PAS sur l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.
- Veillez à ce que les cheveux longs soient maintenus à distance du masseur lorsqu'il est en marche.
- N'utilisez PAS le masseur à proximité de vêtements amples ou de bijoux.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sur une surface molle comme un lit ou un canapé, car les ouvertures d'aération pourraient être obturées.
- Prévenir une mise en marche accidentelle. Assurez-vous que l'interrupteur est en position Arrêt avant de le connecter au bloc-batterie, de soulever ou de transporter l'appareil. Ne transportez pas l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur et ne le branchez pas lorsque l'interrupteur est en position allumée, car cela pourrait causer un accident.
- Déconnectez le bloc-batterie de l'appareil avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoires ou de stocker l'appareil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise sous tension accidentelle de l'appareil.

- Prenez garde lors de l'utilisation de surfaces chauffées. Ceci peut occasionner des blessures graves. N'utilisez PAS l'appareil sur des zones d'insensibilité cutanée ou en cas de mauvaise circulation sanguine. L'usage non surveillé de la chaleur par des enfants ou des personnes en état d'incapacité peut être dangereux.
- Rechargez uniquement l'appareil à l'aide du câble USB spécifié par le fabricant. Un câble USB qui convient à un type de bloc-batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé dans un autre bloc-batterie.
- Utilisez les appareils uniquement avec les blocs-batterie spécifiquement désignés. L'utilisation d'autres blocs-batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, gardez-le éloigné d'autres objets métalliques, comme les trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, risquant d'établir le contact entre les deux bornes. Un court-circuit entre les bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.
- En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut être éjecté de la batterie; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si un liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.
- Du liquide éjecté de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez PAS de bloc-batterie ou d'appareil endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un fonctionnement

- imprévisible susceptible de causer un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'exposez PAS de bloc-batterie ou d'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut causer une explosion.
 - Suivez toutes les consignes de charge et ne chargez pas le bloc-batterie ou l'appareil en dehors de la fourchette de températures spécifiée dans les consignes. Une charge incorrecte de l'appareil ou en dehors de la fourchette spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie. Fourchette de fonctionnement et de chargement de l'appareil: 0 °C – 40 °C.
 - Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
 - Cet appareil contient des piles non remplaçables.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

ATTENTION – VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES ATTENTIVEMENT AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si:


- Vous êtes enceinte.
- Vous portez un pacemaker.
- Vous avez des préoccupations concernant votre santé.
- DÉCONSEILLÉ chez les personnes diabétiques.
- Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance surtout en présence d'enfants.
- NE couvrez JAMAIS l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez PAS cet appareil pendant plus de 15 minutes d'affilée.
- Une utilisation prolongée pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil et en réduire la durée de vie. En cas de surchauffe, cessez d'utiliser l'appareil et laissez-le refroidir avant

- de le remettre en marche.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
 - N'utilisez PAS cet appareil en remplacement de soins médicaux.
 - N'utilisez PAS cet appareil avant de vous coucher. Le masseur a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
 - Cet appareil ne doit jamais être utilisé par une personne souffrant d'une affection physique qui limiterait sa capacité à utiliser les commandes.
 - Ne doit PAS être utilisé par des enfants.
 - Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
 - Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une affection physique qui limiterait sa capacité à utiliser les commandes ou qui présente des déficits sensoriels.

REMARQUE: cet appareil s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'utilisation. Si votre appareil surchauffe, éteignez-le et laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de le rallumer et de poursuivre l'utilisation.

PRODUKTMERKMALE:

Durch das Batteriemodul modular™ mit SMRTflex Chip wird die an modular™ angedockte Kompressionsbandage erkannt und das dazu passende Programm automatisch ausgeführt. Dadurch ist das System erweiterbar und ermöglicht, die Kompressionsbehandlung bedarfsgerecht zu gestalten, ohne das Batteriemodul zu wechseln.



A / EIN/AUS-TASTE  – Zum Ein- und Ausschalten Taste jeweils einmal drücken. Leuchtender Ring um Ein-/Austaste zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

HINWEIS: Das Gerät wird im Modus A gestartet, bei 60 % Intensität ohne Wärmefunktion.


B / BATTERIESTATUS  – Farbanzeige ändert sich je nach Ladung.

- Dauerhaft weiß: 40 % – 100 % Ladung
- Dauerhaft rot: 20 % – 40 % Ladung
- Rot blinkend: ≤ 20 % Ladung


C / WÄRMEANZEIGE  – Farbanzeige ändert sich je nach gewählter Wärmestufe.

- Grün: Niedrig
- Blau: Mittel
- Lila: Hoch

D / WÄRMETASTE  – 3-stufige Wärmetherapie durch Tastendruck wählbar (niedrig, mittel und hoch).

E / INTENSITÄT  – Druckstärke durch Tastendruck wählbar. Die Intensitätsstufe wird links auf dem LED-Screen angezeigt.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / MODUSTASTE  – Vier Massagearten per Tastendruck wählbar. Der Modus wird darüber auf dem LED-Screen angezeigt.

- (A) Abwechselnd
- (B) Komplett
- (C) Sequenziell
- (D) Pulsierend

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schön, dass Sie sich für Homedics modular™ entschieden haben, die erste pneumatische Kompressionsbehandlung mit Bandagen und Produkten für den ganzen Körper mit nur einem Batteriemodul. Für das modular™-System ist mindestens ein modular™-Batteriemodul (Modell SR-CMX10) und mindestens eine modular™-Kompressionsbandage erforderlich.

1. Das modular™-System wird mit einem modular-Batteriemodul (SR-CMX10) betrieben. Nach dem Entpacken muss das Batteriemodul möglicherweise erst geladen werden. Vorgehen: Gerät und Adapter mit dem USB-Kabel verbinden. Nach max. 5 Stunden ist das Batteriemodul vollständig geladen und kann mindestens 5 Stunden betrieben werden.


HINWEIS: Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten, das USB-Kabel schon. Verwendung eines USB-Ladegeräts möglich. Nur mit USB-Kabel verwenden. Nur zulässige/zertifizierte ITE-Netzteile und Adapter verwenden. Während dem Laden ist kein Betrieb möglich. Ladegerät mit 5 V / 2 A (oder 5 V / 1 A – langsamer), aber nicht über 5 V verwenden.

2. Kompressionsbandage kann links- oder rechtsherum verwendet werden.
3. Bandage mithilfe des Verschlusses eng aber bequem anlegen. Nicht überspannen.
4. Batteriemodul ins Dock der Kompressionsbandage schieben und einrasten lassen. Siehe rechte Abbildung.
5. Ein/Aus-Taste drücken, um das Modul einzuschalten. Das Display beginnt zu leuchten. Das Modul ist an.
6. Durch Drücken der MODUS-Taste eine der 4 Massagearten wählen. An der WÄRME-Taste eine der 3 Stufen einstellen. Kompression an der INTENSITÄT-Taste hoch- oder runterregeln.
7. Das Modul schaltet nach 15 Minuten von selbst aus.




ACHTUNG: Massagegerät nur im Sitzen verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

4 MASSAGEARTEN




MODUS A: ABWECHSELND

Erste Kammer wird aufgeblasen und der gewünschte Druck 5 Sekunden gehalten. Luft wird für 2 Sekunden abgelassen. Nun wird die zweite Kammer aufgeblasen und der gewünschte Druck 5 Sekunden gehalten. Luft wird für 2 Sekunden abgelassen. Beide Kammern werden aufgeblasen und der Druck für 5 Sekunden gehalten. Sequenz wiederholt sich für 15 Minuten bis zur automatischen Abschaltung.




MODUS B: KOMPLETT

Beide Kammern werden zugleich bis zum gewünschten Druck aufgeblasen. Der Druck wird in beiden Kammern 5 Sekunden gehalten und dann für 3 Sekunden Luft abgelassen. Sequenz wiederholt sich für 15 Minuten bis zur automatischen Abschaltung.



MODUS C: SEQUENZIELL

Untere Kammer wird aufgeblasen und der gewünschte Druck 3 Sekunden gehalten. Obere Kammer wird bis zum gewünschten Druck aufgeblasen. Luftdruck wird in beiden Kammern für 5 Sekunden gehalten und dann für 5 Sekunden abgelassen. Sequenz wiederholt sich für 15 Minuten bis zur automatischen Abschaltung.



MODUS D: PULSIEREND

Beide Kammern werden zugleich bis zum gewünschten Druck aufgeblasen und Luft dann sofort für 1 Sekunde abgelassen. Kammern werden weiter bis zum gewünschten Druck aufgeblasen. Sequenz wiederholt sich für 15 Minuten bis zur automatischen Abschaltung.

WARTUNG:

Säuberung

- Trennen Sie den Akku vom Kompressionsgerät und lassen Sie es abkühlen.
- Säubern Sie es nur mit einem weichen, leicht feuchten Schwamm.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Tauchen Sie es zum Reinigen in keine Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Bürsten, Glasreiniger/ Möbelpolitur, Verdünnung o.ä.

Aufbewahrung

Produkt abkühlen lassen und dann in der Verpackung oder trocken, sicher und kühl lagern. Vermeiden Sie, dass es mit scharfen Kanten oder spitzen Objekten in Kontakt kommt, die den Stoff zerschneiden oder durchlöchern könnten. Um Bruchstellen zu vermeiden, wickeln Sie das USB-Kabel NICHT um das Gerät herum. Hängen Sie das Gerät NICHT an seinem USB-Kabel auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEI VERWENDUNG
ELEKTRISCHER PRODUKTE
SIND UNTER ANDEREM
FOLGENDE GRUNDLEGENDE
SCHUTZMASSNAHMEN ZU
BEACHTEN, BESONDERS WENN
KINDER ANWESEND SIND:
VOR GEBRAUCH ALLE
ANWEISUNGEN LESEN.

GEFAHR – ZUM SCHUTZ VOR
STROMSCHLAG:

- Unmittelbar nach Gebrauch und vor dem Reinigen immer von der Stromversorgung trennen.
- NICHT nach ins Wasser gefallenem Gerät greifen.

Netzstecker sofort aus der Steckdose ziehen.

- NIEMALS mit Nägeln oder anderen metallischen Befestigungselementen verwenden.

ACHTUNG – ZUM SCHUTZ
VOR VERBRENNUNGEN,
BRAND, STROMSCHLAG ODER
PERSONENSCHADEN:

- Kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen

benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

- In eingestecktem Zustand NIEMALS unbeaufsichtigt lassen. Bei Nichtgebrauch und vor dem Anbringen oder Entfernen von Zubehörteilen oder Aufsätzen den Netzstecker ziehen.
- Der Gebrauch des Geräts von, an oder in der Nähe von Kindern, invaliden oder behinderten Menschen ist permanent zu beaufsichtigen.
- NICHT im Freien verwenden.
- Nur für den hier beschriebenen Verwendungszweck

einsetzen. NUR mit von Homedics empfohlenen und mitgelieferten Aufsätzen verwenden.

- NICHT am Netzkabel tragen oder das Kabel als Griff verwenden.
- NIEMALS betreiben, wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt sind, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen, beschädigt oder unter Wasser getaucht wurde. In diesem Fall zur Kontrolle und Reparatur an das HoMedics Servicecenter senden.
- Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- NICHT mit blockierten Luftöffnungen betreiben. Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren usw. halten.
- KEINE Gegenstände in die Öffnungen des Geräts stecken oder hineinfallen lassen.
- NICHT an Orten betreiben, an denen aerosolhaltige Produkte (Sprays) verwendet werden oder

- Sauerstoff verabreicht wird.
- NICHT unter einer Decke oder einem Kissen betreiben. Gerät kann überhitzen und Brand, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
- Zum Ausschalten alle Bedienelemente in die Aus-Position bringen und anschließend den Netzstecker ziehen.
- NICHT im Stehen verwenden oder auf dem Gerät stehen. Nur im Sitzen verwenden.
- Lange Haare bei Gebrauch des Massagegeräts nicht offen tragen.
- Bei Gebrauch des Massagegeräts KEINE lose Kleidung oder Schmuck tragen.
- NICHT auf weicher Unterlage (Bett, Sofa usw.) betreiben, wo Luftöffnungen blockiert werden können.
- Unbeabsichtigte Inbetriebnahme verhindern. Vor Anschluss des Akkusatzes, beim Hochheben oder Tragen des Geräts den Schalter in die Aus-Stellung bringen. Das Tragen mit dem Finger am Schalter oder Verbinden im angeschalteten Zustand mit einer Stromquelle kann Unfälle verursachen.
- Vor Justierung, Austausch von Zubehör oder Lagerung des Geräts den Akkusatz entfernen. Dadurch wird eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme verhindert.
- Beheizte Flächen mit Vorsicht verwenden. Verbrennungsgefahr. NICHT auf überempfindlicher Haut oder bei schlechter Durchblutung verwenden. Bei unbeaufsichtigtem Gebrauch von Wärme durch Kinder oder behinderte Menschen besteht Gefahr.
- Nur mit dem vom Hersteller angegebenen USB-Kabel aufladen. Falsche USB-Ladekabel können einen Akkusatz in Brand setzen.
- Nur mit den angegebenen Akkusätzen verwenden. Bei Gebrauch anderer Akkusätze besteht Verletzungs- und

- Brandgefahr.
- Akkusatz bei Nicht-Gebrauch fernhalten von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen, die überbrückend wirken können. Bei Kurzschluss der Batteriepole besteht Verbrennung- oder Brandgefahr.
 - Unter widrigen Bedingungen möglicherweise austretende Batterieflüssigkeit nicht berühren. Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen.
 - Austretende Batterieflüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
 - In beschädigtem oder abgeändertem Zustand WEDER Akkusatz NOCH Gerät weiterverwenden. Beschädigte oder abgeänderte Batterien können sich z. B. plötzlich entzünden, explodieren oder Verletzungen verursachen.
 - WEDER Akkusatz NOCH Gerät Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Brandeinwirkung oder Temperaturen über 130 °C können zu Explosion führen.
 - Alle Ladeanweisungen befolgen und weder Akkusatz noch Gerät außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs aufladen. Unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und die Brandgefahr erhöhen. Betriebs- und Ladebereich des Produkts: 0 °C – 40 °C.
 - Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften ausgetauscht werden dürfen.
 - Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht

austauschbar sind.


ANWEISUNGEN GUT AUFBEWAHREN


VORSICHT – ANWEISUNGEN VOR INBETRIEBNAHME BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

- Vor Gebrauch ist ärztlicher Rat einzuholen:
 - bei Schwangerschaft
 - bei implantiertem Herzschrittmacher
 - bei gesundheitlichen Bedenken
- Für Diabetiker:innen NICHT empfohlen.
- Gerät NIE unbeaufsichtigt lassen, besonders wenn Kinder anwesend sind.
- Gerät in Betrieb NIE abdecken.
- Produkt NICHT länger als 15 Minuten am Stück betreiben.
- Übermäßiger Gebrauch kann zu Überhitzung und verkürzter Lebensdauer des Geräts führen. Gerät in diesem Fall ausschalten und vor weiterem Gebrauch abkühlen lassen.
- Gerät NIE direkt auf geschwollenen, entzündeten Hautpartien oder Ausschlag verwenden.
- Produkt ist KEIN Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Produkt NICHT vor dem Zubettgehen verwenden. Die stimulierende Massage kann schlafverzögernd wirken.
- Das Produkt darf NIE von Personen verwendet werden, die die Bedienelemente aufgrund körperlicher Beschwerden nicht betätigen können.
- NICHT für Kinder bestimmt.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Das Produkt darf NIE von Personen verwendet werden, die die Bedienelemente aufgrund körperlicher Beschwerden oder gestörter Sinnesverarbeitung nicht betätigen können.
- **HINWEIS:** Dieses Modul schaltet sich nach 15 Minuten von selbst aus. Gerät bei Überwärmung ausschalten und vor erneutem Anschalten und Gebrauch 30 Minuten abkühlen lassen.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

La batteria di modular™ è dotata del nostro chip intelligente SMRTflex, una tecnologia che permette alla batteria di rilevare quale bendaggio compressivo modular™ è in uso e di utilizzare i programmi specifici per tale bendaggio. Diventa così possibile arricchire il proprio sistema e creare un programma di compressione adatto alle proprie esigenze, il tutto con un'unica batteria.



A / ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  - per accendere/spegnere il massaggiatore, premere il pulsante di accensione/spegnimento. L'anello intorno al pulsante di accensione si illumina per indicare che l'unità è accesa.


NOTA: il massaggiatore inizia a funzionare in modalità A con un'intensità del 60% senza calore.


B / INDICATORE BATTERIA  - il colore indica il livello di batteria rimanente.

- Bianco fisso: 40% - 100% di carica
- Rosso fisso: 20% - 40% di carica
- Rosso lampeggiante: ≤ 20% di carica


C / INDICATORE CALORE  - il colore indica l'intensità del calore selezionato.

- Verde: basso
- Blu: medio
- Viola: alto

D / PULSANTE CALORE  - per selezionare i tre livelli di terapia del calore (basso, medio e alto), premere il pulsante del calore per raggiungere il livello desiderato.

E / INTENSITÀ  - premere il pulsante dell'intensità per selezionare il livello di pressione preferito. Il livello di intensità è indicato sullo schermo a LED a sinistra del pulsante.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / PULSANTE MODALITÀ  - premere il pulsante della modalità per selezionare una delle quattro modalità di massaggio disponibili. La modalità è indicata sullo schermo a LED direttamente sopra il pulsante.

- (A) Alternata
- (B) Completa
- (C) Sequenziale
- (D) A impulsi

ISTRUZIONI D'USO:

Grazie per aver acquistato un prodotto Homedics modular™, il primo sistema di compressione pneumatica che consente di personalizzare l'esperienza d'uso, offrendo bendaggi e prodotti di compressione per tutte le parti del corpo utilizzando la stessa batteria per assicurare la massima flessibilità. Per utilizzare il sistema modular™ sono necessari almeno una batteria modular™ (modello SR-CMX10) e almeno un bendaggio compressivo modular™.

1. Il sistema di compressione modular™ utilizza una batteria modular (SR-CMX10). Per il primo utilizzo dopo l'apertura, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria. Per caricarla, collegare un'estremità del cavo USB all'unità e l'altra estremità a un adattatore. La batteria sarà completamente carica dopo un massimo di 5 ore di carica, che assicura un'autonomia massima di 5 ore.


NOTA: questo dispositivo viene fornito con un cavo USB senza adattatore. È anche possibile utilizzare un caricatore USB per caricare le unità. Non utilizzare un cavo che non sia di tipo USB. Utilizzare solo con un alimentatore ITE elencato/certificato. Le unità non funzionano durante la carica. Utilizzare un caricatore da 5 V/2 A (o 5 V/1 A, più lento), ma non superiore a 5 V.

2. Il bendaggio compressivo può essere utilizzato sul lato destro o sinistro.
3. Utilizzare il nastro di fissaggio per regolare il bendaggio, affinché risulti aderente ma confortevole. Non stringere eccessivamente.
4. Collegare la batteria al bendaggio compressivo, facendola scorrere nell'apposito alloggiamento fino a sentire un "clic". Vedere l'immagine a destra.
5. Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità. Lo schermo si illumina per confermare l'accensione.
6. Premere il pulsante della MODALITÀ per selezionare una delle 4 modalità di massaggio disponibili. Premere il pulsante del CALORE per scegliere tra i 3 livelli di calore. Premere il pulsante dell'INTENSITÀ per regolare l'intensità della compressione dell'aria.
7. L'unità si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

ATTENZIONE: per evitare lesioni, rimanere sempre seduti quando si utilizza il massaggiatore.




4 MODALITÀ DI MASSAGGIO




MODALITÀ A: ALTERNATA

Il primo cuscinetto viene gonfiato alla pressione desiderata, che viene mantenuta per 5 secondi. L'aria viene poi rilasciata per 2 secondi. Il secondo cuscinetto inizia a gonfiarsi alla pressione desiderata, che viene mantenuta per 5 secondi. L'aria viene poi rilasciata per 2 secondi. Entrambi i cuscinetti si gonfiano contemporaneamente e mantengono la pressione per 5 secondi. Questo schema si ripete fino allo spegnimento automatico dopo 15 minuti.




MODALITÀ B: COMPLETA

I due cuscinetti vengono gonfiati contemporaneamente alla pressione desiderata. La pressione viene mantenuta in entrambi per 5 secondi e poi l'aria viene rilasciata per 3 secondi. Questo schema si ripete fino allo spegnimento automatico dopo 15 minuti.



MODALITÀ C: SEQUENZIALE

Il cuscinetto inferiore viene gonfiato alla pressione desiderata, che viene mantenuta per 3 secondi. Poi il cuscinetto superiore viene gonfiato alla pressione desiderata. La pressione dell'aria viene mantenuta in entrambi i cuscinetti per 5 secondi e poi rilasciata per 5 secondi. Questo schema si ripete fino allo spegnimento automatico dopo 15 minuti.



MODALITÀ D: A IMPULSI

I due cuscinetti vengono gonfiati contemporaneamente alla pressione desiderata e poi l'aria viene rilasciata immediatamente per 1 secondo. I cuscinetti vengono poi gonfiati di nuovo alla pressione desiderata. Questo schema si ripete fino allo spegnimento automatico dopo 15 minuti.

MANUTENZIONE:

Pulizia

- Scollegare la batteria dal dispositivo di compressione e lasciarla raffreddare.
- Pulire solo con una spugna morbida e leggermente inumidita.
- Evitare sempre che il prodotto entri a contatto con acqua o altri liquidi.
- Non pulire mai il prodotto immergendolo in liquidi.
- Non pulire mai il prodotto con detergenti abrasivi, spazzole, prodotti per la pulizia di vetro/mobilia, solventi per vernici ecc.

Conservazione

Lasciare raffreddare il prodotto e riporlo nella sua confezione o in un luogo sicuro, asciutto e fresco. Evitare il contatto con oggetti taglienti o appuntiti che possono danneggiare il rivestimento in tessuto. Per evitare danni, si raccomanda di NON avvolgere il cavo USB attorno al prodotto. NON appendere il prodotto dal cavo USB.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

DURANTE L'UTILIZZO DI PRODOTTI ELETTRICI, SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI BAMBINI, SEGUIRE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE, INCLUSE QUELLE CHE SEGUONO:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

PERICOLO - PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia.

- NON prendere l'apparecchio se è caduto in acqua. Scollegarlo subito dalla presa elettrica.
- Non utilizzare MAI perni o altri elementi di fissaggio metallici con l'apparecchio.

AVVERTENZA - PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI PERSONALI:

- Questo prodotto può essere usato a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se

- supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e ne comprendono i rischi legati al suo utilizzo. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa elettrica. Staccare la spina dalla presa elettrica quando non è in uso e prima di mettere o togliere parti o accessori.
 - Supervisionare attentamente l'uso dell'apparecchio da parte di, su o vicino a bambini o persone con invalidità o disabilità.
 - NON usare all'aperto.
 - Usare l'apparecchio solo per l'uso cui è destinato, come descritto nel presente manuale. NON utilizzare accessori non consigliati da HoMedics, in particolare quelli non forniti con l'apparecchio.
 - NON trasportare l'apparecchio reggendolo dal cavo di alimentazione, né utilizzare il cavo come maniglia.
 - NON usare mai l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza HoMedics per il controllo e la riparazione.
 - Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
 - NON usare mai l'apparecchio con le aperture per l'aria ostruite. Mantenere le aperture per l'aria libere da lanugine, capelli, ecc.
 - NON far cadere né inserire mai alcun oggetto in nessuna apertura.
 - NON usare insieme a prodotti con aerosol (spray) o dove viene somministrato dell'ossigeno.
 - NON usare al di sotto di

- coperte o cuscini. In caso contrario, può verificarsi un riscaldamento eccessivo che può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Per scollegarlo, portare tutti i comandi in posizione "OFF" e poi staccare la spina dalla presa elettrica.
 - NON stare in piedi sull'apparecchio. Usarlo solo da seduti.
 - Tenere i capelli lunghi lontani dal massaggiatore durante l'uso.
 - NON usare il massaggiatore in prossimità di indumenti larghi o gioielli.
 - Non usare mai l'apparecchio su una superficie morbida, come un letto o un divano, dove le aperture per l'aria potrebbero essere ostruite.
 - Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di apparecchio spento prima di collegare la batteria, prendere o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio mantenendo il dito sull'interruttore o quando è acceso può causare incidenti.
 - Scollegare la batteria dall'apparecchio prima di effettuare regolazioni, cambiare gli accessori o conservare l'apparecchio. Queste misure preventive di sicurezza riducono il rischio di accensione accidentale dell'apparecchio.
 - Utilizzare con cautela le superfici riscaldate. Potrebbero causare gravi ustioni. NON usare su aree cutanee poco sensibili o in presenza di insufficienza circolatoria. L'uso del calore senza supervisione da parte di bambini o persone con invalidità può essere pericoloso.
 - Ricaricare solo con il cavo USB specificato dal produttore. Un cavo USB adatto a un tipo di batteria può comportare un rischio di incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
 - Utilizzare gli apparecchi solo con le batterie specificatamente indicate.

L'uso di altre batterie può comportare il rischio di lesioni e incendi.

- Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono creare un collegamento da un terminale a un altro. Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- In condizioni di impiego non corretto, si potrebbe verificare fuoriuscita di liquido dalla batteria. Non toccarlo. In caso di contatto accidentale, sciacquarsi con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi a un medico.
- Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- NON usare una batteria o un apparecchio danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in maniera imprevedibile e causare incendi, esplosioni o comportare rischi di lesioni.
- NON esporre la batteria o l'apparecchio a fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C può causare esplosioni.
- Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare la batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature non comprese nell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio. Intervallo di funzionamento e di carica del prodotto: 0°C – 40°C.
- Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale qualificato.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto se:
 - Si è in gravidanza.
 - Si ha un pacemaker.
 - Si nutrono dubbi sulla propria salute.
- L'apparecchio NON è raccomandato per l'uso da parte di soggetti diabetici.
- NON lasciare mai l'apparecchio incustodito, soprattutto in presenza di bambini.
- NON coprire mai l'apparecchio quando è in funzione.
- NON usare il prodotto per più di 15 minuti alla volta.
- Un uso prolungato può causare un riscaldamento eccessivo del prodotto e ridurre la durata. In tal caso, interrompere l'uso e lasciare raffreddare l'unità prima di metterla in funzione.
- NON usare mai questo prodotto direttamente su


aree gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.


- NON usare questo prodotto in sostituzione dell'assistenza medica.
- NON usare questo prodotto prima di andare a letto. Il massaggiatore ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.
- Questo prodotto non deve mai essere utilizzato da persone con disturbi fisici che limitano la capacità di azionare i comandi.
- NON è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Questo prodotto NON deve mai essere utilizzato da persone con disturbi fisici che limitano la capacità di azionare i comandi o con deficit sensoriali.

NOTA: l'unità si spegne automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo. Se si surriscalda, spegnerla e lasciarla raffreddare per 30 minuti prima di riaccenderla e riprenderne l'uso.

FUNCIONES DEL APARATO:

El módulo de batería modular™ está equipado con nuestro chip inteligente SMRTflex. Esta tecnología aporta a nuestro módulo de batería la capacidad de detectar a qué banda de compresión modular™ está conectado y de ejecutar los programas específicos de esa banda. Esto le permite complementar su sistema y crear una pauta de compresión que se ajuste a sus necesidades, al tiempo que usa el mismo módulo de batería.



A / ALIMENTACIÓN  - Para encender y apagar el masajeador, pulse el botón de alimentación. El aro que rodea el botón de encendido se iluminará para indicar que la unidad está encendida.


NOTA: El masajeador arrancará en el modo A a una intensidad del 60 % y sin calor.


B / INDICADOR DE BATERÍA  - El color indica el nivel de batería que queda.

- Blanco fijo: 40-100 % de carga
- Rojo fijo: 20-40 % de carga
- Rojo intermitente: ≤20 % de carga


C / INDICADOR DE CALOR  - El color indica la intensidad de calor seleccionada.

- Verde: bajo
- Azul: medio
- Morado: alto

D / BOTÓN DE CALOR  - Para seleccionar entre los tres niveles de tratamiento con calor (bajo, medio o alto), pulse el botón de calor hasta alcanzar el nivel deseado.

E / INTENSIDAD  - Pulse el botón de intensidad para seleccionar el nivel de presión deseado. El nivel de intensidad se indica en la pantalla led, a la izquierda del botón.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / BOTÓN DE MODO  - Pulse el botón de modo para seleccionar entre los cuatro modos de masaje. El modo se indica en la pantalla led, justo encima del botón.

- (A) Alterno
- (B) Completo
- (C) Secuencial
- (D) Pulsante

INSTRUCCIONES DE USO:

Gracias por adquirir un producto Homedics modular™. Modular™ es el primer sistema de compresión neumática que permite personalizar la experiencia al ofrecer productos y bandas de compresión para todas las partes del cuerpo, y todo con el mismo módulo de batería para ofrecer una flexibilidad total. Para empezar a usar el sistema modular™, necesitará al menos un módulo de batería modular™ (modelo SR-CMX10) y al menos una banda de compresión modular™.

1. El sistema de compresión modular™ utiliza un módulo de batería modular (SRCMX10). Para empezar, al abrirlo, puede que haya que cargar el módulo de batería. Para cargar la batería, conecte un extremo del cable USB a la unidad y el otro a un adaptador. El módulo de batería estará totalmente cargado tras un máximo de 5 horas de carga, y la carga durará hasta un máximo de 5 horas.


NOTA: Este aparato incluye un cable USB, pero no un adaptador. También se puede cargar con un cargador USB. No intente utilizar un cable que no sea USB. Utilice solo una fuente de corriente certificada para equipos informáticos. La unidad no funcionará mientras se carga. Use un cargador de 5 V/2 A (o 5 V/1 A, más lento), pero nunca de más de 5 V.

2. La banda de compresión se puede usar tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
3. Use la cinta para ajustar la banda, de forma que quede ceñida pero cómoda. No la apriete en exceso.
4. Conecte el módulo de batería a la banda de compresión, deslizándolo hacia el puerto hasta que haga un «clic». Véase la imagen de la derecha.
5. Pulse el botón de alimentación para encender la unidad. La pantalla se iluminará para confirmar que la unidad está encendida.
6. Pulse el botón de MODO para seleccionar entre los cuatro modos de masaje. Pulse el botón de CALOR para seleccionar entre los tres niveles de calor. Pulse el botón de INTENSIDAD para ajustar la intensidad de la compresión de aire.
7. La unidad se apagará de forma automática pasados 15 minutos.




ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, utilice siempre el masajeador en posición sentada.

4 MODOS DE MASAJE




MODO A: ALTERNO

La primera bolsa de aire se infla hasta la presión deseada y mantiene la presión durante 5 segundos. Luego, el aire se libera durante 2 segundos. La segunda bolsa de aire empieza a inflarse hasta la presión deseada y mantiene la presión durante 5 segundos. Luego, el aire se libera durante 2 segundos. Ambas bolsas de aire se inflan a la vez y mantienen la presión durante 5 segundos. El patrón se sigue repitiendo hasta que se apaga de forma automática tras 15 minutos.




MODO B: COMPLETO

Las dos bolsas de aire se inflan al mismo tiempo hasta la presión deseada. Las bolsas de aire mantienen la presión durante 5 segundos y, luego, sueltan el aire durante 3 segundos. Este patrón se sigue repitiendo hasta que se apaga de forma automática tras 15 minutos.



MODO C: SECUENCIAL

La bolsa de aire inferior se infla hasta la presión deseada y mantiene la presión durante 3 segundos. Luego, la bolsa de aire superior se infla hasta la presión deseada. La presión de aire se mantiene durante 5 segundos y, luego, se suelta durante 5 segundos. Este patrón se sigue repitiendo hasta que se apaga de forma automática tras 15 minutos.



MODO D: PULSANTE

Las dos bolsas de aire se inflan al mismo tiempo hasta la presión deseada y, luego, sueltan el aire durante 1 segundo. Luego, las bolsas de aire se siguen inflando hasta la presión deseada. Este patrón se sigue repitiendo hasta que se apaga de forma automática tras 15 minutos.

MANTENIMIENTO:

Limpieza

- Desconecte la batería del dispositivo de compresión y déjela enfriar.
- Limpie sólo con una esponja suave y ligeramente húmeda.
- Evite el contacto del aparato con el agua o cualquier otro líquido.
- No lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo.
- Para limpiar no use nunca limpiadores abrasivos, cepillos, limpiador de cristal o muebles, disolvente de pintura etc.

Almacén

Deje que el aparato se enfríe y colóquelo en su caja o en un lugar seguro, fresco y seco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la superficie de tela. Para evitar roturas, NO envuelva el cable USB alrededor del aparato. NO cuelgue el aparato por el cable USB.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, EN ESPECIAL SI HAY NIÑOS PRESENTES, DEBEN TOMARSE SIEMPRE MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

¡PELIGRO! PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Desenchufe siempre el aparato de la corriente justo después de usarlo y antes de limpiarlo.
- NO toque el aparato si ha caído al agua.

Desenchúfelo de inmediato.

- NUNCA use pinzas ni otras sujeciones metálicas con este aparato.

¡ADVERTENCIA! PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES:

- Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimientos si cuentan con supervisión o

- han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Nunca se debe dejar un aparato enchufado sin supervisión. Desenchúfelo cuando no se use y antes de colocarlo o quitarle partes o accesorios.
 - Es necesario vigilar el aparato de cerca si lo usan niños o personas discapacitadas, o si se usa cerca de ellos.
 - NO lo use en el exterior.
 - Use este aparato únicamente para el uso descrito en este manual. NO use accesorios que no recomiende Homedics, en especial, los que no se suministren con la unidad.
 - NO transporte el aparato por el cable ni use el cable como asa.
 - NUNCA utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Envíe el aparato al centro de asistencia técnica de Homedics para que lo revisen y reparen.
 - Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 - NUNCA utilice el aparato con las aberturas de ventilación bloqueadas. Evite que entren pelusas, pelos y similares en las aberturas de ventilación.
 - NUNCA introduzca un objeto en ninguna abertura.
 - NO utilice el aparato en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
 - NO lo use bajo una manta o almohada. Se puede dar un exceso de calor y provocar incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

- Para desconectar el aparato, ponga todos los botones en posición de apagado y desenchufe el cable.
- NO se ponga sobre el aparato. Úselo solo en posición sentada.
- Mantenga el cabello largo alejado del masajeador mientras esté en uso.
- NO use el masajeador cerca de prendas holgadas ni de joyas.
- Nunca utilice el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o sofá, donde se podrían tapar las aberturas de ventilación.
- Evite el encendido involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de apagado antes de conectarle una batería externa, o de levantar o transportar el aparato. Transportar el aparato con el dedo en el interruptor o cargar la batería con el aparato encendido puede provocar accidentes.
- Desconecte la batería externa del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar el aparato. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que se inicie el aparato por accidente.
- Use las superficies calientes con cuidado. Pueden provocar quemaduras graves. Evite el uso sobre zonas donde la piel no tenga sensibilidad o de mala circulación. Que los niños o personas discapacitadas usen el calor sin supervisión puede ser peligroso.
- Recargue el aparato solo con el cable USB que especifique el fabricante. Un cable USB adecuado para un tipo de batería externa puede crear riesgo de incendio si se usa con otra batería diferente.
- Use los aparatos solo con las baterías específicamente indicadas. El uso de otras baterías

- puede generar un riesgo de lesiones e incendio.
- Cuando no se use la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer conexión de un terminal a otro. Hacer cortocircuito de las baterías puede provocar quemaduras o un incendio.
 - En condiciones abusivas, la batería podría expulsar líquido, que no se debe tocar. En caso de contacto accidental, debe lavarse con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda al médico.
 - El líquido que expulsa la batería puede provocar irritación o quemaduras.
 - NO use una batería externa ni un aparato dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de forma impredecible y provocar incendio, explosión o riesgo de sufrir lesiones.
 - NO exponga una batería o aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.
 - Siga las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Intervalo de carga y de uso del producto: 0 – 40 °C.
 - Este aparato contiene baterías que sólo pueden ser reemplazadas por personas cualificadas.
 - Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

¡ADVERTENCIA! LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- Consulte con su médico antes de usar este producto en los siguientes casos:
 - Está embarazada.
 - Lleva un marcapasos.
 - Le preocupa algo sobre su salud.
- NO se recomienda a personas diabéticas.
- NUNCA deje el aparato sin supervisión, en especial si hay niños presentes.
- NUNCA cubra la unidad cuando se esté usando.
- NO use el producto durante más de 15 minutos seguidos.
- El uso prolongado puede hacer que el producto se caliente en exceso y acortar su vida útil. En ese caso, suspenda su uso y deje que el aparato se enfríe antes de volver a usarlo.
- NUNCA use este producto


directamente sobre zonas del cuerpo hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.


- NO use este producto como sustituto de la atención médica.
- NO use este aparato antes de irse a dormir. El masajeador posee un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
- Este producto no lo deben usar personas con afectaciones físicas que limiten su capacidad para utilizar los mandos.
- NO lo deben utilizar niños.
- Este aparato es exclusivo para uso doméstico.
- Este producto NUNCA lo deben usar personas con afectaciones físicas que limiten su capacidad para utilizar los mandos o con deficiencias sensoriales.

NOTA: La unidad se apagará de forma automática tras 15 minutos de uso. Si se calienta en exceso, apáguela y deje que se enfríe durante 30 minutos antes de volver a encenderla y seguir usándola.

PRODUCTKENMERKEN:

De modulair™-batterijmodule is uitgerust met onze slimme SMRTflex-chip. Dankzij deze technologie kan onze batterijmodule detecteren welk modulair™-compressieverband erop aangesloten is en de voor dat verband specifieke programma's uitvoeren. Dat kunt u aan uw systeem toevoegen, waardoor u een compressiebehandeling kunt opbouwen die aan uw behoeften tegemoetkomt, en dit allemaal met dezelfde batterijmodule.



A / AAN-UIT  - Schakel het massageapparaat in/uit door op de aan/uit-knop te drukken. De ring rond de aan/uit-knop gaat branden om aan te geven dat het apparaat aanstaat.

OPMERKING: Het massageapparaat begint te werken in modus A en met een intensiteit van 60% zonder warmte.

B / BATTERIJ-INDICATIELAMPJE  -


De kleur geeft het overblijvende batterijniveau weer.


- Ononderbroken wit: 40% - 100% opgeladen
- Ononderbroken rood: 20% - 40% opgeladen
- Knipperend rood: ≤ 20% opgeladen

C / WARMTE-INDICATIELAMPJE  -


De kleur geeft de geselecteerde warmte-intensiteit weer.

- Groen: laag
- Blauw: middelmatig
- Paars: hoog

D / WARMTEKNOP  - Om een van de drie warmteniveaus te selecteren (laag, middelmatig of hoog), drukt u op de warmteknop om het gewenste niveau te bekomen.

E / INTENSITEIT  - Druk op de intensiteitsknop om uw gewenste drukniveau te selecteren. Het intensiteitsniveau wordt weergegeven op het LED-scherm links van de knop.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / MODUSKNOP  - Druk op de modusknop om te schakelen tussen de vier massage modi. De modus wordt op het LED-scherm net boven de knop weergegeven.

- (A) afwisselend
- (B) volledig
- (C) sequentieel
- (D) pulserend

GEBRUIKSAANWIJZING:


Gefeliciteerd met uw aankoop van een Homedics modulair™ product. Modulair™ is het eerste pneumatische compressiesysteem waarmee u uw ervaring kunt personaliseren dankzij het aanbod van compressieverbanden en producten voor alle lichaamsdelen, die allemaal dezelfde batterijmodule gebruiken, voor een volledige flexibiliteit. Om uw modulair™-systeem te gebruiken, hebt u ten minste één modulair™-batterijmodule (model SR-CMX10) en ten minste één modulair™-compressieverband nodig.

1. Uw modulair™-compressiesysteem maakt gebruik van een modulaire batterijmodule (SR-CMX10). Wanneer u de verpakking hebt geopend, is het mogelijk dat u uw batterijmodule eerst moet laden. Om de batterij te laden, steekt u een uiteinde van de USB-kabel in het apparaat en het andere uiteinde in een adapter. Uw batterijmodule is volledig geladen na een maximale laadduur van 5 uur en kan daarna gedurende maximaal 5 uur worden gebruikt. **OPMERKING:** Er wordt alleen een USB-kabel met dit apparaat meegeleverd, geen adapter. Een USB-lader zal de units laden. Gebruik alleen een USB-kabel, geen ander type kabel. Gebruik het apparaat alleen met een geregistreerde/gecertificeerde ITE-voedingsbron. De units werken niet tijdens het laden. Gebruik een lader van 5 V/2 A (of een tragere van 5 V/1 A), maar niet hoger dan 5 V.
2. U kunt uw compressieverband zowel aan de linker- als rechterkant gebruiken.
3. Gebruik de klittenband om het verband vast te maken zodat het strak zit, maar toch comfortabel aanvoelt. Trek de klittenband niet te strak aan.
4. Sluit uw batterijmodule op uw compressieverband aan door deze in het dockingstation te schuiven tot het op zijn plaats 'klikt'. Zie afbeelding rechts.
5. Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop. Het display licht op om te bevestigen dat het apparaat aanstaat.
6. Druk op de 'MODUS'-knop om te schakelen tussen de 4 massagemodi. Druk op de 'WARMTE'-knop om te schakelen tussen de 3 warmteniveaus. Druk op de 'INTENSITEIT'-knop om de intensiteit van de luchtcompressie aan te passen.
7. Het apparaat wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld.




WAARSCHUWING: Blijf te allen tijde zitten tijdens het gebruik van het massageapparaat om letsel te vermijden.

4 MASSAGEMODI




MODUS A: AFWISSELEND

De eerste airbag wordt opgepompt tot de gewenste druk is bereikt en houdt deze gedurende 5 seconden vast. Daarna wordt de lucht gedurende 2 seconden vrijgelaten. De tweede airbag begint op te pompen tot de gewenste druk is bereikt en houdt deze gedurende 5 seconden vast. Daarna wordt de lucht gedurende 2 seconden vrijgelaten. Beide airbags worden tegelijk opgepompt en houden de druk gedurende 5 seconden vast. Dit patroon herhaalt zich gedurende 15 minuten, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.




MODUS B: VOLLEDIG

De twee airbags worden tegelijk opgepompt tot de gewenste druk is bereikt. De airbags houden de druk gedurende 5 seconden vast en laten daarna de lucht gedurende 3 seconden vrij. Dit patroon herhaalt zich gedurende 15 minuten, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.



MODUS C: SEQUENTIEEL

De onderste airbag wordt opgepompt tot de gewenste druk is bereikt en houdt deze gedurende 3 seconden vast. De bovenste airbag wordt daarna opgepompt tot de gewenste druk is bereikt. De luchtdruk wordt in beide airbags gedurende 5 seconden vastgehouden en daarna gedurende 5 seconden vrijgelaten. Dit patroon herhaalt zich gedurende 15 minuten, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.



MODUS D: PULSEREND

De twee airbags worden tegelijk opgepompt tot de gewenste druk is bereikt, daarna wordt de lucht er meteen uit vrijgelaten gedurende 1 seconde. De airbags worden daarna verder opgepompt tot de gewenste druk is bereikt. Dit patroon herhaalt zich gedurende 15 minuten, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

ONDERHOUD:

Reinigen

- Koppel de batterij los van het compressieapparaat en laat deze afkoelen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het te reinigen.
- Het mag alleen met een zachte, enigszins vochtige spons worden gereinigd.
- Nooit water of andere vloeistoffen in contact laten komen met het apparaat.
- Nooit in een vloeistof dompelen om het te reinigen.
- Het apparaat nooit reinigen met schuurmiddelen, borstels, glas- of meubelpoetsmiddel, verfverduuners enz.

Opslag

Laat het product afkoelen en leg het daarna terug in de doos of op een veilige, droge en koele plaats. Voorkom dat het scherpe randen of spitse voorwerpen raakt, die het stoffen oppervlak zouden kunnen beschadigen of doorboren. Om defecten te voorkomen, het USB-kabel NOOIT om het apparaat wikkelen. De eenheid NOOIT aan het USB-kabel ophangen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN, VOORNAMELIJK WANNEER ER KINDEREN IN DE BUURT ZIJN, MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN GEVOLGD WORDEN, WAARONDER HET VOLGENDE: LEES VOOR GEBRUIK EERST ALLE INSTRUCTIES.

GEVAAR – OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN:

- Trek de stekker van het apparaat altijd direct na gebruik en voor het reinigen uit het stopcontact.

- Als het apparaat in water is gevallen, haal het er dan NIET uit. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik GEEN pinnen of andere metalen bevestigingsmiddelen bij dit apparaat.

WAARSCHUWING – OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSELS BIJ PERSONEN TE BEPERKEN:

- Kinderen vanaf acht jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke,

- zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis kunnen dit apparaat onder toezicht gebruiken of na het ontvangen van instructies over het veilige gebruik van het apparaat zodat zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Laat apparaten die op een stopcontact zijn aangesloten nooit onbeheerd achter. Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact en ook voordat u onderdelen of toebehoren aansluit of verwijdert.
 - Er moet nauw toezicht worden gehouden wanneer dit apparaat door, op of in de buurt van kinderen of personen met een beperking wordt gebruikt.
 - Gebruik het apparaat NIET buiten.
 - Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik en zoals omschreven in deze handleiding. Gebruik GEEN toebehoren dat niet door Homedics wordt aanbevolen, voornamelijk toebehoren dat niet met het apparaat werd meegeleverd.
 - Draag dit apparaat NIET aan de voedingskabel en gebruik de kabel NIET als handgreep.
 - Gebruik dit apparaat NOOIT als de kabel of de stekker is beschadigd, als het apparaat niet naar behoren werkt, als het is gevallen of beschadigd is geraakt of als het in water is gevallen. Stuur het apparaat ter controle en reparatie naar het servicecentrum van Homedics.
 - Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 - Gebruik het apparaat NOOIT wanneer de luchtopeningen verstopt

- zitten. Zorg ervoor dat er geen linten, haar enz. in de luchtopeningen terechtkomen.
- Steek NOOIT objecten in een van de openingen.
 - Gebruik het apparaat NIET in ruimtes waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 - Gebruik het apparaat NIET onder een deken of kussen. Er kan oververhitting optreden en dit kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel bij personen.
 - Zet alle bedieningselementen op 'uit' en verwijder de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.
 - Ga NIET op of in het apparaat staan. Gebruik het alleen terwijl u neerzit.
 - Houd lang haar tijdens het gebruik uit de buurt van het massageapparaat.
 - Gebruik het massageapparaat NIET vlakbij losse kleding of juwelen.
 - Gebruik dit apparaat nooit op een zacht oppervlak zoals een bed of zitbank, want zo kunnen de luchtopeningen worden afgesloten.
 - Voorkom dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Zorg ervoor dat de schakelaar op 'uit' staat voordat u het apparaat op de batterij aansluit, het opheft of draagt. Er is een risico op ongevallen als u het apparaat draagt met uw vinger op de schakelaar of als u het activeert met de schakelaar op 'aan'.
 - Verwijder de batterij uit het apparaat voordat u een aanpassing doet, toebehoren vervangt of het apparaat opbergt. Deze preventieve veiligheidsmaatregelen beperken het risico dat het apparaat per ongeluk in werking treedt.

- Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Deze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Gebruik het apparaat NIET over ongevoelige huidzones of in het geval van een slechte bloedcirculatie. Het gebruik van warmte door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht kan gevaarlijk zijn.
- Laad het apparaat alleen op met de USB-kabel die door de fabrikant wordt vermeld. Een USB-kabel die geschikt is voor één bepaalde soort batterij kan een risico op brand inhouden wanneer deze met een andere batterij wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen met de speciaal hiertoe voorziene batterij. Het gebruik van een andere batterij kan een risico op letsel en brand inhouden.
- Wanneer de batterij niet wordt gebruikt, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen vormen van de ene naar de andere batterijaansluiting. Kortsluiting tussen de batterijaansluitingen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij komen; vermijd contact. Als u de vloeistof toch per ongeluk aanraakt, spoel dan met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, roep dan onmiddellijk medische hulp in.
- Vloeistof die uit de batterij lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik GEEN batterij of apparaat dat beschadigd of gewijzigd is. Beschadigde of gewijzigde batterijen

kunnen onvoorspelbaar zijn en daardoor brand, een explosie of letsel veroorzaken.

- Stel de batterij of het apparaat niet bloot aan vlammen of een te hoge temperatuur. Blootstelling aan vlammen of een temperatuur van meer dan 130 °C kan een explosie veroorzaken.
- Volg alle laadinstructies en overschrijd het laadtemperatuurbereik voor de batterij en het apparaat niet dat in de voorschriften staat vermeld. Door verkeerd te laden of te laden bij temperaturen die het vermelde bereik overschrijden, kan de batterij worden beschadigd en het risico op brand worden verhoogd. Bedrijfs- en laadtemperatuurbereik: 0 °C - 40 °C.
- Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakmensen kunnen worden vervangen.

- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN

.....

LET OP – LEES ALLE VOORSCHRIFTEN AANDACHTIG VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

- Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als u:
 - zwanger bent;
 - een pacemaker hebt;
 - gezondheidsproblemen hebt.
- NIET aanbevolen voor gebruik door diabetici.
- Laat het apparaat NOOIT zonder toezicht achter, vooral als er kinderen in de ruimte zijn.
- Dek het apparaat NOOIT af wanneer het in werking is.
- Gebruik dit product NIET langer dan 15 minuten ononderbroken.
- Intensief gebruik kan leiden tot oververhitting van het product en kan de levensduur verkorten. Stop in dat geval met het gebruik en laat het

apparaat eerst afkoelen alvorens het gebruik te hervatten.


- Gebruik dit product **NOOIT** rechtstreeks op gezwollen of ontstoken zones of op huiduitslag.
- Gebruik dit product **NIET** ter vervanging van medische zorg.
- Gebruik dit product **NIET** vlak voor het slapengaan. Het massageapparaat heeft een stimulerend effect en kan ervoor zorgen dat u de slaap niet meteen kunt vatten.
- Dit product mag nooit worden gebruikt door individuen met lichamelijke beperkingen die van invloed zijn op de capaciteit van de gebruiker om het apparaat te bedienen.
- Kinderen mogen dit product **NIET** gebruiken.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit product mag **NOOIT** worden gebruikt door individuen met

lichamelijke beperkingen die van invloed zijn op de capaciteit van de gebruiker om het apparaat te bedienen of met zintuiglijke tekorten.

OPMERKING: Dit apparaat wordt na 15 minuten gebruik automatisch uitgeschakeld. Schakel het apparaat bij oververhitting uit en laat het 30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt en verder gebruikt.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

O módulo de pilhas modular™ está equipado com o nosso chip inteligente SMRTflex. Esta tecnologia oferece ao nosso módulo de pilhas a capacidade de detetar a qual ligadura de compressão modular™ está ligado e realizar os programas específicos a essa ligadura. Isto permite que adicione ainda mais elementos ao seu sistema e construa um regime de compressão capaz de dar resposta às suas necessidades, tudo isto com o mesmo módulo de pilhas.



A/ALIMENTAÇÃO - Para ligar/desligar o massajador, pressione o botão de alimentação. O anel em redor do botão de alimentação irá iluminar-se indicando que a unidade está ligada.

NOTA: O massajador vai iniciar no modo A a 60% de intensidade sem calor.

B/INDICADOR DE BATERIA - A cor indica o nível de bateria restante na pilha.

- Branco sólido: 40% a 100% de carga
- Vermelho sólido: 20% a 40% de carga
- A piscar a vermelho: ≤20% de carga

C/INDICADOR DE CALOR - A cor indica a intensidade de calor selecionada.

- Verde: Baixa
- Azul: Média
- Roxo: Alta

D/BOTÃO DE CALOR - Para selecionar entre três níveis de terapia de calor (baixa, média e alta), pressione o botão de calor para alcançar o nível desejado.

E/INTENSIDADE - Pressione o botão de intensidade para selecionar o seu nível de pressão preferido. O nível de intensidade é indicado no ecrã LED à esquerda do botão.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F/BOTÃO DE MODO - Pressione o botão de modo para selecionar entre os quatro modos de massagem. O modo é indicado no ecrã LED diretamente acima do botão.

- (A) Alternante
- (B) Completa
- (C) Sequencial
- (D) Pulsante

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Parabéns por ter adquirido um artigo Homedics modular™. O Modular™ é o primeiro sistema de compressão pneumática que lhe permite personalizar a sua experiência ao oferecer ligaduras de compressão e artigos para todas as partes do corpo usando o mesmo módulo de pilhas para total flexibilidade. Para começar a utilizar o seu sistema modular™, vai necessitar de, pelo menos, um módulo de pilhas modular™ (Modelo SR-CMX10) e, pelo menos, uma ligadura de compressão modular™.

1. O seu sistema de compressão modular™ utiliza um módulo de pilhas modular (SRCMX10). Para começar, ao abrir, o seu módulo de pilhas poderá necessitar de ser carregado. Para carregar a pilha, ligue uma extremidade do cabo USB à unidade e a outra extremidade a um adaptador. O seu módulo de pilhas estará totalmente carregado após um tempo máximo de 5 horas de carregamento e a carga durará até 5 horas.


NOTA: Este dispositivo apenas é disponibilizado com um cabo USB, mas sem adaptador. Um carregador USB também serve para carregar as unidades. Não tente utilizar um cabo que não seja um cabo tipo USB. Utilize apenas uma fonte de alimentação listada/certificada como ITE. As unidades não estão operacionais durante o carregamento. Utilize um carregador de 5 V/2 A (ou 5 V/1 A, mais lento), mas nunca superior a 5 V.

2. A sua ligadura de compressão pode ser utilizada do lado direito ou esquerdo.
3. Utilize fita adesiva para ajustar a ligadura para que esta esteja aconchegada mas confortável. Não aperte em demasia.
4. Ligue o seu módulo de pilhas à ligadura de compressão, deslizando-a para a base até “engatar” no seu lugar. Consulte a imagem à direita.
5. Pressione o botão de alimentação para ligar a unidade. O visor vai iluminar-se para confirmar que a unidade está ligada.
6. Pressione o botão “MODO” para selecionar entre os 4 modos de massagem. Pressione o botão “CALOR” para alternar entre 3 níveis de calor. Pressione o botão “INTENSIDADE” para ajustar a intensidade da compressão de ar.
7. A unidade vai desligar-se automaticamente após 15 minutos.



ATENÇÃO: Para evitar ferimentos, permaneça sempre sentado/a quando utilizar o massajador.

4 MODOS DE MASSAGEM




MODO A: ALTERNANTE

O primeiro airbag é insuflado à pressão desejada e mantém a pressão durante 5 segundos. O ar é então libertado durante 2 segundos. O segundo airbag começa a insuflar à pressão desejada e mantém essa pressão durante 5 segundos. O ar é então libertado durante 2 segundos. Ambos os airbags insuflam simultaneamente e mantêm a pressão durante 5 segundos. O padrão continua a repetir-se até a unidade desligar-se automaticamente ao fim de 15 minutos.




MODO B: COMPLETA

Os dois airbags são insuflados simultaneamente até à pressão desejada. Os airbags mantêm a pressão durante 5 segundos e depois libertam o ar durante 3 segundos. Este padrão continua a repetir-se até a unidade desligar-se automaticamente ao fim de 15 minutos.



MODO C: SEQUENCIAL

O airbag inferior é insuflado à pressão desejada e a pressão é mantida durante 3 segundos. O airbag superior é depois insuflado à pressão desejada. A pressão do ar é mantida em ambos os airbags durante 5 segundos e depois libertada durante 5 segundos. Este padrão continua a repetir-se até a unidade desligar-se automaticamente ao fim de 15 minutos.



MODO D: PULSANTE

Os dois airbags são insuflados simultaneamente até à pressão desejada e depois libertam imediatamente o ar durante 1 segundo. O airbag depois continua a insuflar até à pressão desejada. Este padrão continua a repetir-se até a unidade desligar-se automaticamente ao fim de 15 minutos.

MANUTENÇÃO:

Limpeza

- Desconecte a bateria do dispositivo de compressão e deixe-a esfriar.
- Limpe apenas com uma esponja macia e ligeiramente humedecida.
- Não mergulhe em nenhum líquido para limpar.
- Nunca use produtos de limpeza abrasivos, escovas, produtos de polimento de vidros/móveis, diluente, etc., para limpar.
- Endireite periodicamente o cabo se este ficar enrolado.

Armazenamento

Permita que o artigo arrefeça e depois coloque-o na respetiva caixa ou num local seguro, seco e fresco. Evite o contacto com arestas cortantes ou objetos pontiagudos que possam cortar ou perfurar a superfície de tecido. NÃO enrole o cabo USB em redor do aparelho. NÃO pendure o equipamento pelo cabo USB.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

DURANTE A UTILIZAÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, ESPECIALMENTE NA PRESENÇA DE CRIANÇAS, DEVERÃO SER SEMPRE SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO AS SEGUINTE:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.

PERIGO – PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

- Desligue sempre este aparelho da tomada elétrica imediatamente após a sua utilização e antes do limpar.

- NÃO TOQUE numa unidade que tenha caído na água. Desligue-a imediatamente.
- NUNCA utilize alfinetes ou outros fixadores metálicos com este aparelho.

PERIGO – PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO, OU FERIMENTOS PESSOAIS:

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou

- com falta de experiência e conhecimento, caso se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem a devida supervisão.
- Nunca deixe um aparelho sem supervisão quando ligado à tomada. Desligue-o da tomada quando não estiver em utilização e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
 - É necessária uma supervisão atenta sempre que este aparelho for utilizado por, em, ou junto de, crianças, inválidos ou pessoas com incapacidades.
 - NÃO utilize em espaço exterior.
 - Utilize este aparelho apenas de acordo com a utilização a que se destina, tal como descrito neste manual.
- NÃO utilize acessórios não recomendados pela HoMedics; especificamente, qualquer acessório que não tenha sido fornecido com a unidade.
- NÃO puxe este aparelho pelo cabo de alimentação nem utilize o cabo como uma pega.
 - NUNCA utilize este aparelho caso o cabo ou a ficha apresentem danos, se não estiver a funcionar devidamente, caso tenha sofrido uma queda ou danos, ou se tiver caído na água. Devolva-o para o Centro de Assistência Homedics para análise e reparação.
 - Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
 - NUNCA opere o aparelho com as aberturas de ar bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar sem algodão, cabelos, etc.
 - NUNCA deixe cair nem insira qualquer objeto em qualquer abertura.

- NÃO utilize em locais onde são utilizados artigos aerossóis (spray) ou em que seja administrado oxigénio.
- NÃO utilize debaixo de um cobertor ou almofada. Pode ocorrer aquecimento excessivo e tal pode provocar incêndios, choques elétricos ou ferimentos nas pessoas.
- Para desligar, coloque todos os controlos na posição “desligar” e, em seguida, retire a ficha da tomada.
- NÃO pise o aparelho. Utilize apenas quando estiver sentado.
- Mantenha o cabelo afastado do massajador durante a utilização.
- NÃO utilize o massajador junto de roupas largas ou de joalheria.
- Nunca utilize o aparelho numa superfície macia como uma cama ou um sofá já que as aberturas de ar podem ser bloqueadas.
- Previna o arranque accidental. Assegure-se de que o interruptor está na posição desligada antes de ligar ao conjunto de pilhas e antes de pegar ou transportar o aparelho. O transporte do aparelho com o seu dedo sobre o interruptor ou com o aparelho ligado à corrente elétrica e com o interruptor ligado poderá levar a acidentes.
- Desligue o conjunto de pilhas do aparelho antes de efetuar qualquer ajuste, substituir acessórios ou armazenar o aparelho. Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de iniciar o aparelho acidentalmente.
- Utilize cuidadosamente as superfícies quentes. Poderá provocar queimaduras graves. NÃO utilize sobre áreas mais sensíveis da pele nem em caso de má circulação. A utilização sem supervisão de calor por crianças ou pessoas incapacitadas poderá ser perigosa.
- Recarregue apenas com o cabo USB especificado pelo fabricante. Um

cabo USB adequado para um tipo de conjunto de pilhas poderá criar um risco de incêndio quando utilizado com outro tipo de conjunto de pilhas.

- Apenas utilize conjuntos de pilhas especificamente concebidos para os respetivos aparelhos. A utilização de qualquer outro conjunto de pilhas poderá criar um risco de ferimentos e incêndio.
- Quando o conjunto de pilhas não estiver a ser utilizado mantenha-o afastado de outros objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos de metal de pequenas dimensões, capazes de estabelecer uma ligação entre terminais. O curto-circuito entre terminais das pilhas poderá provocar queimaduras ou um incêndio.
- Sob condições abusivas, poderá ser ejetado líquido da pilha; evite

o contacto com esse líquido. Caso ocorra um contacto accidental, lave abundantemente com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure assistência médica.

- O líquido ejetado da pilha poderá provocar irritação ou queimaduras.
- NÃO utilize um conjunto de pilhas ou aparelho que estejam danificados ou alterados. As pilhas danificadas ou modificadas poderão apresentar um comportamento imprevisível resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- NÃO exponha um conjunto de pilhas ou aparelho ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima dos 130 °C poderá provocar uma explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de pilhas ou o aparelho fora do

intervalo de temperaturas especificado nas instruções. O carregamento incorreto ou a temperaturas que se encontram fora do intervalo especificado poderá danificar a pilha e aumentar o risco de incêndio. Intervalo de funcionamento e carregamento do artigo: 0 °C – 40 °C.

- Este aparelho contém baterias que só podem ser substituídas por pessoas qualificadas.
- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CUIDADO – LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR.

- Consulte o seu médico antes de usar este artigo, se:
 - Estiver grávida.
 - Tiver um pacemaker.
 - Tiver questões relativas à sua saúde.
- NÃO recomendamos a utilização por diabéticos.

- NUNCA deixe a unidade sem supervisão, particularmente na presença de crianças.
- NUNCA cubra a unidade quando esta estiver em funcionamento.
- NÃO utilize este artigo durante mais de 15 minutos de cada vez.
- A utilização excessiva pode provocar o aquecimento excessivo do artigo e uma vida útil mais curta. Caso isto ocorra, interrompa a utilização e deixe a unidade arrefecer antes de voltar a funcionar.
- NUNCA utilize este artigo diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas ou sobre erupções cutâneas.
- NÃO utilize este artigo como um substituto de assistência médica.
- NÃO utilize este artigo antes de se deitar. O massajador possui um efeito estimulante e pode atrasar o sono.
- Este artigo nunca deverá ser utilizado por qualquer indivíduo que padeça de


qualquer enfermidade física capaz de limitar a capacidade do utilizador de utilizar os controlos.


- NÃO deve ser utilizado por crianças.
- Este aparelho destina-se a uma utilização exclusivamente doméstica.
- Este artigo NUNCA deverá ser utilizado por qualquer indivíduo que padeça de qualquer enfermidade física capaz de limitar a capacidade do utilizador de utilizar os controlos ou que sofra de deficiências sensoriais.

NOTA: Esta unidade vai desligar-se automaticamente após 15 minutos de utilização. Se a sua unidade sobreaquecer, desligue-a e permita o seu arrefecimento durante 30 minutos antes de voltar a ligar e continuar a utilizar.

PRODUKTEGENSKAPER:

Modulair™-batterimodulen är utrustad med vårt intelligenta SMRTflex-chip. Med denna teknik kan vår batterimodul detektera vilken modulair™-kompressionslindning den är dockad i och utföra programmen som är specifika för denna lindning. Det innebär att du kan lägga till ditt system och skapa ett tryckprogram som passar dina behov, med en och samma batterimodul.



A/STRÖM  – Slå på/av massageenheten genom att trycka på strömbrytaren. Ringen runt strömknappen lyser för att indikera att enheten är på.

OBS: Massageenheten startar i läge A och 60 % intensitet utan värme.


B/BATTERIINDIKATOR  – Färgen indikerar återstående batterinivå.

- Fast vitt: 40 %–100 % laddning
- Fast rött: 20–40 % laddning
- Blinkar rött: ≤20 % laddning


C/VÄRMEINDIKATOR  – Färgen indikerar intensiteten på den valda värmen.

- Grön: Låg
- Blå: Medium
- Lila: Hög

D/VÄRMEKNAPP  – Välj mellan tre nivåer av värmebehandling (Låg, Medium och Hög) genom att trycka på värmeknappen för att nå önskad nivå.

E/INTENSITET  – Tryck på intensitetsknappen för att välja önskad trycknivå. Intensitetsnivån visas på LED-skärmen till vänster om knappen.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F/LÄGESKNAPP  – Tryck på lägesknappen för att välja mellan de fyra massagelägena. Läget visas på LED-skärmen direkt ovanför knappen.

- (A) Växlande
- (B) Fullt
- (C) Sekventiellt
- (D) Pulserande

BRUKSANVISNING:


Vi gratulerar dig till ditt köp av en Homedics modulaire™-produkt. Modulaire™ är det första pneumatiska kompressionssystemet som gör det möjligt att anpassa din upplevelse genom att erbjuda kompressionslindningar och produkter för alla delar av kroppen med samma batterimodul för fullständig flexibilitet. Innan du kan börja använda ditt modulaire™-system behöver du minst en modulaire™-batterimodul (modell SR-CMX10) och minst en modulaire™-kompressionslindning.

1. Ditt modulaire™-kompressionssystem använder en modulaire-batterimodul (SR-CMX10). För att komma igång första gången kan batterimodulen behöva laddas. Ladda batteriet genom att ansluta ena änden av USB-kabeln till enheten och den andra änden till en adapter. Batterimodulen är fulladdad efter maximalt 5 timmars laddningstid och laddningen varar i upp till 5 timmar. **OBS:** Enheten levereras endast med en USB-kabel, inte en adapter. En USB-laddare laddar även enheterna. Försök inte använda en kabel som inte är av USB-typ. Använd endast med ett listat/certifierat ITE-nättaggregat. Enheterna fungerar inte under laddning. Använd en 5 V/2 A (eller 5 V/1 A, långsammare) laddare, men inte högre än 5 V.
2. Kompressionslindningen kan användas på vänster eller höger sida.
3. Använd fästtejp för att justera lindningen så att den sitter ordentligt men bekvämt. Dra inte åt för hårt.
4. Anslut batterimodulen till kompressionslindningen och skjut in den i dockan tills den "klickar" på plats. Se bilden till höger.
5. Tryck på strömknappen för att slå på enheten. Displayen tänds för att bekräfta att enheten är på.
6. Tryck på knappen "LÄGE" för att välja mellan de 4 massagelägena. Tryck på knappen "VÄRME" för att växla mellan 3 värmenivåer. Tryck på knappen "INTENSITET" för att justera luftkompressionens intensitet.
7. Enheten stängs av automatiskt efter 15 minuter.




FÖRSIKTIGHET: Undvik skador genom att alltid sitta ner när du använder massageenheten.

4 MASSAGELÄGEN




LÄGE A: VÄXLANDE

Den första luftkudden blåses upp till önskat tryck och håller kvar trycket i 5 sekunder. Luften släpps sedan ut i 2 sekunder. Den andra luftkudden börjar blåsas upp till önskat tryck och håller kvar det önskade trycket i 5 sekunder. Luften släpps sedan ut i 2 sekunder. Båda luftkuddarna blåses upp samtidigt och håller kvar trycket i 5 sekunder. Mönstret fortsätter att upprepas tills den automatiska avstängningen efter 15 minuter.




LÄGE B: FULLT

De två luftkuddarna blåses upp till önskat tryck samtidigt. Luftkuddarna håller kvar trycket i 5 sekunder och släpper sedan ut luften i 3 sekunder. Detta mönster fortsätter att upprepas tills den automatiska avstängningen efter 15 minuter.



LÄGE C: SEKVENTIELLT

Den nedre luftkudden blåses upp till önskat tryck och trycket hålls kvar i 3 sekunder. Den övre luftkudden blåses sedan upp till önskat tryck. Lufttrycket hålls kvar i båda luftkuddarna i 5 sekunder och släpps sedan i 5 sekunder. Detta mönster fortsätter att upprepas tills den automatiska avstängningen efter 15 minuter.



LÄGE D: PULSERANDE

De två luftkuddarna blåses upp till önskat tryck samtidigt och släpper sedan omedelbart ut luften i 1 sekund. Luftkuddarna fortsätter sedan att blåsas upp till önskat tryck. Detta mönster fortsätter att upprepas tills den automatiska avstängningen efter 15 minuter.

SKÖTSEL:

Rengöring

- Koppla bort batteriet från kompressionsanordningen och låt det svalna.
- Rengör endast med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Sänk aldrig ned den i vätska vid rengöring.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel, borstar, glas- eller möbelputs, lösningsmedel, osv. vid rengöring.
- Räta regelbundet sladden om den blir vriden.

Förvaring

Låt produkten svalna och lägg den sedan i lådan eller på en säker, torr, sval plats. Undvik kontakt med vassa kanter eller spetsiga föremål som kan skära eller göra hål i textilytan. Linda INTE USB-kabel runt apparaten. Häng INTE enheten i USB-kabel.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

NÄR ELEKTRISKA PRODUKTER ANVÄNDS, SÄRSKILT NÄR BARN ÄR NÄRVARANDE, SKA ALLTID DE GRUNDLÄGGANDE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERNA FÖLJAS, INKLUSIVE FÖLJANDE: LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.

FARA – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

- Koppla alltid bort enheten från eluttaget direkt efter användning och innan rengöring.
- Sträck dig INTE efter en enhet som har fallit ned i vatten. Koppla bort den omedelbart.

- Använd ALDRIG stift eller andra metallfästen med enheten.

VARNING – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELSTÖTAR ELLER PERSONSKADOR:

- Enheten kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka

med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

- En enhet får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Koppla ur kontakten när den inte används, och innan du sätter på eller tar av delar eller tillbehör.
- Noggrann övervakning krävs när apparaten används av, på eller i närheten av barn eller personer med funktionshinder.
- Får INTE användas utomhus.
- Använd endast enheten för dess avsedda användning enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd INTE tillbehör som inte rekommenderas av Homedics, särskilt tillbehör som inte medföljer enheten.
- Bär INTE enheten i sladden och använd INTE sladden som handtag.
- Använd ALDRIG enheten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den

ska, om den har tappats eller skadats, eller har tappats ned i vatten. Skicka tillbaka enheten till Homedics servicecenter för undersökning och reparation.

- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd ALDRIG enheten om luftöppningarna är blockerade. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår och liknande.
- Släpp ALDRIG ned och för ALDRIG in föremål i någon av öppningarna.
- Använd INTE produkten om aerosolprodukter (spray) används eller syre administreras.
- Använd INTE under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan inträffa och orsaka brand, elchock eller personskador.
- Koppla från genom att vrida alla reglage till läget off (av) och ta sedan ut kontakten ur vägguttaget.
- Stå INTE på eller i enheten. Använd endast sittande.

- Håll långt hår borta från massageenheten när den används.
- Använd INTE massageenheten i närheten av lösa kläder eller smycken.
- Använd aldrig på en mjuk yta som en säng eller en soffa där luftöppningarna kan blockeras.
- Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till batteripaketet, lyfter upp eller bär enheten. En olycka kan inträffa om du bär enheten med fingret på strömbrytaren och om en enhet har strömbrytaren påslagen finns det risk för att en olycka inträffar.
- Koppla bort batteripaketet från enheten innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar enheten. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att enheten startar av misstag.
- Använd uppvärmda ytor försiktigt. Kan orsaka allvarliga brännskador. Använd INTE på okänsliga hudområden eller vid dålig cirkulation. Det kan vara farligt för barn eller personer med funktionsnedsättning att använda värme utan uppsikt.
- Ladda endast med den USB-kabel som anges av tillverkaren. En USB-kabel som är lämplig för en typ av batteripaket kan orsaka brandrisk när den används med ett annat batteripaket.
- Använd endast enheter med särskilt avsedda batteripaket. Om andra batteripaket används kan det orsaka risk för skador och brand.
- När batteripaketet inte används, håll det borta från andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål, som kan skapa en anslutning från en pol till en

- annan. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
- Under ovanliga förhållanden kan vätska komma ut från batteriet. Undvik kontakt. Om kontakt inträffar av misstag, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, kontakta sjukvården.
 - Vätska som tränger ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
 - Använd INTE ett batteripaket eller en enhet som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan fungera på ett oväntat sätt som kan orsaka brand, explosion eller risk för personskador.
 - Utsätt INTE ett batteri eller en enhet för öppen eld eller höga temperaturer. Exponering för öppen eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka en explosion.
 - Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller enheten utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna. Om du laddar på fel sätt eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan det skada batteriet och öka risken för brand. Produktens drift- och laddningsområde: 0 °C – 40 °C.
 - Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av fackmän.
 - Denna apparat innehåller batterier som inte är utbytbara.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

.....


FÖRSIKTIGHET – LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING.


- Rådgör med din läkare innan du använder denna produkt om:
 - du är gravid.
 - du har en pacemaker.
 - du har problem angående din hälsa.

- Rekommenderas EJ för diabetiker.
 - Lämna ALDRIG enheten utan uppsikt, särskilt om barn är närvarande.
 - Täck ALDRIG över enheten när den är i drift.
 - Använd INTE produkten i mer än 15 minuter åt gången.
 - Överdriven användning kan leda till överdriven uppvärmning av produkten och kortare livslängd. Om detta inträffar ska du sluta använda enheten och låta den svalna innan du använder den igen.
 - Använd ALDRIG produkten direkt på svullna eller inflammerade områden eller på hudutslag.
 - Använd INTE denna produkt som ersättning för läkarvård.
 - Använd INTE produkten innan du går och lägger dig. Massageenheten har en stimulerande effekt och kan fördröja sömnen.
 - Produkten får aldrig användas av personer som lider av en fysisk åkomma som kan begränsa användarens förmåga att använda reglagen.
 - INTE för användning av barn.
 - Enheten är endast avsedd för hemmabruk.
 - Produkten får ALDRIG användas av personer som lider av en fysisk åkomma som kan begränsa användarens förmåga att använda reglagen eller som har känselstörningar.
- OBS:** Enheten stängs av automatiskt efter 15 minuter. Om enheten blir överhettad ska du stänga av den och låta den svalna i 30 minuter innan du slår på den igen och fortsätter använda den.

PRODUKTEGENSKABER:

Modulair™-batterimodul er udstyret med vores intelligente SMRTflex-chip. Denne teknologi giver vores batterimodul evnen til at registrere, hvilket modulair™-kompressionsomslag, det er sat til i, og udføre de programmer, der er specifikke for det pågældende omslag. Det giver dig mulighed for at tilføje på systemet og opbygge en kompressionsbehandling, som passer til dine behov, hvor det hele kan udføres med det samme batterimodul.



A/TÆND-SLUK  - For at slå massageapparatet til/fra skal du trykke på tænd/sluk-knappen. Ringen omkring startknappen lyser for at indikere, at enheden er tændt.


BEMÆRK: Massageapparatet begynder i tilstand A og på 60 % intensitet uden varme.


B/BATTERIINDIKATOR  - Farven indikerer det resterende batteriniveau.

- Konstant hvid: 40 %-100 % ladning
- Konstant rød: 20-40 % ladning
- Blinker rødt: ≤20 % ladning

C/VARMEINDIKATOR  - Farven indikerer intensiteten af den valgte varme.

- Grøn: Lav
- Blå: Middel
- Lilla: Høj

D/VARMEKNAP  - For at vælge mellem tre niveauer af varmebehandling (Lav, Middel og Høj) skal du trykke på varmeknappen for at nå det ønskede niveau.

E/INTENSITET  - Tryk på intensitetsknappen for at vælge dit foretrukne trykniveau. Intensitetsniveauet indikeres på LED-skærmen til venstre for knappen.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F/TILSTANDSKNAP  - Tryk på tilstandsknappen for at vælge mellem de fire massagetilstande. Tilstanden indikeres på LED-skærmen lige oven over knappen.

- (A) Skiftende
- (B) Fuld
- (C) Sekventiel
- (D) Pulserende

BRUGSANVISNING:

Tillykke med dit køb af et Homedics modulaire™-produkt. Modulaire™ er det første pneumatiske kompressionssystem, der lader dig brugertilpasse din oplevelse ved at tilbyde kompressionsomslag og -produkter til alle dele af kroppen, som alle sammen benytter samme batterimodul for at opnå fuldstændig fleksibilitet. For at begynde at anvende dit modulaire™-system skal du have mindst ét modulaire™-batterimodul (Model SR-CMX10) og mindst ét modulaire™-kompressionsomslag.


1. Dit modulaire™-kompressionssystem anvender et modulopbygget batterimodul (SRCMX10). For at starte, når batterimodulet åbnes, kan det kræve opladning. For at oplade batteriet skal du sætte den ene ende af USB-kablet i enheden og sætte den anden ende i en adapter. Batterimodulet vil være fuldt opladet efter maksimalt 5 timers opladning, og opladningen varer op til 5 timer. **BEMÆRK:** Denne enhed leveres kun med en USB-ledning, ikke en adapter. En USB-oplader kan også benyttes til opladning af enhederne. Forsøg ikke at bruge en ledning, der ikke er af USB-typen. Må kun anvendes sammen med anført/certificeret ITE-strømforsyning. Enhederne virker ikke under opladning. Anvend en 5 V/2 A-oplader (eller 5 V/1 A, langsommere), men ikke højere end 5 V.



2. Dit kompressionsomslag kan anvendes på enten venstre eller højre side.
3. Anvend fastgørelsesbåndet til at justere omslaget, så det sidder stramt, men behageligt. Stram det ikke for meget.
4. Tilslut dit batterimodul til kompressionsomslaget ved at skubbe det ind i docken, indtil det "klikker" på plads. Se billedet til højre.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for enheden. Displayet lyser for at bekræfte, at enheden er tændt.
6. Tryk på knappen "TILSTAND" for at vælge mellem de 4 massagestilstande. Tryk på knappen "VARME" for at skifte mellem 3 niveauer af varme. Tryk på knappen "INTENSITET" for at justere intensiteten af luftkomprimeringen.
7. Enheden slukker automatisk efter 15 minutter.


FORSIGTIG: For at undgå skader skal du altid blive siddende, når du benytter massageapparatet.

4 MASSAGETILSTANDE




TILSTAND A: SKIFTENDE

Den første luftpude pustes op til det ønskede tryk og opretholder trykket i 5 sekunder. Derefter slippes der luft ud i 2 sekunder. Den anden luftpude begynder at pustes op til det ønskede tryk og opretholder det ønskede tryk i 5 sekunder. Derefter slippes der luft ud i 2 sekunder. Begge luftpuder pustes op samtidigt og opretholder trykket i 5 sekunder. Mønstret gentages igen og igen indtil den automatiske slukning efter 15 minutter.




TILSTAND B: FULD

De to luftpuder pustes op til det ønskede tryk på samme tid. Luftpuderne holder trykket i 5 sekunder, og der slippes luft ud i 3 sekunder. Dette mønster gentages igen og igen indtil den automatiske slukning efter 15 minutter.



TILSTAND C: SEKVENTIEL

Den nederste luftpude pustes op til det ønskede tryk, og trykket holdes i 3 sekunder. Den øverste luftpude pustes derefter op til det ønskede tryk. Lufttrykket holdes i begge luftpuder i 5 sekunder, og der slippes derefter luft ud i 5 sekunder. Dette mønster gentages igen og igen indtil den automatiske slukning efter 15 minutter.



TILSTAND D: PULSERENDE

De to luftpuder pustes op til det ønskede tryk samtidigt, hvorefter der øjeblikkeligt lukkes luft ud af luftpuderne i 1 sekund. Derefter bliver luftpuderne ved med at pustes op til det ønskede tryk. Dette mønster gentages igen og igen indtil den automatiske slukning efter 15 minutter.

VEDLIGEHOELDELSE:

Rengøring

- Frakobl batteriet fra kompressionsenheden og lad det køle af.
- Må kun rengøres med en blød, let fugtig svamp.
- Må ikke nedsænkes i nogen væske for at rengøre.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, glas-/møbepolish, malingfortynder osv. til rengøring.
- Ret jævnlgt ledningen op, hvis den bliver snoet.

Opbevaring

Lad produktet køle af, og læg det derefter i æsken eller på et sikkert, tørt og køligt sted. Undgå kontakt med skarpe kanter eller spidse genstande, der kan skære eller punktere stofoverfladen. Du må IKKE vikle USB-kabel rundt om apparatet. Du må IKKE hænge enheden op i dens USB-kabel.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

VED BRUG AF ELEKTRISKE PRODUKTER, ISÆR NÅR DER ER BØRN TIL STEDE, SKAL DE GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ALTID OVERHOLDES, HERUNDER FØLGENDE:

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR ANVENDELSE.

FARE – FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:

- Tag altid dette apparat ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og inden rengøring.
- Ræk IKKE ud efter en enhed, der er faldet ned i vand. Træk stikket ud med det samme.

- Anvend ALDRIG stifter eller andre fastgørelseselementer af metal til dette apparat.

ADVARSEL – FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER TILSKADEKOMST FOR PERSONER:

- Dette apparat må anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger om forsvarlig

- anvendelse af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Et apparat bør aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet. Tag det ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og inden du tager dele eller tilbehør på eller af.
 - Det er nødvendigt at holde nøje opsyn, når dette apparat bruges af, på eller i nærheden af børn, invalide eller handicappede personer.
 - MÅ IKKE anvendes udendørs.
 - Brug kun dette apparat i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne brugervejledning. Anvend IKKE tilbehør, der ikke anbefales af Homedics; specifikt tilbehør, der ikke følger med enheden.
 - Bær IKKE dette apparat i forsyningsledningen, og brug IKKE ledningen som håndtag.
 - Betjen ALDRIG dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget, eller det har været tabt i vand. Returnér apparatet til Homedics-servicecenteret til undersøgelse og reparation.
 - Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
 - Betjen ALDRIG apparatet, hvis luftåbningerne er blokeret. Hold luftåbningerne fri for fnug, hår og lignende.
 - Tab eller indsæt ALDRIG genstande i nogen åbninger.
 - Brug IKKE på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der tilføres ilt.
 - Må IKKE bruges under et tæppe eller en pude. Kraftig opvarmning kan

forekomme og forårsage brand, elektrisk stød eller person skade.

- Hvis du vil frakoble apparatet, skal du dreje alle betjeningsknapper til positionen off (slukket) og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Stå IKKE på eller i apparatet. Det må kun bruges, mens du sidder ned.
- Hold langt hår væk fra massageapparatet, når det er i brug.
- Anvend IKKE massageapparatet i umiddelbar nærhed af løstsiddende tøj eller smykker.
- Må aldrig betjenes på en blød overflade, såsom en seng eller en sofa, hvor luftåbningerne kan blokeres.
- Forebyg utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i positionen off, før du tilslutter til batteripakken, samler apparatet op eller bærer det. Hvis du bærer apparatet med fingeren på kontakten eller apparatet til strømforsyning, der har tændt for kontakten, kan det medføre ulykker.
- Tag batteripakken ud af apparatet, før du foretager eventuelle justeringer, skifter tilbehør eller lægger apparatet til opbevaring. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af apparatet.
- Benyt varme overflader forsigtigt. Kan medføre alvorlige forbrændinger. Må IKKE anvendes på følelsesløse hudområder eller på områder med dårlig blodcirkulation. Det kan være farligt, hvis børn eller personer med funktionsnedsættelser anvender varme, mens de er uden opsyn.
- Genoplad kun med det USB-kabel, der er angivet af producenten. Et USB-kabel, der er velegnet til én type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, når det anvendes sammen med en anden batteri pakke.

- Anvend kun apparaterne med særligt tilegnede batteripakker. Anvendelse af andre batteripakker kan medføre risiko for tilskadekomst og brand.
- Når batteripakken ikke er i brug, skal du holde den væk fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra én terminal til en anden. Kortslutning af batteriterminalerne sammen kan medføre forbrændinger eller brand.
- Under misbrug kan der komme væske ud af batteriet; undgå kontakt. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du søge lægehjælp.
- Væske, der kommer ud af batteriet, kan medføre irritation eller forbrændinger.
- Anvend IKKE en batteripakke eller et apparat, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, hvilket resulterer i brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
- Udsæt IKKE en batteripakke eller et apparat for ild eller for høje temperaturer. Udsættelse for ild eller temperatur over 130 °C kan medføre eksplosion.
- Følg alle anvisninger for opladning, og oplad ikke batteripakken eller apparatet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne. Hvis batteriet oplades forkert eller ved temperaturer uden for det angivne område, kan det beskadige batteriet og øge risikoen for brand. Produktets betjenings- og opladningsområde: 0 °C – 40 °C.
- Dette apparat indeholder

batterier, som kun kan udskiftes af faglærte personer.

- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

.....

FORSIGTIG – LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BETJENING.

- Rådfør dig med din læge, før du anvender dette produkt, hvis:
 - Du er gravid.
 - Du har pacemaker.
 - Du har helbredsmæssige problemer.
- IKKE anbefalet til brug ved diagnosticeret diabetes.
- Efterlad ALDRIG apparatet uden opsyn, især ikke, hvis der er børn til stede.
- Dæk ALDRIG enheden til, når den er i drift.
- Produktet må IKKE bruges i mere end 15 minutter ad gangen.
- Overdreven brug kan medføre, at produktet opvarmes meget, og

at levetiden forkortes. Sker dette, skal brugen af enheden afbrydes, og enheden skal køle af, før den tages i brug igen. Anvend ALDRIG dette produkt direkte på hævede eller betændte områder eller hududslæt.


- Anvend IKKE dette produkt som erstatning for lægehjælp.
- Anvend IKKE dette produkt lige før sengetid. Massageapparatet har stimulerende effekt og kan forsinke din søvn.
- Dette produkt bør aldrig anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, som vil begrænse brugerens kapacitet til at bruge betjeningsanordningerne.
- IKKE egnet til at blive anvendt af børn.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Dette produkt bør ALDRIG anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, som


vil begrænse brugerens kapacitet til at bruge betjeningsanordningerne, eller som har sanssemæssige funktionsnedsættelser.

BEMÆRK: Enheden lukker automatisk ned efter 15 minutter. Hvis enheden overopheder, skal du slukke enheden og lade den køle af i 30 minutter, før du tænder den igen og fortsætter brugen.

PRODUKTEGENSKAPER:

Modulair™ batterimodulen er utstyrt med den intelligente SMRTflex-brikken vår. Denne teknologien gir batterimodulen vår muligheten til å oppdage hvilket modulair™-kompresjonsomslag den er koblet til i, og utføre programmene som er spesifikke for det omslaget. Dette gjør at du kan legge til i systemet og sette sammen en kompresjonsrutine som passer dine behov, samtidig som du bruker den samme batterimodulen til alt.



A / STRØM  – Trykk på strømknappen for å slå massasjeeheten på eller av. Ringen rundt strømknappen vil lyse for å indikere at enheten er på.


MERK: Massasjen starter i modus A og med 60 % intensitet uten varme.


B / BATTERIINDIKATOR  – Fargen viser gjenværende batterinivå.

- Konstant hvit: 40–100 % oppladet
- Konstant rød: 20–40 % oppladet
- Blinker rødt: ≤ 20 % oppladet


C / VARMEINDIKATOR  – Fargen viser intensiteten til den valgte varmen.

- Grønn: Lav
- Blå: Middels
- Lilla: Høy

D / VARMEKNAPP  – Trykk på varmeknappen for å velge ønsket varmenivå. Du kan velge mellom tre nivåer av varmeterapi (lav, middels og høy).

E / INTENSITET  – Trykk på intensitetsknappen for å velge ønsket trykknivå. Intensitetsnivået vises på LED-skjermen til venstre for knappen.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / MODUSKNAPP  – Trykk på modusknappen for å velge mellom de fire massasjemodusene. Modusen vises på LED-skjermen rett over knappen.

- (A) Vekslende
- (B) Fullstendig
- (C) Sekvensiell
- (D) Pulserende

INSTRUKSJONER FOR BRUK:


Gratulerer med kjøpet av et Homedics modular™-produkt. Modular™ er det første pneumatiske kompresjonssystemet som lar deg tilpasse opplevelsen din ved å tilby kompresjonsomslag og -produkter til alle deler av kroppen, som bruker den samme batterimodulen for fullstendig fleksibilitet. Du trenger minst én modular™-batterimodul (modell SR-CMX10) for å begynne å bruke modular™-systemet ditt, og minst ett modular™-kompresjonsomslag.

1. Modular™-kompresjonssystemet bruker en modular-batterimodul (SR-CMX10). Når batterimodulen åpnes, kan det hende at den må lades før du begynner å bruke den. Når du skal lade batteriet, kobler du den ene enden av USB-kabelen til enheten og den andre enden til en adapter. Batterimodulen vil være fulladet etter maksimalt fem timer, og oppladingen vil vare i opptil fem timer.
MERK: Denne enheten leveres bare med USB-kabel, og ikke en adapter. En USB-lader vil også lade enhetene. Du må ikke forsøke å bruke en kabel som ikke er av USB-type. Enheten må kun brukes med oppført/sertifisert ITE-strømforsyning. Du vil ikke kunne bruke enhetene under lading. Bruk en lader med 5 V/2 A (eller 5 V/1 A, tregere), men ikke høyere enn 5 V.
2. Kompresjonsomslaget kan brukes på enten venstre eller høyre side.
3. Bruk festetapen til å justere omslaget slik at det sitter godt, men komfortabelt. Ikke stram for mye.
4. Koble batterimodulen til kompresjonsomslaget ved å skyve den inn i dokkingen til den «klikker» på plass. Se bildet til høyre.
5. Trykk på strømknappen for å slå på enheten. Displayet vil lyse for å bekrefte at enheten er på.
6. Trykk på «MODUS»-knappen for å velge mellom de fire massasjemodusene. Trykk på «VARME»-knappen for å veksle mellom tre varmenivåer. Trykk på «INTENSITET»-knappen å justere luftkompresjonens intensitet.
7. Enheten slås av automatisk etter 15 minutter. På homedics.com finner du en oppdatert liste over omslag og produkter som fungerer med dette systemet, for å tilby en kompresjonsløsning som kan tilpasses for hele kroppen.




FORSIKTIG: For å unngå å skade deg må du alltid sitte når du bruker massasjeenheten.

4 MASSASJEMODI




MODUS A: VEKSELENDE

Den første luftputen blåses opp til ønsket trykk, og holder trykket i fem sekunder. Deretter slippes luften ut i to sekunder. Den andre luftputen begynner å blåses opp til ønsket trykk, og holder trykket i fem sekunder. Deretter slippes luften ut i to sekunder. Begge luftputene blåses opp samtidig, og holder trykket i fem sekunder. Mønsteret fortsetter å gjenta seg til enheten automatisk slår seg av etter 15 minutter.




MODUS B: FULLSTENDIG

De to luftputene blåses opp til ønsket trykk samtidig. Luftputene holder trykket i fem sekunder og slipper deretter ut luften i tre sekunder. Dette mønsteret fortsetter å gjenta seg til enheten automatisk slår seg av etter 15 minutter.



MODUS C: SEKVENSIELL

Den nedre luftputen blåses opp til ønsket trykk, og trykket holdes i tre sekunder. Den øvre luftputen blåses deretter opp til ønsket trykk. Lufttrykket i begge luftputene holdes i fem sekunder, og slippes deretter ut i fem sekunder. Dette mønsteret fortsetter å gjenta seg til enheten automatisk slår seg av etter 15 minutter.



MODUS D: PULSERENDE

De to luftputene blåses opp til ønsket trykk samtidig, og deretter slipper luftputene umiddelbart ut luften i ett sekund. Luftputene fortsetter deretter å blåse seg opp til ønsket trykk. Dette mønsteret fortsetter å gjenta seg til enheten automatisk slår seg av etter 15 minutter.

VEDLIKEHOLD:

Rengjøring

- Koble batteriet fra kompresjonsenheten og la det avkjøles.
- Rengjør kun med en myk, lett fuktet svamp.
- La aldri vann eller andre væsker komme i kontakt med apparatet.
- Ikke nedsenk i noen væske for å rengjøre.
- Bruk aldri skuremidler, børster, glass-/møbelpolish, malingfortynner osv. for å rengjøre.

Oppbevaring

La produktet kjøles ned og legg det deretter i esken eller på et trygt, tørt og kjølig sted. Unngå kontakt med skarpe kanter eller spisse gjenstander som kan kutte eller punktere stoffoverflaten. IKKE vikle USB-kabel rundt apparatet. IKKE heng enheten i USB-kabel.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VED BRUK AV ELEKTRISKE
PRODUKTER MÅ
GRUNNLEGGENDE
FORHOLDSREGLER
FOR SIKKERHET ALLTID
OVERHOLDES, OG SPESIELT
NÅR DET ER BARN TIL STEDE.
DETTE INKLUDERER DET
FØLGENDE:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR
BRUK.

FARE – FOR Å REDUSERE
RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT:

- Apparatet skal alltid kobles fra strømuttaket umiddelbart etter bruk og før rengjøring.
- Du må IKKE strekke deg etter eller ta i en enhet

som har falt i vannet. Trekk ut støpselet umiddelbart.

- Du må ALDRI bruke pinner eller andre metalliske festeanordninger med dette apparatet.

ADVARSEL – FOR Å REDUSERE
RISIKOEN FOR BRANNSKADER,
BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER
PERSONSKADE:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sans- eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har blitt instruert i sikker bruk

- av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Et apparat må aldri forlates uten tilsyn når det er tilkoblet strøm. Trekk støpselet ut av stikkontakten når det ikke er i bruk, og før du setter på eller tar av deler eller tilbehør.
 - Det er nødvendig med nøye tilsyn når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn eller personer med funksjonsnedsettelse eller funksjonshemmelse.
 - Må IKKE brukes utendørs.
 - Bruk dette apparatet kun til tiltenkt bruk som beskrevet i denne håndboken. Bruk IKKE tilbehør som ikke er anbefalt av Homedics, spesielt tilbehør som ikke følger med enheten.
 - Bruk IKKE strømledningen til å bære apparatet eller som håndtak.
 - Du må ALDRI bruke apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, hvis det har blitt mistet i bakken, er skadet eller har falt i vann. Send apparatet i retur til Homedics-servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 - Hold ledningen unna varme overflater.
 - Bruk ALDRI apparatet hvis luftåpningene er blokkert. Hold luftåpningene fri for lo, hår og lignende.
 - Du må ALDRI miste eller stikke gjenstander inn i åpninger.
 - Bruk IKKE på steder der aerosolprodukter (sprayprodukter) brukes eller der det administreres oksygen.
 - Bruk IKKE under et teppe eller en pute. Overdreven varme kan forekomme, og dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 - Hvis du vil koble fra, skruv du alle kontrollene

til av-posisjon og trekker støpselet ut fra stikkontakten.

- IKKE stå på eller i apparatet. Skal kun brukes sittende.
- Hold langt hår borte fra massasjeeheten når den er i bruk.
- Massasjeeheten må IKKE brukes i nærheten av løse klær eller smykker.
- Enheten må aldri brukes på en myk overflate, for eksempel en seng eller sofa, der luftåpningene kan bli blokkert.
- Forhindre utilsiktet start. Sørg for at bryteren er slått av før du kobler til batteriet, plukker opp eller bærer apparatet. Hvis du bærer apparatet med fingeren på bryteren eller slår på apparatet mens bryteren er slått på, kan det føre til ulykker.
- Koble batteriet fra apparatet før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller plasserer apparatet til oppbevaring. Slike forebyggende

sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte apparatet ved et uhell.

- Bruk oppvarmede overflater forsiktig. Kan forårsake alvorlige brannskader. Bruk IKKE på ufølsomme hudområder eller ved dårlig sirkulasjon. Barn og personer med funksjonsnedsettelse skal være under tilsyn ved bruk av varme, ellers kan det være farlig.
- Enheten må kun lades med USB-kabelen som er spesifisert av produsenten. En USB-kabel som er egnet til én type batteri, kan føre til brannfare når den brukes med et annet batteri.
- Apparatene må kun brukes med angitte batterier. Bruk av andre batterier kan føre til risiko for personskade og brann.
- Når batteriet ikke er i bruk, skal det holdes unna andre metallgjenstander, som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små

metallgjenstander som kan utgjøre en forbindelse mellom batteripolene.

Kortslutning av batteriterminalene kan forårsake forbrenning eller brann.

- Det kan komme væske ut fra batteriet under påkjennende forhold – unngå kontakt med væsken. Hvis du utilsiktet berører væsken, må du skylle med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du oppsøke medisinsk hjelp.
- Væske som kommer ut av batteriet kan føre til irritasjon eller brannskader.
- IKKE bruk et batteri eller et apparat som er skadet eller som det er gjort endringer på. Skadde eller modifiserte batterier kan utvise en uforutsigbar atferd som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
- Utsett IKKE et batteri eller et apparat for åpen ild eller høy temperatur.

Dersom enheten utsettes for brann eller temperaturer over 130 °C, kan det føre til eksplosjon.

- Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad batteriet eller apparatet utenfor temperaturområdet som er angitt i instruksjonene. Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte området kan skade batteriet og øke risikoen for brann. Produktets drifts- og ladeområde: 0–40 °C.
- Dette apparatet inneholder batterier som kun kan skiftes ut av faglærte personer.
- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

.....

FORSIKTIG – LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK.


- Ta kontakt med legen din før du bruker dette produktet hvis:


- du er gravid
- du har en pacemaker
- du har noen bekymringer angående helsen din
- Anbefales IKKE for bruk av diabetikere.
- La ALDRI enheten stå uten tilsyn, spesielt hvis det er barn til stede.
- Dekk ALDRI til enheten når den er i drift.
- IKKE bruk dette produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
- Omfattende bruk kan føre til at produktet blir for varmt og har kortere levetid. Hvis dette skjer, må du avbryte bruken og la enheten kjøle seg ned før den brukes.
- Bruk ALDRI dette produktet direkte på hovne eller betente områder eller skadet hud.
- Bruk IKKE dette produktet som erstatning for medisinsk hjelp.
- Bruk IKKE dette produktet før du legger deg til å sove. Massasjeeheten har en stimulerende effekt og kan forsinke søvn.
- Dette produktet skal aldri brukes av personer som lider av fysisk sykdom som begrenser brukerens evne til å betjene kontrollene.
- IKKE beregnet til bruk av barn.
- Dette apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.
- Dette produktet skal ALDRI brukes av personer som lider av fysisk sykdom som begrenser brukerens evne til å betjene kontrollene eller som har sensoriske mangler.

MERK: Enheten vil automatisk slå seg av etter 15 minutter med bruk. Hvis enheten overopphetes, må du slå den av og la den avkjøles i 30 minutter før du slår den på igjen og fortsetter å bruke den.

TUOTTEEN OMINAISUUDET:

Modulair™-akkumoduuli sisältää älykkään SMRTflex-sirun. Tämä teknologia tekee valmistamallemme akkumoduulille mahdolliseksi havaita, mihin modulair™-kompressiokääreeseen se on kiinnittynyt, ja suorittaa kyseiseen kääreeseen liittyvät ohjelmat. Tämän myötä järjestelmään voi tehdä lisäyksiä ja laatia omiin tarpeisiin sopivan kompressiohoidon, ja kaikki tämä samaa akkumoduulia käyttäen.



A / VIRTAA  – Kytke/katkaise hierontalaitteen virta painamalla virtapainiketta. Virtapainikkeen ympärillä oleva rengas syttyy merkiksi siitä, että laite on päällä.


HUOMAUTUS: hierontalaitteen aloitustilana on A ja 60 %:n teho ilman lämpöä.


B / AKUN MERKKIVALO  – Väri ilmoittaa akun jäljellä olevan varaustason.

- Yhtäjaksoinen valkoinen: 40–100 %:n varaus
- Yhtäjaksoinen punainen: 20–40 %:n varaus
- Vilkkuva punainen: ≤ 20 %:n varaus


C / LÄMMÖN MERKKIVALO  – Väri ilmoittaa valitun lämmön voimakkuuden.

- Vihreä: vähäinen
- Sininen: keskitasoinen
- Purppura: voimakas

D / LÄMPÖPAINIKE  – Valitse jokin kolmesta lämpöhoitotasosta (vähäinen, keskitasoinen tai voimakas) painamalla lämpöpainiketta niin, että saavutat haluamasi tason.

E / VOIMAKKUUS  – Valitse mieluinen painetaso painamalla voimakkuuspainiketta. Voimakkuustaso ilmoitetaan painikkeen vasemmalla puolella olevassa LED-näytössä.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / TILAPAINIKE  – Valitse jokin neljästä hierontatavasta painamalla tilapainiketta. Tila ilmoitetaan LED-näytössä aivan painikkeen yläpuolella.

- (A) Vaihteleva
- (B) Täysi
- (C) Peräkkäinen
- (D) Sykäyksittäinen

KÄYTTÖOHJEET:

Onnittelut Homedics modular™ -tuotteen hankkimisesta. Modular™ on ensimmäinen pneumaattinen kompressiojärjestelmä, joka mahdollistaa räätälöidyn kokemuksen sisältäen kompressiokääreitä ja tuotteita kaikille kehon osille. Täydellinen joustavuus aikaansaadaan käyttämällä samaa akkumoduulia. Modular™-järjestelmän käytön aloittamiseen tarvitaan vähintään yksi modular™-akkumoduuli (malli SR-CMX10) ja ainakin yksi modular™-pakkauskääre.

1. Modular™-kompressiojärjestelmä käyttää modular-akkumoduulia (SRCMX10). Akkumoduulin käynnistäminen avattuna saattaa edellyttää lataamista. Akku ladataan kytkemällä USB-johdon toinen pää yksikköön ja toinen sovittimeen. Akkumoduuli on latautunut täyteen enintään 5 tunnin mittaisen latausajan jälkeen, ja lataus kestää jopa 5 tuntia.


HUOMAUTUS: Laitteen mukana toimitetaan ainoastaan USB-johto, ei sovitinta. Yksikköjä voidaan ladata myös USB-laturilla. Älä yritä käyttää johtoa, joka ei ole USB-tyyppinen johto. Käytä vain luetellun tai virallisesti hyväksytyt ITE-virtalähteen kanssa. Yksiköt eivät toimi lataamisen aikana. Käytä 5 V:n / 2 A:n (tai 5 V:n / 1 A:n hitaampaa) laturia, mutta älä voimakkaampaa kuin 5 V:n.

2. Kompressiokäarettä voidaan käyttää joko vasemmalla tai oikealla puolella.
3. Säädä käarettä kiinnitysteipin avulla niin, että se on tiukka mutta mukava. Älä kiristä liikaa.
4. Liitä akkumoduuli kompressiokääreeseen liu'uttamalla sitä telakkaan, kunnes se "napsahtaa" paikoilleen. Katso oikealla olevaa kuvaa.
5. Käynnistä yksikkö painamalla virtapainiketta. Näyttöön syttyy valo vahvistaen, että yksikkö on päällä.
6. Valitse 4 hierontatilan välillä painamalla "TILA"-painiketta. Vaihtelee 3 lämpötason välillä painamalla "LÄMPÖ"-painiketta. Säädä ilmakompressiota painamalla "VOIMAKKUUS"-painiketta.
7. Yksikkö menee automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua.

HUOMIO: istu vammojen välttämiseksi aina paikoillaan, kun käytät hierontalaitetta.




4 HIERONTATILAA




TILA A: VAIHTELEVA

Ensimmäinen ilmatyyny täytetään haluttuun paineeseen, ja se ylläpitää painetta 5 sekuntia. Tämän jälkeen ilma vapautuu 2 sekunniksi. Toinen ilmatyyny alkaa täyttyä haluttuun paineeseen, ja se ylläpitää haluttua painetta 5 sekuntia. Tämän jälkeen ilma vapautuu 2 sekunniksi. Molemmat ilmatyynyt täyttyvät samanaikaisesti ja ylläpitävät painetta 5 sekuntia. Kuvio jatkaa toistumistaan 15 minuutissa tapahtuvaan automaattikatkaisuun asti.




TILA B: TÄYSI

Molemmat ilmatyynyt täytetään haluttuun paineeseen samanaikaisesti. Ilmatyynyt pidättelevät painetta 5 sekunnin ajan ja vapauttavat sitten ilmaa 3 sekunnin ajan. Tämän kuvion toistaminen jatkuu, kunnes toiminto päättyy automaattisesti 15 minuutissa.



TILA C: PERÄKKÄINEN

Alempi ilmatyyny täyttyy haluttuun paineeseen, jota ylläpidetään 3 sekuntia. Tämän jälkeen ylempi ilmatyyny täyttyy haluttuun paineeseen. Ilmanpainetta pidätellään molemmissa ilmatyynyissä 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen ilmaa vapautetaan 5 sekunnin ajan. Tämän kuvion toistaminen jatkuu, kunnes toiminto päättyy automaattisesti 15 minuutissa.



TILA D: SYKÄYKSITTÄINEN

Kaksi ilmatyynyä täytetään samanaikaisesti haluttuun paineeseen, minkä jälkeen ilmatyynyt vapauttavat välittömästi ilmaa 1 sekunnin ajan. Tämän jälkeen ilmatyynyt jatkavat täyttymistä haluttuun paineeseen. Tämän kuvion toistaminen jatkuu, kunnes toiminto päättyy automaattisesti 15 minuutissa.

YLLÄPITO:

Puhdistus

- Irrota akku puhdistuslaitteesta ja anna sen jäähtyä.
- Puhdista ainoastaan pehmeällä, hieman kostealla sienellä.
- Älä upota tuotetta nesteeseen puhdistustarkoituksessa.
- Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, harjoja, lasin/ huonekalujen kiillotusaineita, tinneriä tai vastaavia.
- Suorista johto säännöllisesti, jos se kiertyy.

Säilytys

Anna tuotteen jäähtyä ja aseta se sitten laatikkoon tai turvalliseen, kuivaan ja viileään paikkaan. Vältä kosketusta teräviin reunoihin tai esineisiin, jotka saattavat viiltää tai puhkaista kankaan pinnan. ÄLÄ kiedo USB kaapeli laitteen ympärille. ÄLÄ ripusta laitetta USB kaapeli.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

KUN SÄHKÖLAITTEITA KÄYTETÄÄN ERITYISESTI LASTEN OLLESSA LÄSNÄ, PERUSTURVAVAROTOIMET ON AINA HUOMIOITAVA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT SEIKAT: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.

VAARA – SÄHKÖISKURISKIN PIENENTÄMINEN:

- Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
- ÄLÄ yritä ulottua laitteeseen, joka on pudonnut veteen. Irrota sen pistoke välittömästi pistorasiasta.

- ÄLÄ KOSKAAN käytä sokkanauvoja tai muita metallikiinnikkeitä tässä laitteessa.

VAROITUS – PALOVAMMA-, TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI HENKILÖVAHINKORISKIN PIENENTÄMINEN:

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset

- eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta sen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja ennen osien tai lisälaitteiden paikoilleen laittamista tai pois ottamista.
 - Tarkka valvonta on välttämätöntä silloin, kun laitetta käyttää lapsi tai vammainen tai vajaakuntoinen henkilö tai kun sitä käytetään heillä tai heidän läheisyydessään.
 - ÄLÄ käytä ulkona.
 - Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä oppaassa kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisävarusteita, joita Homedics ei ole suositellut; erityisesti muiden kuin laitteen mukana toimitettujen lisävarusteiden ollessa kyseessä.
 - ÄLÄ kannata tätä laitetta syöttöjohdosta tai käytä johtoa kahvana.
 - ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut, vaurioitunut tai tippunut veteen. Vie laite Homedics-huoltokeskukseen tutkittavaksi ja korjattavaksi.
 - Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
 - ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta sen ilma-aukkojen ollessa tukossa. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista ja vastaavista.
 - Älä KOSKAAN pudota tai työnnä mitään esineitä aukkoihin.
 - ÄLÄ käytä paikoissa, joissa käytetään (suihkutettavia) aerosolituotteita tai annetaan happea.
 - ÄLÄ koskaan käytä peiton tai tyynyn alla. Liiallista kuumenemistä voi ilmetä aiheuttaen tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.

- Kytke irti kääntämällä kaikki säätimet pois-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
- ÄLÄ seiso laitteen päällä tai sen sisällä. Käytä ainoastaan istuma-asennossa.
- Pidä pitkät hiukset poissa hierontalaitteesta käytön aikana.
- ÄLÄ käytä hierontalaitetta löysien vaatteiden tai korujen läheisyydessä.
- Älä koskaan käytä pehmeällä pinnalla, kuten vuoteella tai sohvalla, jossa ilma-aukot saattavat peittyä.
- Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa, ennen kuin kytket akkuyksikön tai nostat tai kannat laitetta. Laitteen kantaminen niin, että sormet ovat kytkimellä, tai sellaisen laitteen virroittaminen, jonka kytkin on päällä-asennossa, altistaa onnettomuuksille.
- Irrota akkuyksikkö laitteesta ennen säätöjen tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai laitteen säilöön laittamista. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimet vähentävät laitteen tahattoman käynnistymisen riskiä.
- Käytä lämmitettyjä pintoja varovasti. Ne saattavat aiheuttaa vakavia palovammoja. ÄLÄ käytä tunnottomilla ihoalueilla tai verenkierron ollessa huono. Lasten tai toimintakyvyttömiä henkilöiden valvomaton lämmön käyttö saattaa olla vaarallista.
- Lataa vain valmistajan määrittelemällä USB-kaapelilla. Tietyntyyppiselle akkuyksikölle sopiva USB-kaapeli voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään toisen akkuyksikön kanssa.
- Käytä laitteita vain erityisesti niille tarkoitettujen

akkuyksiköiden kanssa. Minkään muunlaisten akkuyksiköiden käyttö saattaa muodostaa loukkaantumis- ja tulipaloriskin.

- Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun navat. Akun napojen oikosulkeminen saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- Epäedullisissa olosuhteissa akusta saattaa tulla ulos nestettä; vältä silloin kosketusta. Jos nesteen kanssa joudutaan vahingossa kosketuksiin, kosketusalue on huuhdeltava vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, on hakeuduttava lääkärinhoitoon.
- Akusta ulos tuleva neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
- ÄLÄ käytä vaurioitunutta tai muunneltua akkuyksikköä

tai laitetta. Vaurioituneet tai muunnetut akut saattavat toimia arvaamattomasti, mikä voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai loukkaantumisvaaraan.

- ÄLÄ altista akkuyksikköä tai laitetta tulelle tai liialliselle lämpötilalle. Laitteen altistuessa tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle seurauksena saattaa olla räjähdys.
- Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuyksikköä tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Mikäli akku ladataan väärin tai määritellyn vaihteluvälin ulkopuolella, akku saattaa vaurioitua ja tulipaloriski kasvaa. Tuotteen käyttö- ja latausalue: 0–40 °C.
- Tämä laite sisältää paristoja, jotka vain ammattitaitoiset henkilöt voivat vaihtaa.
-
- Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



HUOMIO – LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

- Ota yhteyttä lääkäriin ennen tämän tuotteen käyttöä, jos:
 - Olet raskaana.
 - Sinulla on sydämentahdistin.
 - Terveystilasi aiheuttaa huolta.
 - El suositella diabeetikkojen käyttöön.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä yksikköä valvomatta, etenkin, jos paikalla on lapsia.
- ÄLÄ KOSKAAN peitä käytössä olevaa yksikköä.
- ÄLÄ KÄYTÄ tätä tuotetta yli 15 minuuttia kerralla.
- Rungas käyttö voi johtaa tuotteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna yksikön jäähtyä ennen jatkokäyttöä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä tätä tuotetta suoraan turvonneilla tai tulehtuneilla alueilla tai ihottumakohdissa.
- ÄLÄ käytä tätä tuotetta


lääketieteellisen hoidon korvikkeena.

- ÄLÄ KÄYTÄ tätä tuotetta ennen vuoteeseen menoa. Hierontalaitteella on stimuloiva vaikutus, mikä voi viivästyttää nukahtamista.
- Henkilöiden, jotka kärsivät laitteen säätimien käyttöä mahdollisesti rajoittavista fyysisistä vaivoista, ei koskaan tulisi käyttää tätä tuotetta.
- El lasten käyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Henkilöiden, jotka kärsivät laitteen säätimien käyttöä mahdollisesti rajoittavista fyysisistä vaivoista tai joilla on aistirajoitteita, El KOSKAAN tulisi käyttää tätä tuotetta.

HUOMAUTUS: Tämä yksikkö menee automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua. Jos yksikkö ylikuumenee, laita se pois päältä ja anna jäähtyä 30 minuuttia ennen kuin käynnistät sen uudestaan ja jatkat käyttöä.

LAITTEEN OMINAISUUDET:

Modulair™ rafhlöðueiningin er búin snjöllu SMRTflex flöginni okkar. Þessi tækni gefur rafhlöðueiningunni okkar getu til að greina hvaða modulair™ þjöppunarumbúðir hún er sett í og framkvæma forritin sem eru sértæk fyrir þær umbúðir. Þetta gerir þér kleift að bæta við kerfið þitt og byggja upp þjöppunaráætlun sem hentar þínum þörfum, þú gerir það allt með sömu rafhlöðueiningunni.



A / AFL - Til að kveikja/slökkva á nuddtækinu skaltu ýta á aflhnappinn. Hringurinn kringum aflhnappinn mun lýsa til að gefa til kynna að kveikt sé á einingunni.

ATHUGAÐU: Nuddtækið byrjar í stillingu A og 60% styrkleika án hita.

B / RAFHLÖÐUVÍSIR - Liturinn gefur til kynna hversu mikið er eftir á rafhlöðunni.

- Stöðugur hvítur: 40% - 100% hleðsla
- Stöðugur rauður: 20 - 40% hleðsla
- Blikkandi rauður: ≤20% hleðsla

C / HITAVÍSIR - Liturinn gefur til kynna styrkleika valins hita.

- Grænn: Lágur
- Blár: Miðlungs
- Fjólublár: Hár

D / HITAHNAPPUR - Til að velja milli þriggja stiga hitameðferðar (lágt, miðlungs og hátt), ýttu á hitahnappinn til að fá æskilegt stig.

E / STYRKLEIKI - Ýttu á styrkleikahnappinn til að velja æskilegt stig þrýstings. Styrkleikastig er sýnt á LED skjánum vinstra megin við hnappinn.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / STILLINGAHNAPPUR - Ýttu á stillingahnappinn til að velja á milli fjögurra nuddstillinga. Stillingin er sýnd á LED skjánum beint fyrir ofan hnappinn.

- (A) Til skiptis
- (B) Fullt
- (C) Í röð
- (D) Púlsandi

KÄYTTÖOHJEET:

Til hamingju með kaupin á Homedics modular™ vöru. Modular™ er fyrsta loftþjöppunarkerfið sem gerir þér kleift að sérsníða upplifun þína með því að bjóða upp á þjöppunarumbúðir og vörur fyrir alla líkamshluta sem allir nota sömu rafhlöðueininguna fyrir fullan sveigjanleika. Til að byrja að nota modular™ kerfið þitt þarftu að minnsta kosti eina modular™ rafhlöðueiningu (gerð SR-CMX10) og að minnsta kosti eitt modular™ þjöppunarhyllki.

1. Modular™ þjöppunarkerfið þitt notar modular rafhlöðueiningu (SR-CMX10). Þegar byrjað er, þegar hún er opnuð, gæti þurft að hlaða rafhlöðueininguna þína. Til að hlaða rafhlöðuna skaltu stinga öðrum enda USB snúrunnar í tækið og stinga hinum endanum í millistykki. Rafhlöðueiningin þín verður fullhlaðin eftir að hámarki 5 klukkustunda hleðslutíma og hleðslan endist í allt að 5 klukkustundir.


ATHUGAÐU: Þetta tæki kemur aðeins með USB snúru, ekki millistykki. USB hleðslutæki mun einnig hlaða einingarnar. Ekki reyna að nota snúru sem er ekki USB-snúra. Notist aðeins með skráðum/vottuðum ITE aflgjafa. Einingarnar virka ekki við hleðslu. Notaðu 5 V/2 A (eða 5 V/1 A, hægara) hleðslutæki, en ekki hærra en 5 V.

2. Hægt er að nota þjöppunarumbúðirnar þína annað hvort vinstra eða hægra megin.
3. Notaðu festibandið til að stilla umbúðirnar þannig að þær séu þéttar en þægilegar. Ekki herða of mikið.
4. Tengdu rafhlöðueininguna þína við þjöppunarumbúðirnar, renndu henni inn í dokkuna þar til hún „smellur“ á sinn stað. Sjá mynd til hægri.
5. Ýttu á aflhnappinn til að kveikja á einingunni. Skjárinn mun lýsa til að gefa til kynna að kveikt sé á einingunni.
6. Ýttu á „STILLING“ hnappinn til að velja á milli 4 nuddstillinga. Ýttu á „HITI“ hnappinn til að skipta á milli 3 stiga af hita. Ýttu á „STYRKLEIKI“ hnappinn til að stilla styrkleika loftþjöppunarinnar.
7. Einingin slekkur sjálfkrafa á sér eftir 15 mínútur. Vertu viss um að kíkja á homedics.com fyrir vaxandi lista yfir umbúðir og vörur sem vinna með þessu kerfi til að bjóða upp á sérhannaða þjöppunarlausn fyrir allan líkamann.

VARÚÐ: Til að forðast meiðsli skaltu alltaf sitja þegar þú notar nuddtæki.




4 NUDDSTILLINGAR




STILLING A: TIL SKIPTIS

Fyrsti loftpúðinn er blásinn upp í æskilegan þrýsting og heldur þrýstingnum í 5 sekúndur. Loftinu er síðan sleppt í 2 sekúndur. Annar loftpúðinn byrjar að blásast upp í æskilegan þrýsting og heldur þrýstingnum í 5 sekúndur. Loftinu er síðan sleppt í 2 sekúndur. Báðir loftpúðarnir blása upp samtímis og halda þrýstingi í 5 sekúndur. Mynstrið heldur áfram að endurtaka sig þar til það slokknar sjálfvirkt eftir 15 mínútur.




STILLING B: FULLT

Loftpúðarnir tveir eru blásnir upp í æskilegan þrýsting á sama tíma. Loftpúðarnir halda þrýstingnum í 5 sekúndur og losa síðan loftið í 3 sekúndur. Þetta mynstur heldur áfram að endurtaka sig þar til að slokknar sjálfvirkt eftir 15 mínútur.



STILLING C: Í RÖÐ

Neðri loftpúðinn er blásinn upp að æskilegum þrýstingi og þrýstingnum er haldið í 3 sekúndur. Efri loftpúðinn blæs síðan upp að æskilegum þrýstingi. Loftþrýstingi er haldið í báðum loftpúðunum í 5 sekúndur og síðan sleppt í 5 sekúndur. Þetta mynstur heldur áfram að endurtaka sig þar til að slokknar sjálfvirkt eftir 15 mínútur.



STILLING D: PÚLSANDI

Loftpúðarnir tveir eru blásnir upp í æskilegan þrýsting á sama tíma, síðan losa loftpúðarnir loftið strax í 1 sekúndu. Loftpúðarnir halda síðan áfram að blása upp að æskilegum þrýstingi. Þetta mynstur heldur áfram að endurtaka sig þar til að slokknar sjálfvirkt eftir 15 mínútur.

VIÐHALD:

Þrif

- Aftengdu rafhlöðuna frá þjöppunarbúnaðinum og leyfðu henni að kólna.
- Notið aðeins mjúkan og svolítið rakan svamp við þrifin.
- Látið aldrei vatn eða annan vökva komast í snertingu við tækið.
- Aldrei má sökkva tækinu á kaf í vökva við þrifin.
- Aldrei má nota slípiefni, bursta, gler-/eða húsgagnahreinsi, málningarþynni o.s.frv. við þrifin.

Geymsla

Leyfðu vörinni að kólna og settu síðan í kassann eða á öruggan, þurr og kaldan stað. Varstu snertingu við hvassar brúnir eða beitta hluti sem gætu rífið eða gert göt á efnið. Til að forðast straumrof, EKKI vefja USB snúru utan um tækið. EKKI skal hengja tækið upp á USB snúru.

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

ÞEGAR RAFMAGNSTÆKI ERU NOTUÐ, EINKUM

ÞEGAR BÖRN ERU NÁLÆGT, SKAL ÆTÍÐ FYLGJA

GRUNDVALLARVARÚÐARRÁÐSTÖFUNUM, Þ.M.T. EFTIRFARANDI:

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR
FYRIR NOTKUN.

HÆTTA – TIL AÐ MINNKA
ÁHÆTTU Á RAFLOSTI:

- Takið þetta tæki alltaf úr sambandi við rafmagnsinnstungu um leið og notkun er lokið og fyrir þrif.
- EKKI skal taka upp tæki sem hefur dottið ofan í vatn. Aftengið það strax.
- ALDREI nota pinna eða aðrar málmfestingar með þessu tæki.

VIÐVÖRUN – TIL AÐ MINNKA
ÁHÆTTUNA Á BRUNA,
ÍKVEIKJU, RAFLOSTI EÐA SLYSA
Á FÓKI:

- Börn 8 ára og eldri og einstaklingar með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu mega nota tækið ef viðkomandi er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilur hættuna sem felst þar í. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn

skulu ekki sinna þrifum og viðhaldi án eftirlits.

- Aldrei skal skilja tæki eftir eftirlitslaust á meðan það er í sambandi. Takið tækið úr sambandi við innstungu þegar það er ekki í notkun og áður en hlutar þess eða fylgihlutir eru settir á eða teknir af.
- Náið eftirlit er nauðsynlegt þegar þetta tæki er notað af, á eða nálægt börnum, öryrkjum eða fötluðum einstaklingum.
- EKKI má nota tækið utandyra.
- Notið tækið eingöngu í þeim fyrirhugaða tilgangi sem lýst er í handbókinni. EKKI nota fylgihluti sem Homedics mælir ekki með; sérstaklega hvers kyns fylgihluti sem ekki fylgja með einingunni.
- EKKI má halda á tækinu með því að grípa um rafmagnssnúruna eða nota snúruna sem handfang.
- ALDREI má nota þetta tæki ef rafmagnssnúran eða tengillinn er skemmdur, ef tækið virkar ekki rétt,

ef tækið hefur dottið eða skemmst eða ef það hefur dottið í vatni. Skilið tækinu til þjónustuaðila Homedics til skoðunar og viðgerðar.

- Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum flötum.
- ALDREI nota tækið með loftopin stífluð. Haldið loftopum lausum við ló, hár og annað slíkt.
- ALDREI má setja neina aðskotahluti inn í op á tækinu.
- EKKI má nota tækið á svæðum þar sem efni á úðabrúsum eru í notkun eða súrefnisgjöf fer fram.
- EKKI má nota tækið undir teppi eða kotta. Slíkt getur orsakað ofhitnun í tækinu, sem gæti leitt til íkveikju, raflosts eða slysa á fólki.
- Til að slökkva á tækinu og ganga frá því skal setja alla stjórnhnappa í stöðuna „OFF“ (slökkt) og taka snúruna úr sambandi við innstungu.
- EKKI má standa uppi á eða í tækinu. Notið aðeins sitjandi.

- Haltu síðu hái fjarri nuddtæki meðan það er í notkun.
- EKKI nota nuddtæki í nálægð við víð föt eða skartgrip.
- Notaðu aldrei á mjúku yfirborði eins og rúmi eða sófa þar sem loftopin geta stíflast.
- Komið í veg fyrir óviljandi gangsetningu. Gakktu úr skugga um að rofinn sé í slökktri stöðu áður en tengt er við rafhlöðupakkann, tækið tekið upp eða borið. Að bera tækið með fingur á rofanum eða setja straum á tæki sem er með rofann kveiktan getur valdið slysum.
- Aftengdu rafhlöðupakkann frá tækinu áður en þú gerir breytingar, skiptir um fylgihluti eða geymir tækið. Slíkar fyrirbyggjandi öryggisráðstafanir draga úr hættu á að tækið sé ræst fyrir slysi.
- Notaðu hituð yfirborð varlega. Getur valdið alvarlegum bruna.
- EKKI nota á óviðkvæm húðsvæði eða þar sem blóðrásin er léleg. Notkun barna eða óvinnufærra einstaklinga á hita án eftirlits getur verið hættuleg.
- Endurhlaða aðeins með USB-snúrunni sem framleiðandi tilgreinir. USB-snúra sem hentar fyrir eina tegund rafhlöðupakka getur skapað eldhættu þegar hún er notuð með öðrum rafhlöðupakka.
- Notaðu aðeins tæki með sérmerktum rafhlöðupökkum. Notkun annarra rafhlöðupakka getur skapað hættu á meiðslum og eldi.
- Þegar rafhlöðupakki er ekki í notkun skaltu halda honum frá öðrum málmhlutum, eins og bréfastöngum, mynt, lyklum, nöglum, skrúfum eða öðrum litlum málmhlutum, sem geta tengt eitt skaut við annað. Skammhleyping rafhlöðuskautanna saman

getur valdið bruna eða eldsvoða.

- Við slæmar aðstæður getur vökvi lekið út úr rafhlöðunni; forðast snertingu. Ef snerting verður fyrir slysi skal skola með vatni. Ef vökvi kemst í snertingu við augu, leitaðu læknishjálpar.
- Vökvi sem lekur út úr rafhlöðunni getur valdið ertingu eða bruna.
- EKKI nota rafhlöðupakka eða tæki sem eru skemmd eða breytt. Skemmdar eða breyttar rafhlöður geta sýnt ófyrirsjáanlega hegðun sem leiðir til elds, sprengingar eða hættu á meiðslum.
- EKKI útsetja rafhlöðupakka eða tæki fyrir eldi eða of miklum hita. Útsetning fyrir eldi eða hitastigi yfir 130 °C getur valdið sprengingu.
- Fylgdu öllum hleðsluleiðbeiningum og ekki hlaða rafhlöðupakkann eða tækið utan þess

hitastigs sem tilgreint er í leiðbeiningunum. Óviðeigandi hleðsla eða við hitastig utan tilgreinds marks getur skemmt rafhlöðuna og aukið hættu á eldi. Notkunar- og hleðsluvið vöru: 0 °C – 40 °C.

- Þetta heimilistæki inniheldur rafhlöður sem aðeins er hægt að skipta út af faglærðu fólki.
- Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.

GEYMDU ÞESSAR LEIÐBEININGAR

VARÚÐ – LESTU ALLAR LEIÐBEININGAR VANDLEGA FYRIR NOTKUN.

- Ráðfærðu þig við lækinn áður en þú notar þessa vöru ef:
 - Þú ert ólétt.
 - Þú ert með gangráð.
 - Þú hefur einhverjar áhyggjur af heilsu þinni.
- EKKI mælt með notkun fyrir sykursjúka.
- ALDREI skilja tækið eftir

án eftirlits, sérstaklega ef börn eru til staðar.

- ALDREI hylja eininguna þegar hún er í notkun.
- EKKI nota þessa vöru lengur en 15 mínútur í senn.
- Mikil notkun getur orðið til þess að varan hitni of mikið og stytt endingu þess. Ef það gerist skaltu hætta notkun og leyfa tækinu að kólna áður en það er notað aftur.
- ALDREI nota þessa vöru beint á bólgin svæði eða útbrot.
- Varan kemur EKKI í stað læknisheimsóknar eða -meðferðar.
- EKKI nota þessa vöru fyrir svefn. Nuddtækið hefur örvandi áhrif og gæti tafið fyrr svefni.
- Einstaklingar sem þjást af líkamlegum kvillum sem takmarka getu notanda til að beita stjórnækjunum ættu aldrei að nota vöruna.
- EKKI til notkunar fyrir börn.
- Þetta tæki er eingöngu


ætlað til notkunar fyrir innan heimilisins.


- Einstaklingar sem þjást af líkamlegum kvillum sem takmarka getu notanda til að beita stjórnækjunum eða sem eru með skynjunargalla ættu ALDREI að nota tækið.

ATHUGAÐU: Þessi eining slekkur sjálfkrafa á sér eftir 15 mínútna notkun. Ef einingin þín ofhitnar skaltu slökkva á henni og láta kólna í 30 mínútur áður en þú kveikir aftur á henni og heldur áfram notkun.


FUNKCJE PRODUKTU:

Moduł akumulatorowy modulaire™ jest wyposażony w nasz inteligentny chip SMRTflex. Dzięki tej technologii nasz moduł akumulatorowy może wykryć, do której opaski kompresyjnej modulaire™ jest podłączony, i wykonać programy specyficzne dla tej opaski. W ten sposób możesz dodawać elementy do swojego systemu i tworzyć schemat kompresji odpowiadający Twoim potrzebom, a wszystko to przy użyciu tego samego modułu akumulatorowego.



A / ZASILANIE  – Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć masażer. Obwódka wokół przycisku zasilania podświetli się, wskazując, że urządzenie jest włączone.


UWAGA: Masażer uruchomi się w trybie A i z intensywnością 60%, bez ogrzewania.


B / WSKAŹNIK AKUMULATORA  – Kolor wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora.

- Jednolity biały: 40% – 100% naładowania
- Jednolity czerwony: 20% – 40% naładowania
- Migający czerwony: ≤20% naładowania


C / WSKAŹNIK CIEPŁA  – Kolor wskazuje poziom wybranego ogrzewania.

- Zielony: Niski
- Niebieski: Średni
- Fioletowy: Wysoki

D / PRZYCIISK OGRZEWANIA  – Aby wybrać jeden z trzech poziomów terapii ciepłem (niski, średni i wysoki), naciśnij przycisk ogrzewania.

E / INTENSYWNOŚĆ  – Naciśnij przycisk intensywności, aby wybrać preferowany poziom ciśnienia. Poziom intensywności jest wskazywany na ekranie LED po lewej stronie przycisku.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / PRZYCIISK TRYBU  – Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać jeden z czterech trybów masażu. Tryb jest wskazywany na ekranie LED bezpośrednio nad przyciskiem.

- (A) Masaż naprzemienny
- (B) Masaż pełny
- (C) Masaż sekwencyjny
- (D) Masaż pulsacyjny

INSTRUKCJA OBSŁUGI:


Gratulujemy zakupu produktu firmy Homedics – modulair™. Modulair™ to pierwszy pneumatyczny system do terapii kompresyjnej, który pozwala dostosować Twoje doznania, oferując opaski uciskowe i produkty na wszystkie części ciała, a wszystko to przy użyciu tego samego modułu akumulatorowego, co zapewnia użytkownikowi pełną elastyczność. Aby rozpocząć korzystanie z systemu modulair™, będziesz potrzebować co najmniej jednego modułu akumulatorowego modulair™ (model SR-CMX10) i co najmniej jednej opaski kompresyjnej modulair™.

1. Twój system kompresji modulair™ wykorzystuje moduł akumulatorowy modulair (SR-CMX10). Na początek, po jego otwarciu, moduł akumulatorowy może wymagać naładowania. Aby naładować akumulator, podłącz jeden koniec przewodu USB do urządzenia, a drugi koniec do adaptera. Moduł akumulatorowy zostanie w pełni naładowany po maksymalnie 5 godzinach ładowania, i powinien zapewnić do 5 godzin działania urządzenia. **UWAGA:** Do tego urządzenia dołączony jest wyłącznie przewód USB, a nie adapter. Ładowarka USB będzie również ładować same urządzenia. Nie należy próbować używać przewodu, który nie jest przewodem typu USB-C. Używaj akumulatora wyłącznie z wymienionym/certyfikowanym zasilaczem. Urządzenia nie będą działać podczas ładowania. Używaj ładowarki o napięciu 5 V/2 A (lub 5 V/1 A, wolniejsze ładowanie), ale nie wyższym niż 5 V.
2. Opaski uciskowej można używać zarówno na lewej jak i prawej kończynie.
3. Użyj taśmy mocującej, aby wyregulować opaskę tak, aby przylegała ciasno, ale wygodnie. Nie zaciskaj jej zbyt mocno.
4. Podłącz moduł akumulatora do opaski kompresyjnej, wsuwając go do stacji dokującej, aż „zatrzasknie się” na swoim miejscu. Patrz obrazek po prawej stronie.
5. Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Ekran podświetli się, co oznacza, że urządzenie jest włączone.
6. Naciśnij przycisk „TRYB”, aby wybrać jeden z 4 trybów masażu. Naciśnij przycisk „OGRZEWANIE”, aby przełączać się pomiędzy 3 poziomami ogrzewania. Naciśnij przycisk „INTENSYWNOŚĆ”, aby dostosować intensywność kompresji powietrza.
7. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach.




PRZESTROGA: Aby uniknąć obrażeń, podczas korzystania z urządzenia do masażu zawsze bądź w pozycji siedzącej.

4 TRYBY MASAŻU




TRYB A: MASAŻ NAPRZEMIENNY

Pierwsza poduszka powietrzna zostaje napełniona dożądanego ciśnienia i utrzymuje je przez 5 sekund. Następnie wypuszcza powietrze przez 2 sekundy. Druga poduszka powietrzna zaczyna napełniać się do pożądanego ciśnienia i utrzymuje je przez 5 sekund. Następnie wypuszcza powietrze przez 2 sekundy. Obie poduszki powietrzne napełniają się jednocześnie i utrzymują ciśnienie przez 5 sekund. Taki układ jest powtarzany aż do automatycznego wyłączenia urządzenia po 15 minutach.




TRYB B: PEŁNY

Obie poduszki powietrzne napełniają się jednocześnie dożądanego ciśnienia. Poduszki powietrzne utrzymują ciśnienie przez 5 sekund, a następnie wypuszczają powietrze przez 3 sekundy. Taki układ jest powtarzany aż do automatycznego wyłączenia urządzenia po 15 minutach.



TRYB C: SEKWENCYJNY

Dolna poduszka powietrzna zostaje napełniona dożądanego ciśnienia, które jest utrzymywane przez 3 sekundy. Następnie górna poduszka powietrzna napełnia się dożądanego ciśnienia. Ciśnienie powietrza jest utrzymywane w obu poduszkach powietrznych przez 5 sekund, a następnie spuszczone przez 5 sekund. Taki układ jest powtarzany aż do automatycznego wyłączenia urządzenia po 15 minutach.



TRYB D: PULSACYJNY

Obie poduszki powietrzne napełniają się jednocześnie dożądanego ciśnienia, a następnie natychmiast wypuszczają powietrze przez 1 sekundę. Następnie poduszki powietrzne napełniają się dożądanego ciśnienia. Taki układ jest powtarzany aż do automatycznego wyłączenia urządzenia po 15 minutach.

KONSERWACJA:

Czyszczenie

- Odłącz akumulator od urządzenia kompresującego i poczekaj, aż ostygnie.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko zwilżoną gąbką.
- Nie czyścić poprzez zanurzenie w jakimkolwiek płynie.
- Nie czyścić ściernymi środkami czyszczącymi, szczotkami, pastami do czyszczenia szkła/mebli, rozcieńczalnikami do farb itp.
- Okresowo prostować przewód, jeśli jest skręcony.

Przechowywanie

Poczekaj, aż produkt ostygnie, a następnie umieść go w pudełku lub w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu. Należy unikać kontaktu z ostrymi krawędziami lub ostrymi przedmiotami, które mogłyby przeciąć lub przebić powierzchnię tkaniny. NIE NALEŻY owijać Kabel USB wokół urządzenia. NIE NALEŻY wieszać urządzenia za Kabel USB.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W OBECNOŚCI DZIECI, NALEŻY ZAWSZE ZACHOWAĆ PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, W TYM: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

NIEBEZPIECZEŃSTWO –
ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO
PORAŻENIA PRĄDEM:

- Należy zawsze odłączać urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po jego użyciu i przed czyszczeniem.

- NIE WOLNO dotykać urządzenia jeśli wpadło do wody lub innej cieczy. Odłącz je natychmiast.
- NIGDY nie używaj szpilek ani innych metalowych elementów mocujących z tym urządzeniem.

OSTRZEŻENIE – ABY
ZMNIJSZYĆ RYZYKO
POPARZEŃ, POŻARU,
PORAŻENIA PRĄDEM LUB
OBRAŻEŃ OSÓB:

- To urządzenie może być używane przez dzieci po skończeniu 8. roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,

- sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Urządzenie nie może być czyszczone ani konserwowane przez dzieci bez nadzoru.
- Podłączonego urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru. Odłącz wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest ono używane oraz przed założeniem lub zdjęciem jego części lub akcesoriów.
 - Niezbędny jest ścisły nadzór, jeśli urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych.
 - NIE użytkować na otwartym powietrzu.
 - Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tak jak opisano w tej instrukcji. NIE WOLNO używać akcesoriów niezalecanych przez firmę Homedics; w szczególności wszelkich akcesoriów niedostarczonych wraz z urządzeniem.
 - NIE WOLNO przenosić urządzenia trzymając je za kabel lub używać kabla jako uchwytu.
 - NIGDY nie obsługuj urządzenia, jeśli jego kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie pracuje prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone, uległo uszkodzeniu, lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego firmy Homedics w celu jego sprawdzenia i naprawy.
 - Trzymaj kabel z daleka od gorących powierzchni.
 - NIGDY nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Pilnuj,

- aby otwory wentylacyjne były wolne od kłaczek, włosów i tym podobnych zanieczyszczeń.
- NIE WOLNO wrzucać ani wkładać żadnych obiektów do żadnego otworu.
- NIE WOLNO użytkować urządzenia w miejscach rozpylania produktów w aerozolu lub podawania tlenu.
- NIE WOLNO zakrywać pracującego urządzenia kocami ani poduszkami. W wyniku nadmiernego nagrzania może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego lub urazów ciała.
- Aby odłączyć, należy przełączyć wszystkie elementy sterujące na pozycję wyłączoną, a następnie odłączyć wtyczkę z gniazdka.
- NIE WOLNO stawać na urządzeniu. Używaj urządzenia wyłącznie w pozycji siedzącej.
- Podczas korzystania z masażera, trzymaj włosy z dala od niego.
- NIE WOLNO używać masażera w pobliżu luźnej odzieży lub biżuterii.
- Nigdy nie używaj urządzenia na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane.
- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia. Przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie urządzenia z palcem na włączniku lub urządzenia pod napięciem, które jest włączone, grozi wypadkiem.
- Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przed przechowaniem go. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko

- przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- Uważaj na nagrzane powierzchnie urządzenia. Mogą one spowodować poważne oparzenia. **NIE WOLNO** stosować urządzenia na niewrażliwych obszarach skóry lub przy słabym krążeniu. Korzystanie z funkcji ogrzewania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru może być niebezpieczne.
 - Akumulator ładuj tylko za pomocą kabla USB określonego przez producenta. Kabel USB odpowiedni dla jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru, jeśli będzie używany z innym akumulatorem.
 - Używaj urządzeń wyłącznie ze specjalnie wyznaczonymi akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
 - Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie między przyłączami. Zwarcie przyłączy akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 - W nieodpowiednich warunkach z akumulatora może wytrysnąć płyn; należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu z płynem przepłukać dane miejsce wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc lekarską.
 - Płyn wyciekający z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
 - **NIE WOLNO** używać akumulatora ani urządzenia, które są uszkodzone lub

zmodyfikowane.
Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować ryzykiem pożaru, eksplozji lub obrażeń ciała.

- NIE WOLNO wystawiać akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C może spowodować eksplozję.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcjach. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach spoza określonego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru. Zakres temperatur podczas działania i ładowania produktu: 0°C – 40°C.

- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- To urządzenie zawiera niewymienne baterie.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ


UWAGA – PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSŁUGI URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.


- Przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem, jeśli:
 - Jesteś w ciąży.
 - Korzystasz z rozrusznika serca.
 - Masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące swojego zdrowia.
- NIE zaleca się stosowania urządzenia przez diabetyków.
- NIGDY nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, szczególnie jeśli w pobliżu są dzieci.
- NIGDY nie zakrywaj urządzenia podczas jego

- pracy.
- NIE WOLNO używać tego produktu dłużej niż 15 minut jednorazowo.
 - Zbyt długie użytkowanie doprowadzi do nadmiernego nagrzewania się produktu i skróci jego żywotność. Jeśli do tego dojdzie, należy przerwać użytkowanie i odczekać aż urządzenie ostygnie przed ponownym użyciem.
 - NIGDY nie używaj tego produktu bezpośrednio na obszarach ciała, które są obrzęknięte, objęte stanem zapalnym lub, na których widoczne są wykwity skórne.
 - NIE WOLNO używać tego produktu jako formy zastępstwa dla pomocy lekarskiej.
 - NIE WOLNO używać tego produktu bezpośrednio przed snem. Masażer działa stymulująco i może utrudnić zasypianie.
 - Tego produktu nie powinny nigdy używać osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość fizyczną, która ograniczałaby zdolność użytkownika do obsługi jego elementów sterujących.
 - Produkt NIE NADAJE się do użytku przez dzieci.
 - To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
 - Produkt ten NIGDY nie powinien być używany przez osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość fizyczną, która ograniczałaby zdolność użytkownika do obsługi jego elementów sterujących lub przez osoby cierpiące na zaburzenia czucia.
- UWAGA:** Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach użytkowania. Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia na 30 minut, zanim włączysz je ponownie i będziesz dalej go używać.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Bateriový strojek modulair™ je vybaven naším inteligentním čipem SMRTflex. Tato technologie umožňuje našemu bateriovému strojku rozpoznat, do kterého kompresního vzduchového vaku modulair™ je zapojen, a vykonávat programy určené pouze pro dotyčný vak. To vám umožní do vašeho systému přidávat další možnosti a sestavovat si režim komprese vyhovující vašim potřebám, a to vše s jediným bateriovým strojkem.



A/NAPÁJENÍ  - Masážní strojek zapnete/ vypnete stisknutím tlačítka napájení. Kroužek kolem tlačítka napájení se rozsvítí, čímž signalizuje, že je strojek zapnutý.


POZNÁMKA: Masážní strojek začne pracovat v režimu A a s 60% intenzitou bez nahřívání.


B/UKAZATEL BATERIE  - Barva signalizuje zbývající úroveň nabití baterie.

- Svítící bílá: zbývá 40–100 %
- Svítící červená: zbývá 20–40 %
- Blikající červená: zbývá ≤20 %


C/UKAZATEL NAHŘÍVÁNÍ  - Barva signalizuje vybraný nahřívací výkon.

- Zelená: nízký
- Modrá: střední
- Fialová: vysoký

D/TLAČÍTKO NAHŘÍVÁNÍ  - Pro výběr mezi třemi úrovněmi tepelné terapie (nízký, střední a vysoký výkon) tiskněte tlačítko nahřívání, až dosáhnete požadované úrovně.

E/INTENZITA  - Tisknutím tlačítka intenzity vyberte požadovanou úroveň tlaku. Intenzita tlaku se ukazuje na LED obrazovce nalevo od tlačítka.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F/TLAČÍTKO REŽIM  - Tisknutím tlačítka režimu vybíráte mezi čtyřmi režimy masáže. Vybraný režim se ukazuje na LED obrazovce přímo nad tlačítkem.

- (A) Střídavý
- (B) Plný
- (C) Postupný
- (D) Pulzující

NÁVOD K POUŽITÍ:

Blahopřejeme vám ke koupi výrobku Homedics modular™. Modular™ je první pneumatický kompresní systém, s nímž si můžete svůj zážitek z masáže přizpůsobit na míru, neboť vám nabízí kompresní vaky a další výrobky pro všechny části těla, a pro dosažení plné přizpůsobivosti je lze navíc ovládat jediným bateriovým strojkem. Abyste mohli začít systém modular™ používat, budete potřebovat alespoň jeden bateriový strojek modular™ (model SR-CMX10) a alespoň jeden kompresní vak modular™.

1. Váš kompresní systém modular™ používá bateriový strojek modular (SR-CMX10). Po vybalení bude možná nutné ještě před zahájením práce váš bateriový strojek nabít. Pro nabití baterie zapojte jeden konec USB kabelu do strojku a druhý konec do adaptéru. Plné nabití vašeho bateriového strojku potrvá nejvýše 5 hodin a vydrží až 5 hodiny práce.


POZNÁMKA: Součástí dodávky tohoto zařízení je pouze USB kabel, nikoli nabíjecí adaptér. Zařízení lze rovněž nabít v USB nabíječce. Nepokoušejte se k nabíjení používat kabel jiného typu než USB. Používejte pouze zdroj napájení uvedený/ověřený institutem ITE. Během nabíjení nebude strojek fungovat. Používejte nabíječku 5 V/2 A (nebo pomalejší 5 V/1 A) nabíječku, nikdy však ne nabíječku o napětí vyšším než 5 V.



2. Váš kompresní vak lze použít na levé i pravé straně.
3. Pomocí upevňovací pásky si vak nasadíte tak, aby přiléhal těsně, avšak zároveň pohodlně. Neutahujte jej příliš.
4. Zasouváním do doku, dokud „nezacvakne“ na místo, připojte bateriový strojek ke kompresnímu vaku. Viz obrázek nahoře vpravo.
5. Stisknutím tlačítka napájení strojek zapnete. Že se tak stalo vám strojek potvrdí rozsvícením displeje.
6. Stisknutím tlačítka „REŽIM“ vybírejte mezi 4 režimy masáže. Stisknutím tlačítka „NAHRÍVÁNÍ“ můžete přepínat mezi 3 úrovněmi tepla. Stisknutím tlačítka „INTENZITA“ nastavte intenzitu vzduchové komprese.
7. Strojek se automaticky vypne po 15 minutách. Doporučujeme vám projít si na webové stránce homedics.com neustále rostoucí seznam vaků a výrobků pracujících s tímto systémem a nabízejících vám na míru přizpůsobitelné řešení kompresní masáže veškerých částí těla.


UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo ke zranění, vždy při používání masážního strojku sedněte.

4 REŽIMY MASÁŽE




REŽIM A: STŘÍDAVÝ

První vak se nafoukne na požadovaný tlak a udržuje jej po dobu 5 sekund. Poté se vzduch na 2 sekundy vypustí. Druhý vak se následně začne nafoukovat na požadovaný tlak a udržuje jej po dobu 5 sekund. Poté se vzduch na 2 sekundy vypustí. Oba vaky se nafouknou současně a udržují tlak po dobu 5 sekund. Tento sled kroků se bude opakovat, dokud se strojek po 15 minutách automaticky nevypne.




REŽIM B: PLNÝ

Oba vaky se nafouknou na požadovaný tlak současně. Vaky podrží tlak po dobu 5 sekund a poté vzduch na 3 sekundy vypustí. Tento sled kroků se bude opakovat, dokud se strojek po 15 minutách automaticky nevypne.



REŽIM C: POSTUPNÝ

Spodní vak se nafoukne na požadovaný tlak a udržuje jej po dobu 3 sekund. Horní vak se následně nafoukne na požadovaný tlak. Oba vaky udržují požadovaný tlak po dobu 5 sekund a pak vzduch na 5 sekund vypustí. Tento sled kroků se bude opakovat, dokud se strojek po 15 minutách automaticky nevypne.



REŽIM D: PULZUJÍCÍ

Oba vaky se současně nafouknou na požadovaný tlak a poté ihned na 1 sekundu vzduch vypustí. Vaky pak pokračují v nafukování na požadovaný tlak. Tento sled kroků se bude opakovat, dokud se strojek po 15 minutách automaticky nevypne.

ÚDRŽBA

Čištění

- Odpojte baterii od kompresního zařízení a nechte ji vychladnout.
- Přístroj čistěte jen měkkou a lehce navlhčenou houbičkou.
- Dbejte na to, aby se přístroj nedostal do kontaktu s vodou či jinými kapalinami.
- Při čištění nepoňujte přístroj do jakékoli kapaliny.
- K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, přípravky na leštění skla/nábytku, ředidla barev atd.

Uchovávání

Nechte výrobek vychladnout a poté jej uložte do krabice nebo na bezpečné, suché a chladné místo. Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami nebo špičatými předměty, které by mohly pořezat nebo propíchnout látkový povrch přístroje. **VYVARUJTE SE** namotávání USB kabel na přístroj. Jednotku **NEZAVĚŠUJTE** za USB kabel.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH VÝROBKŮ JE ZVLÁŠTĚ ZA PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VŽDY TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

NEBEZPEČÍ – ABY SE SNÍŽILA HROZBA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Bezprostředně po použití a před čištěním tento spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
- **NESAHEJTE** na strojek, který spadl do vody. Neprodleně jej odpojte ze zásuvky.

- **NIKDY** se spotřebičem nepoužívejte svorky ani jiné kovové upínací prvky.

VÝSTRAHA – ABY SE SNÍŽILA HROZBA POPÁLENIN, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ČI ZRANĚNÍ OSOB:

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem či dostaly pokyny týkající se

- bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky. Pokud strojek nepoužíváte a před nasazováním nebo odebráním součástí nebo příslušenství jej vypojte ze zásuvky.
 - Při používání tohoto spotřebiče dětmi, invalidy či tělesně postiženými nebo na nich či jejich blízkosti je nezbytný pečlivý dohled.
 - NEPOUŽÍVEJTE venku.
 - Tento spotřebič používejte pouze k jeho určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE jakákoli příslušenství, která nebyla doporučena společností Homedics: konkrétně žádné příslušenství, které nebylo dodáno se strojkem.
 - NEPŘENÁŠEJTE tento spotřebič za napájecí kabel ani nepoužívejte kabel jako držadlo.
 - NIKDY nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, spadl nebo je poškozený nebo spadl do vody. Předejte jej místo toho servisnímu středisku společnosti Homedics k prověření a opravě.
 - Kabel udržujte dále od horkých povrchů.
 - NIKDY nepracujte se spotřebičem, když má zakryté vzduchové otvory. Udržujte vzduchové otvory neucpané vlákny, vlasy atd.
 - Do žádného otvoru NIKDY nenechte spadnout ani nevkládejte žádné předměty.
 - NEPOUŽÍVEJTE tam, kde se používají aerosolové výrobky (ve spreji) nebo kde se podává kyslík.
 - NEPOUŽÍVEJTE pod dekou nebo pod polštářem. Mohlo by dojít k nadměrnému zahřívání a

následnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

- Pro odpojení přepněte všechny ovládací prvky do poloh pro vypnutí a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **NESTOUPEJTE** na spotřebič ani do něj. Používejte jej pouze, když sedíte.
- Během používání se nepřibližujte masážním strojkem k dlouhým vlasům.
- **NEPOUŽÍVEJTE** masážní strojek v těsné blízkosti volného oděvu nebo volných šperků.
- Nikdy se strojkem nepracujte na měkkém povrchu, jako je lůžko nebo pohovka, kde by se mohly ucpat vzduchové otvory.
- Zabraňte v neúmyslném spuštění strojku. Před připojením spotřebiče k bateriovému packu, zvedáním nebo přenášáním zajistěte, aby byl spínač ve vypnuté poloze. Přenášení spotřebiče s prstem na spínači nebo připojení přístroje k síti se spínačem

v zapnuté poloze může způsobit nehodu.

- Před jakýmkoli seřizováním či uskladněním spotřebiče nebo před výměnou jeho příslušenství od něj odpojte bateriový pack. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují hrozbu nechtěného spuštění spotřebiče.
- Nahřívání povrchy používejte opatrně. Mohly by způsobit vážné popáleniny. **NEPOUŽÍVEJTE** na necitlivé oblasti pokožky nebo při špatném zásobení krví. Používání nahřívání dětmi nebo tělesně nezpůsobilými osobami bez dozoru může být nebezpečné.
- Nabíjejte pouze pomocí USB kabelu předepsaného výrobcem. USB kabel vhodný pro jeden typ bateriového packu může při použití s jiným bateriovým packem vyvolat nebezpečí požáru.
- Používejte spotřebiče pouze s výslovně předepsanými bateriovými packy. Použitím

jakýchkoli jiných bateriových packů můžete přivodit nebezpečí zranění a požáru.

- Pokud bateriový pack nepoužíváte, uložte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby či další drobné kovové předměty, které mohou zkratovat jeho kontakty. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Za nevhodných podmínek použití či skladování může z baterie unikat kapalina. Nedotýkejte se jí. Pokud se jí nechtěně dotknete, omyjte zasažené místo vodou. Pokud se vám dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění či popáleniny.
- **NEPOUŽÍVEJTE** bateriový pack ani spotřebič, pokud jsou poškozené či upravené. Poškozené či upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit

tak požár, výbuch nebo zranění osob.

- **NEVYSTAVUJTE** baterii ani spotřebič ohni či nadměrně vysoké teplotě. Vystavením ohni nebo teplotě nad 130 °C můžete způsobit jejich výbuch.
- Dodržujte veškeré pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani spotřebič mimo rozsah teplot předepsaný v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo předepsaný rozsah může baterii poškodit a zvýšit nebezpečí požáru. Provozní a nabíjecí teplotní rozsah výrobku: 0 °C–40 °C.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.


TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.


POZOR – PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

- Před použitím tohoto výrobku se poradte se svým lékařem, pokud:
 - Jste těhotná.
 - Máte voperovaný kardiostimulátor.
 - Máte jakékoli obavy týkající se zdraví.
 - **NEDOPORUČUJEME** použití diabetikům.
 - **NIKDY** nenechávejte strojek bez dozoru, zejména pokud jsou přítomny děti.
 - **NIKDY** strojek nezakrývejte, pokud je v provozu.
 - **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek déle než 15 minut v kuse.
 - Při mimořádně dlouhém používání může dojít k nadměrnému zahřívání výrobku a zkrácení životnosti. Pokud k tomu dojde, přestaňte strojek používat a nechte jej před použitím vychladnout.
 - **NIKDY** nepoužívejte tento výrobek přímo na nateklá či zanícená místa či na místa s kožními vyrážkami.
 - **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek jako náhradu za lékařskou péči.
 - **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek před spaním. Masážní strojek má povzbuzující účinek a může zpozdit příchod spánku.
 - Tento výrobek nesmí nikdy používat osoba trpící fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele manipulovat s ovládacími prvky.
 - **NENÍ** určeno pro použití dětmi.
 - Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti.
 - Tento výrobek nesmí **NIKDY** používat osoba trpící fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele manipulovat s ovládacími prvky, či osoba trpící smyslovým postižením.
- POZNÁMKA:** Strojek se automaticky vypne po 15 minutách používání. Pokud se váš strojek přehřívá, vypněte jej a nechte jej 30 minut vychladnout, než jej znovu zapnete a budete pokračovat v používání.

FUNKCIE PRODUKTU:

Batériový modul modulair™ je vybavený našim inteligentným čipom SMRTflex. Táto technológia umožňuje nášmu batériovému modulu zistiť, ku ktorej kompresnej bandáži je modulair™ pripojený a vykonávať programy špecifické pre danú bandáž. To vám umožní rozšíriť možnosti vášho systému a vytvoriť kompresný režim, ktorý vyhovuje vašim potrebám, a to všetko pri použití rovnakého batériového modulu.



A / NAPÁJANIE  – Ak chcete masážny prístroj zapnúť/vypnúť, stlačte tlačidlo napájania. Krúžok okolo hlavného vypínača sa rozsvieti, čo znamená, že je zariadenie zapnuté.


POZNÁMKA: Masážny prístroj sa spustí v režime A a so 60 % intenzitou bez zahrievania.


B / INDIKÁTOR BATÉRIE  – Farba uvádza zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

- Svetí biela: 40 % – 100 % nabitie
- Svetí červená: 20 % – 40 % nabitie
- Bliká červená: ≤20 % nabitie


C / INDIKÁTOR OHREU  – Farba uvádza zvolenú intenzitu ohrevu.

- Zelená: Nízka
- Modrá: Stredná
- Fialová: Vysoká

D / TLAČIDLO OHREU  – Ak chcete zvoliť medzi tromi úrovňami tepelnej terapie (nízka, stredná a vysoká), stlačte tlačidlo ohrevu, aby ste dosiahli požadovanú úroveň.

E / INTENZITA  – Stlačením tlačidla intenzity zvolte preferovanú úroveň tlaku. Úroveň intenzity je uvedená na LED obrazovke naľavo od tlačidla.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / TLAČIDLO REŽIMU  – Stlačením tlačidla režimu zvolte spomedzi štyroch masážnych režimov. Režim sa zobrazuje na LED obrazovke priamo nad tlačidlom.

- (A) Striedavý
- (B) Plný
- (C) Sekvenčný
- (D) Pulzujúci

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

Blahoželáme vám k zakúpeniu výrobku Homedics modular™. Modular™ je prvý pneumatický kompresný systém, ktorý vám umožňuje prispôbiť váš zážitok tým, že ponúka kompresné bandáže a výrobky pre všetky časti tela s použitím toho istého batériového modulu na dosiahnutie úplnej flexibility. Ak chcete začať používať systém modular™, budete potrebovať minimálne jeden batériový modul modular™ (model SR-CMX10) a minimálne jednu kompresnú bandáž modular™.

1. Váš kompresný systém modular™ využíva batériový modul modular (SR-CMX10). Ak chcete batériový modul spustiť, po otvorení môže vyžadovať nabitie. Ak chcete nabiť batériu, pripojte jeden koniec kábla USB k zariadeniu a druhý koniec pripojte k adaptéru. Batériový modul sa úplne nabije po maximálne 5 hodinách nabíjania a nabitie vydrží maximálne 5 hodiny.


POZNÁMKA: Toto zariadenie sa dodáva len s káblom USB, nie s adaptérom. Aj nabíjačka USB dokáže tieto zariadenia nabíjať. Nepokúšajte sa použiť kábel, ktorý nie je kábel typu USB. Používajte len s uvedeným/certifikovaným napájacím zdrojom ITE. Zariadenia nebudú pri nabíjaní fungovať. Použite 5 V/2 A (alebo 5 V/1 A, pomalšia) nabíjačku, nie však s vyšším napätím ako 5 V.

2. Kompresnú bandáž je možné použiť buď na ľavej, alebo pravej strane.
3. Na úpravu bandáže použite upevňovaciu pásku tak, aby priliehala, ale zároveň bola pohodlná. Neutahujte ju príliš.
4. Pripojte batériový modul ku kompresnej bandáži a zasuňte ho do doku tak, aby „zacvakol“ na miesto. Pozrite si obrázok vpravo.
5. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla napájania. Displej sa rozsvieti, aby potvrdil, že zariadenie je zapnuté.
6. Stlačte tlačidlo „MODE“ na voľbu medzi 4 masážnymi režimami. Stlačením tlačidla „HEAT“ môžete prepínať medzi 3 úrovňami ohrevu. Stlačením tlačidla „INTENSITY“ nastavte intenzitu stlačenia vzduchu.
7. Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach. Nezapudnite sa pozrieť na homedics.com, kde nájdete rastúci zoznam bandáží a výrobkov, ktoré spolupracujú s týmto systémom a ponúkajú prispôbitelné riešenie kompresie celého tela.



UPOZORNENIE: Aby ste predišli zraneniu, pri používaní masážneho prístroja vždy zostaňte sedieť.

4 MASÁŽNE REŽIMY




REŽIM A: STRIEDAVÝ

Prvý vzduchový vankúš sa nafúkne na požadovaný tlak a zachová tlak na 5 sekúnd. Potom sa vzduch vypustí na 2 sekundy. Druhý vzduchový vankúš sa začne nafukovať na požadovaný tlak a zachová požadovaný tlak na 5 sekúnd. Potom sa vzduch vypustí na 2 sekundy. Oba vzduchové vankúše sa nafúknu súčasne a zachovávajú tlak na 5 sekúnd. Tento postup sa opakuje až do automatického vypnutia po 15 minútach.




REŽIM B: PLNÝ

Oba vzduchové vankúše sa nafúknu na požadovaný tlak súčasne. Vzduchové vankúše udržia tlak na 5 sekúnd a potom na 3 sekundy vypustia vzduch. Tento postup sa bude opakuvať až do automatického vypnutia po 15 minútach.



REŽIM C: SEKVENČNÝ

Spodný vzduchový vankúš sa nafúkne na požadovaný tlak, ktorý sa udrží na 3 sekundy. Potom sa horný vzduchový vankúš nafúkne na požadovaný tlak. Tlak vzduchu sa udrží v oboch vzduchových vankúšoch na 5 sekúnd a potom sa na 5 sekúnd uvoľní. Tento postup sa bude opakuvať až do automatického vypnutia po 15 minútach.



REŽIM D: PULZOVANIE

Obidva vzduchové vankúše sa nafúknu na požadovaný tlak súčasne, potom vzduchové vankúše ihneď vypustia vzduch na 1 sekundu. Vzduchové vankúše sa potom ďalej nafukujú na požadovaný tlak. Tento postup sa bude opakuvať až do automatického vypnutia po 15 minútach.

ÚDRŽBA:

Čistenie

- Odpojte batériu od kompresného zariadenia a nechajte ju vychladnúť.
- Čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou špongiou.
- Zabráňte kontaktu vody a iných tekutín s poduškou.
- Neponárajte ho do žiadnej tekutiny za účelom vyčistenia.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy, leštidlá na sklo/nábytok, riedidlo na farby atď.

Uskladnenie

Výrobok nechajte vychladnúť a potom ho vložte do škatule alebo na bezpečné, suché a chladné miesto. Vyhnite sa kontaktu s ostrými hranami alebo špicatými predmetmi, ktoré by mohli prerezať alebo prepichnúť povrch tkaniny. USB kábel NEOMOTÁVAJTE okolo prístroja. Zariadenie NEVEŠAJTE za USB kábel.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH VÝROBKOV, NAJMÄ V PRÍTOMNOSTI DETÍ, JE POTREBNÉ VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VRÁTANE NASLEDUJÚCICH: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

NEBEZPEČENSTVO – ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- Vždy odpojte toto zariadenie od elektrickej zásuvky bezprostredne po použití a pred čistením.
- NESIAHAJTE na zariadenie, ktoré spadlo do vody. Okamžite ho odpojte od

elektrickej zásuvky.

- NIKDY nepoužívajte špendlíky ani iné kovové upevňovacie prvky s týmto zariadením.

VÝSTRAHA – ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO POPÁLENÍN, VZNIKU POŽIARU, ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA OSÔB:

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo

získali poučenie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Zariadenie by sa nikdy nemalo nechávať bez dozoru, keď je pripojené k elektrickej zásuvke. Keď sa zariadenie nepoužíva a pred nasadením alebo vybratím častí či nastavcov odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
- Keď sa toto zariadenie používa na deťoch, invalidoch alebo osobách so zdravotným postihnutím alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dozor.
- Zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE** vo vonkajšom prostredí.
- Toto zariadenie používajte len na určený účel podľa popisu v tomto návode. **NEPOUŽÍVAJTE** nastavce, ktoré neodporúča spoločnosť Homedics;

konkrétne akékoľvek nastavce, ktoré sa nedodávajú s týmto zariadením.

- Toto zariadenie **NEPRENÁŠAJTE** za napájací kábel ani nepoužívajte kábel ako rukoväť.
- **NIKDY** nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadlo, je poškodené alebo spadlo do vody. Vráťte ho do servisného strediska spoločnosti Homedics na kontrolu a opravu.
- Kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
- **NIKDY** nepoužívajte zariadenie so zablokovanými vetracími otvormi. Vetracie otvory uchovávajte bez vlákien, vlasov a podobne.
- **NIKDY** nenechajte spadnúť ani nevkladajte žiadny predmet do žiadneho otvoru.
- Výrobok **NEPOUŽÍVAJTE** na miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové)

- výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
- Výrobok **NEPOUŽÍVAJTE** pod dekou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému zahriatiu, ktoré môže spôsobiť vznik požiaru, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
 - Ak chcete zariadenie odpojiť, otočte všetky ovládacie prvky do polohy vypnutia a potom ho odpojte od elektrickej zásuvky.
 - **NESTOJTE** na spotrebiči ani v ňom. Používajte ho iba v sede.
 - Počas používania masážneho prístroja sa k nemu nepribližujte s dlhými vlasmi.
 - **NEPOUŽÍVAJTE** masážny prístroj v tesnej blízkosti voľného odevu alebo šperkov.
 - Nikdy nepracujte na mäkkom povrchu, ako je posteľ alebo pohovka, kde môže dôjsť k zablokovaniu vetracích otvorov.
 - Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k batérii, zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia sa uistite, že je vypínač v polohe vypnutia. Prenášanie zariadenia s prstom na vypínači alebo zapnutie napájania zariadenia so zapnutým vypínačom môže viesť k nehodám.
 - Pred vykonaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením zariadenia odpojte batériu od zariadenia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia zariadenia.
 - Vyhrievané povrchy používajte opatrne. Môžu spôsobiť vážne popáleniny. **NEPOUŽÍVAJTE** na necitlivé oblasti pokožky alebo v prípade slabej cirkulácie. Používanie tepla deťmi alebo nespôsobilými osobami bez dozoru môže byť nebezpečné.
 - Nabíjajte len pomocou

kábla USB určeného výrobcom. Kábel USB, ktorý je vhodný pre jeden typ batérie, môže pri použití s inou batériou predstavovať riziko vzniku požiaru.

- Zariadenia používajte len s výslovne určenými batériami. Použitie iných batérií môže predstavovať riziko zranenia a vzniku požiaru.
- Keď sa batéria nepoužíva, uchovávajte ju mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi kontaktmi. Skrat medzi kontaktmi batérie môže spôsobiť popáleniny alebo vznik požiaru.
- Za podmienok zlého zaobchádzania môže z batérie vytiecť kvapalina; vyhnite sa kontaktu. V prípade náhodného kontaktu opláchnite zasiahnuté miesto vodou.

Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc.

- Unikajúca kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo poleptanie.
- **NEPOUŽÍVAJTE** batériu ani zariadenie, ktoré sú poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže mať za následok vznik požiaru, výbuch alebo riziko zranenia.
- **NEVYSTAVUJTE** batériu ani zariadenie pôsobeniu ohňa či nadmernej teploty. Vystavenie pôsobeniu ohňa alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte batériu ani zariadenie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie

alebo nabíjanie pri teplotách mimo určeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko vzniku požiaru. Rozsah používania a nabíjania výrobku: 0 °C – 40 °C.

- Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní pracovníci.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD

POZOR – PRED PREVÁDZKOU SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

- Pred použitím tohto výrobku sa poradte so svojim lekárom, ak:
 - Ste tehotná.
 - Máte kardiostimulátor.
 - Máte akékoľvek obavy o svoje zdravie.
- NEODPORÚČA SA na použitie diabetikmi.
- NIKDY nenechávajte zariadenie bez dozoru, obzvlášť ak sú prítomné deti.
- NIKDY nezakrývajte

zariadenie, keď je v prevádzke.

- Tento výrobok **NEPOUŽÍVAJTE** nepretržite dlhšie ako 15 minút.
- Nadmerné používanie by mohlo viesť k nadmernému zahrievaniu výrobku a kratšej životnosti. Ak k tomu dôjde, prestaňte zariadenie používať a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.
- NIKDY nepoužívajte tento výrobok priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta či kožné vyrážky.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento výrobok ako náhradu za lekársku starostlivosť.
- **NEPOUŽÍVAJTE** tento výrobok pred spaním. Masážny prístroj má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.
- Tento výrobok by nikdy nemala používať osoba so zdravotnými ťažkosťami, ktoré by obmedzovali schopnosť používateľa ovládať ovládacie prvky.
- Zariadenie NIE JE určené


na použitie deťmi.


- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti.
- Tento výrobok by NIKDY nemala používať osoba so zdravotnými ťažkosťami, ktoré by obmedzovali schopnosť používateľa ovládať ovládacie prvky, alebo ktorá má zmyslové nedostatky.

POZNÁMKA: Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach používania. Ak sa zariadenie prehrieva, vypnite ho a pred opätovným zapnutím a ďalším používaním ho nechajte vychladnúť na 30 minút.

A TERMÉK RÉSZEI:

A modulair™ akkumulátormodul intelligens SMRTflex chippel van felszerelve. Ez a technológia lehetővé teszi az akkumulátormodul számára, hogy megállapítsa, melyik modulair™ kompressziós tekercs van dokkolva és végrehajtsa adott tekercsre vonatkozó programokat. Ez lehetővé teszi, hogy hozzáadja a rendszeréhez, és egy az igényeinek megfelelő kompressziós rendszert építsen ki, mindezt úgy, hogy végig ugyanazt az akkumulátormodult használja.




A / POWER  - A masszírozó be/kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A bekapcsológomb körüli gyűrű világítani fog, jelezve, hogy az egység be van kapcsolva.


MEGJEGYZÉS: A masszírozó hő nélkül, A módban és 60%-os intenzitással fog elindulni.


B / AKKUMULÁTOR KIJELZŐ  - A szín az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.

- Stabil fehér: 40% - 100%-os töltés
- Stabil piros: 20% - 40%-os töltés
- Villogó piros: ≤20%-os töltés


C / HŐKIJELZŐ  - A szín a kiválasztott hő intenzitását jelzi.

- Zöld: Alacsony
- Kék: Közepes
- Lila: Magas

D / FŰTÉS GOMB  - A háromféle hőterápia (alacsony, közepes és magas) közötti választáshoz nyomja meg a fűtés gombot, hogy elérje a kívánt szintet.

E / INTENZITÁS  - A kívánt nyomásszint kiválasztásához nyomja meg az intenzitás gombot. Az intenzitás szintje a gomb bal oldalán lévő LED-képernyőn látható.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / MÓD GOMB  - Nyomja meg a mód gombot a négy masszázs mód közötti választáshoz. Az üzemmód a LED-képernyőn, közvetlenül a gomb felett jelenik meg.

- (A) Váltakozó
- (B) Teljes
- (C) Sorozatos
- (D) Pulzáló

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Gratulálunk a Homedics modulair™ termék megvásárlásához. A Modulair™ az első pneumatikus kompressziós rendszer, amely lehetővé teszi Önnek az élmény testre szabását, köszönhetően az összes testrészre alkalmazható kompressziós tekercseknek és termékeknek, amelyeket a teljes rugalmasság érdekében, ugyanazzal az akkumulátormodullal használhat. A modulair™ rendszer használatának elkezdéséhez Önnek legalább egy modulair™ akkumulátormodullal (SR-CMX10 modell) és legalább egy modulair™ kompressziós tekercssel kell rendelkeznie.

1. Az Ön modulair™ kompressziós rendszere egy modulair akkumulátoregységet (SRCMX10) használ. A kezdéshez, az akkumulátormodul kinyitásakor szükség lehet töltésre. Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét az egységhez, a másik végét pedig egy adapterhez. Az akkumulátormodul teljesen feltöltése legfeljebb 5 óra töltési időt igényel, és a töltés legfeljebb 5 óra működtetés tesz lehetővé.


MEGJEGYZÉS: A készülékhez csak USB-kábel van mellékelve, adapter nem. Az USB-töltő az egységeket is tölti. Ne próbálja meg nem USB típusú kábelt használni. Csak Felsorolt/Minősített ITE tápegységgel használja. Az egységek töltés közben nem működnek. Használjon egy 5 V/2 A (vagy 5 V/1 A, lassabb) töltőt, de semmiképpen sem magasabb értékűt, mint 5 V.

2. A kompressziós tekercs egyaránt használható a bal és a jobb oldalon.
3. A rögzítőszalag segítségével állítsa be úgy a tekercset, hogy simuljon, de mégis kényelmes legyen. Ne húzza túl szorosra.
4. A kompressziós tekercshez csatlakoztassa az akkumulátormodult úgy, hogy csúsztassa be azt a dokkolóba, amíg a helyére nem „kattan”. Lásd a jobb oldali képet.
5. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A kijelző világítani fog, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.
6. Nyomja meg a „MÓD” gombot a 4 masszázs mód közötti választáshoz. Nyomja meg a „FŰTÉS” gombot a 3 melegítési szint közötti váltáshoz. Nyomja meg az „INTENZITÁS” gombot a légnyomás erősségének beállításához.
7. A készülék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Látogasson el a homedics.com oldalra, ahol az ezzel a rendszerrel működő tekercsek és termékek folyamatosan bővülő listája található, testre szabható, a teljes testen alkalmazható kompressziós megoldást kínálva.




FIGYELEM: A sérülés elkerülése érdekében a masszírozót mindig ülő helyzetben használja.

A 4 MASSZÁZS MÓD




A MÓD: VÁLTAKOZÓ

Az első légzsák felfújódik a kívánt nyomásra, és megtartja ezt a nyomást 5 másodpercig. Ezt követően a levegő 2 másodperc alatt távozik. A második légzsák felfújódik a kívánt nyomásra, és megtartja a kívánt nyomást 5 másodpercig. Ezt követően a levegő 2 másodperc alatt távozik. Mindkét légzsák egyszerre fújódik fel, és megtartja a nyomást 5 másodpercig. A mintázat addig ismétlődik, amíg 15 perc elteltével az automatikus kikapcsolás le nem állítja a készüléket.




B MÓD: TELJES

A két légzsák a kívánt nyomásra egyszerre fújódik fel. A légzsák 5 másodpercig tartja a nyomást, majd 3 másodpercig kiengedi a levegőt. Ez a mintázat addig ismétlődik, amíg 15 perc elteltével az automatikus kikapcsolás le nem állítja a készüléket.



C MÓD: SZOROZATOS

Az alsó légzsák a kívánt nyomásra fújódik fel, és ezt a nyomást 3 másodpercig tartja. Ezt követően a felső légzsák fújódik fel a kívánt nyomásra. Mindkét légzsák 5 másodpercig tartja fenn a légnyomást, majd 5 másodpercig kiengedi. Ez a mintázat addig ismétlődik, amíg 15 perc elteltével az automatikus kikapcsolás le nem állítja a készüléket.



D MÓD: PULZÁLÓ

A két légzsák a kívánt nyomásra egyszerre fújódik fel, majd a légzsákok azonnal kiengednek a levegőt, 1 másodperc alatt. A légzsákok ezután tovább fújódnak a kívánt nyomásra. Ez a mintázat addig ismétlődik, amíg 15 perc elteltével az automatikus kikapcsolás le nem állítja a készüléket.

KARBANTARTÁS:

Tisztítás

- Válassza le az akkumulátort a kompressziós eszközről, és hagyja kihűlni.
- Kizárólag puha, enyhén nedves szivaccsal tisztítsa.
- Soha ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék érjen a készülékhez.
- A tisztítás során ne merítse semmilyen folyadékba.
- A tisztítás során soha ne használjon súroló tisztítószeret, kefét, üveg-/bútorfényezőt, festékhígítót, stb.

Tárolás

Hagyja lehűlni a terméket, majd helyezze el a dobozában vagy egy biztonságos, száraz, hűvös helyen. Kerülje az éles szélekkel vagy hegyes tárgyakkal való érintkezést, amelyek megsérthetik vagy kiszúrhatják a szövületfelületet. NE tekerje a USB kábel a készülék köré. NE akassza fel a készüléket a USB kábel fogra.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

ELEKTROMOS TERMÉKEK
HASZNÁLATAKOR,
KÜLÖNÖSEN GYERMEKEK
JELENLÉTE ESETÉN, AZ
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEKET MINDIG
BE KELL TARTANI, BELEÉRTVE
A KÖVETKEZŐKET:
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA
EL A TELJES HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT.

**VESZÉLY – AZ ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN:**

- Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatból.

- NE nyúljon a készülékhez, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózathoz.
- SOHA ne használjon tűket vagy egyéb fém rögzítőelemeket ezzel a készülékkel.

**FIGYELMEZTETÉS – ÉGÉSI
SÉRÜLÉS, TŰZ, ÁRAMÜTÉS
VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN:**

- Az eszközt kizárólag 8 év feletti személyek használhatják. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akiknek nincs

- kellő tapasztalata és ismerete, csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak az eszköz biztonságos használatához, és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermek nem játszhat az eszközzel. Gyermek felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem végezhetnek felhasználói karbantartási munkálatokat rajta.
- A csatlakoztatott készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Áramtalanítsa a készüléket, amikor nem használja, illetve az alkatrészek vagy tartozékok csatlakoztatása vagy levétele előtt.
 - Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, fogyatékkal élők vagy mozgássérültek használják, illetve ha rajtuk alkalmazzák.
 - NE használja a készüléket a szabadban.
 - Az eszközt kizárólag a jelen használati utasításban meghatározott rendeltetésének megfelelően használja. NE használjon olyan tartozékokat, amelyeket a Homedics nem ajánl; különös tekintettel az egységhez nem mellékelte tartozékokra.
 - NE hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, illetve NE használja a kábelt fogantyúként.
 - SOHA ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült a vezeték vagy a dugó, a készülék nem működik megfelelően, leejtették vagy korábban vízbe esett. Juttassa vissza a Homedics Szervizközpontjába vizsgálatra és javításra.
 - Tartsa távol a vezetéket a fűtött felületektől.
 - SOHA ne működtesse a készüléket, ha a szellőzőnyílások le vannak takarva. Tartsa a szellőzőnyílásokat szöszöktől, hajtól és hasonlóktól mentesen.

- SOHA ne ejtsen vagy helyezzen tárgyakat az eszköz bármely nyílásába.
- NE használja az eszközt olyan helyiségben, ahol aeroszolos termékeket (spray-k) használnak vagy oxigént adagolnak.
- NE működtesse takaró vagy párna alatt. Ez ugyanis túlmelegedéshez vezethet, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Kikapcsoláshoz kapcsoljon minden vezérlőt ki pozícióba, majd húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
- NE álljon rá a készülékre vagy lépjen a belsejébe. Kizárólag ülve használja.
- Használat közben tartsa távol a hosszú haját a masszírozótól.
- NE használja a masszírozót laza ruházat vagy ékszerek közvetlen közelében.
- Soha ne működtesse olyan puha felületeken, mint például ágyon vagy kanapén, ahol a szellőzőnyílások eltömődhetnek.
- Akadályozza meg a véletlenszerű indítást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a készüléket az akkumulátorcsomaghoz csatlakoztatja, kézbe veszi vagy hordozza. Ha úgy hordozza a készüléket, hogy az ujjá a kapcsolón van, vagy ha áram alá helyezi a készüléket, akkor az balesetet okozhat.
- Csatlakoztassa le az akkumulátorcsomagot a készülékről, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy tárolná a készüléket. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen elindításának kockázatát.
- Óvatosan használja a fűtött felületeket. Súlyos égési sérüléseket okozhatnak. NE használja a készüléket érzéketlen bőrterületeken vagy rossz vérkeringés esetén. A melegítést gyermekek

vagy cselekvésképtelen személyek nem használhatják felügyelet nélkül, mert az veszélyes lehet.

- Töltéshez kizárólag a gyártó által megadott USB-kábelt használja. Egy adott típusú akkumulátorcsomaghoz alkalmas USB-kábel tűzveszélyt okozhat, ha egy másik típusú akkumulátor csomaggal használja.
- A készülékeket csak a kifejezetten hozzájuk készült akkumulátorokcsomagokkal használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülést vagy tűzveszélyt okozhat.
- Amikor az akkumulátorcsomag használaton kívül van, akkor tartsa távol más fémtárgyaktól, mint például gémkapcsok, érmék, kulcsok, szegek, csavarok vagy más apró fémtárgyak, amelyek rövidre zárhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Nem megfelelő körülmények esetén az akkumulátorból folyadék ömölhet ki; kerülje az ezzel történő érintkezést. Ha véletlenül mégis előfordulna, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- NE használjon sérült vagy átalakított akkumulátorcsomagot vagy készüléket. A sérült vagy átalakított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
- NE tegye ki az akkumulátorcsomagot vagy a készüléket

tűznek vagy magas hőmérsékletnek. A tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.

- Tartson be minden töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátorcsomagot vagy a készüléket az utasításokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő, vagy a megadott tartományon kívül eső hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt. A termék működési és töltési tartománya: 0 °C – 40 °C.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyek nem cserélhetők.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

VIGYÁZAT – HASZNÁLAT

ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

- A termék használata előtt konzultáljon az orvosával, ha:
 - Ön terhes.
 - Pacemakerrel rendelkezik.
 - Bármilyen egészségügyi problémája van.
- A használata cukorbetegnek számára NEM ajánlott.
- SOHA ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, különösen gyermekek jelenlétében.
- Működés közben SOHA ne takarja le az egységet.
- NE használja ezt a készüléket egyszerre 15 percnél hosszabb ideig.
- A túlzásba vitt használat a termék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ha ilyen történik, hagyja abba a használatot és hagyja, hogy az egység lehűljön, mielőtt ismét használná.
- SOHA ne használja a terméket közvetlenül

duzzadt vagy gyulladt bőrfelületen vagy kiütésen.


- NE használja a terméket orvosi ellátás helyett.
- NE használja a terméket lefekvés előtt. A masszírozó stimuláló hatással rendelkezik, ami késleltetheti az elalvást.
- A terméket soha nem használhatja olyan fizikai betegségben szenvedő személy, amely korlátozza a felhasználó irányítási képességét.
- Gyermeknek NEM használhatják.
- A készülék kizárólag otthoni használatra szolgál.
- A terméket SOHA nem használhatja olyan fizikai betegségben szenvedő személy, amely korlátozza a felhasználó irányítási képességét, vagy akinek érzékszervi hiányosságai vannak.


MEGJEGYZÉS: A készülék 15 perc használat elteltével automatikusan lekapcsol. Ha a készülék túlmelegszik,

kapcsolja ki, és hagyja hűlni 30 percig, mielőtt újra bekapcsolná és folytatná a használatát.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Η μονάδα μπαταρίας modulair™ είναι εξοπλισμένη με το έξυπνο τσιπ SMRTflex. Αυτή η τεχνολογία δίνει στη μονάδα μπαταρίας μας τη δυνατότητα να ανιχνεύει το περιτύλιγμα συμπίεσης modulair™ στο οποίο είναι συνδεδεμένο και να εκτελεί τα προγράμματα ειδικά για το συγκεκριμένο περιτύλιγμα. Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε στο σύστημά σας και να δημιουργήσετε ένα σχήμα συμπίεσης που ταιριάζει στις ανάγκες σας, και όλα αυτά με την ίδια μονάδα μπαταρίας.




A / ΙΣΧΥΣ  - Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το μασάζ, πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Ο δακτύλιος γύρω από το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει για να δείξει ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μασάζ θα ξεκινήσει στη λειτουργία A και σε ένταση 60% χωρίς θερμότητα.


B / ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  - Το χρώμα υποδεικνύει το επίπεδο της μπαταρίας που απομένει.

- Αμιγές λευκό: 40% - 100% φόρτιση
- Αμιγές κόκκινο: 20 - 40% φόρτιση
- Κόκκινο που αναβοσβήνει: ≤20% φόρτιση


C / ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  - Το χρώμα υποδεικνύει την ένταση της επιλεγμένης θερμότητας.

- Πράσινο: Χαμηλή
- Μπλε: Μέτρια
- Μωβ: Υψηλή

D / ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  - Για να επιλέξετε μεταξύ τριών επιπέδων θεραπείας θερμότητας (Χαμηλό, Μεσαίο και Υψηλό), πιάστε το κουμπί θερμότητας για να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο.

E / ΕΝΤΑΣΗ  - Πατήστε το κουμπί έντασης για να επιλέξετε το προτιμώμενο επίπεδο πίεσης. Το επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη LED στα αριστερά του κουμπιού.

- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

F / ΚΟΥΜΠΙ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  - Πατήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας για να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων λειτουργικών μασάζ. Ο τρόπος λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη LED ακριβώς πάνω από το κουμπί.

- (A) Εναλλασσόμενη
- (B) Πλήρης
- (Γ) Διαδοχική
- (Δ) Παλμοί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός προϊόντος Homedics modular™. Το Modular™ είναι το πρώτο σύστημα πνευματικής συμπίεσης που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εμπειρία σας, προσφέροντας περιτυλίγματα συμπίεσης και προϊόντα για όλα τα μέρη του σώματος, τα οποία χρησιμοποιούν την ίδια μονάδα μπαταρίας για πλήρη ευελιξία. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα modular™, θα χρειαστείτε τουλάχιστον μία μονάδα μπαταρίας modular™ (μοντέλο SR-CMX10) και τουλάχιστον ένα περιτύλιγμα συμπίεσης modular™.

1. Το σύστημα συμπίεσης modular™ χρησιμοποιεί μια μονάδα μπαταρίας modular (SRCMX10). Αρχικά, όταν ανοίξει, η μονάδα μπαταρίας σας μπορεί να χρειαστεί φόρτιση. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη μονάδα και το άλλο άκρο σε έναν προσαρμογέα. Η μονάδα μπαταρίας σας θα είναι πλήρως φορτισμένη μετά από μέγιστο χρόνο φόρτισης 5 ωρών και η φόρτιση θα διαρκέσει έως και 5 ώρες.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή συνοδεύεται μόνο από καλώδιο USB και όχι από προσαρμογέα. Ένας φορτιστής USB θα φορτίσει επίσης τις μονάδες. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο που δεν είναι καλώδιο τύπου USB. Χρησιμοποιήστε το μόνο με καταγεγραμμένο/πιστοποιημένο τροφοδοτικό ΙΤΕ. Οι μονάδες δεν θα λειτουργούν κατά τη φόρτιση. Χρησιμοποιήστε φορτιστή 5V/2 A (ή 5V/1 A, πιο αργό), αλλά όχι υψηλότερο από 5V.

2. Το περιτύλιγμα συμπίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά.
3. Χρησιμοποιήστε την ταινία στερέωσης για να ρυθμίσετε το περιτύλιγμα ώστε να είναι άνετο αλλά σφιχτό. Μην σφίγγετε υπερβολικά.
4. Συνδέστε τη μονάδα μπαταρίας σας στο περιτύλιγμα συμπίεσης, σύροντάς την στην αποβάθρα μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση της. Δείτε την εικόνα στα δεξιά.
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Η οθόνη θα ανάψει για να επιβεβαιώσει ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
6. Πατήστε το κουμπί «ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» για να επιλέξετε μεταξύ των 4 λειτουργιών μασάζ. Πατήστε το κουμπί «ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ» για εναλλαγή μεταξύ 3 επιπέδων θερμότητας. Πατήστε το κουμπί «ΕΝΤΑΣΗ» για να ρυθμίσετε την ένταση της συμπίεσης του αέρα.
7. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισκεφθεί το homedics.com για έναν αυξανόμενο κατάλογο περιτυλίξεων και προϊόντων που συνεργάζονται με αυτό το σύστημα για να προσφέρουν μια προσαρμόσιμη λύση συμπίεσης για όλο το σώμα.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, παραμένετε πάντα καθιστοί όταν χρησιμοποιείτε το μασάζ.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣΑΖ




ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α: ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ

Ο πρώτος αερόσακος φουσκώνει στην επιθυμητή πίεση και διατηρεί την πίεση για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο αέρας απελευθερώνεται για 2 δευτερόλεπτα. Ο δεύτερος αερόσακος αρχίζει να φουσκώνει στην επιθυμητή πίεση και διατηρεί την επιθυμητή πίεση για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο αέρας απελευθερώνεται για 2 δευτερόλεπτα. Και οι δύο αερόσακοι φουσκώνουν ταυτόχρονα και διατηρούν την πίεση για 5 δευτερόλεπτα. Το μοτίβο συνεχίζει να επαναλαμβάνεται μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση σε 15 λεπτά.




ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β: ΠΛΗΡΗΣ

Οι δύο αερόσακοι φουσκώνουν ταυτόχρονα στην επιθυμητή πίεση. Οι αερόσακοι διατηρούν την πίεση για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απελευθερώνουν τον αέρα για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό το μοτίβο συνεχίζει να επαναλαμβάνεται μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση σε 15 λεπτά.



ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ: ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ

Ο κάτω αερόσακος φουσκώνει στην επιθυμητή πίεση και η πίεση διατηρείται για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο άνω αερόσακος φουσκώνει στην επιθυμητή πίεση. Η πίεση του αέρα διατηρείται και στους δύο αερόσακους για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απελευθερώνεται για 5 δευτερόλεπτα. Αυτό το μοτίβο συνεχίζει να επαναλαμβάνεται μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση σε 15 λεπτά.



ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ: ΠΑΛΜΙΚΟΣ

Οι δύο αερόσακοι φουσκώνουν ταυτόχρονα στην επιθυμητή πίεση, και στη συνέχεια οι αερόσακοι απελευθερώνουν αμέσως τον αέρα για 1 δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, οι αερόσακοι συνεχίζουν να φουσκώνουν μέχρι την επιθυμητή πίεση. Αυτό το μοτίβο συνεχίζει να επαναλαμβάνεται μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση σε 15 λεπτά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε την μπαταρία από τη συσκευή συμπίεσης και αφήστε τη να κρυώσει..
- Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, ελαφρά υγρό σφουγγάρι.
- Ποτέ μην επιτρέπετε την επαφή της συσκευής με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό για να την καθαρίσετε.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, βούρτσες, στιλβωτικά γυαλιού/επίπλων, διαλυτικό μπογιός κλπ. για να την καθαρίσετε.

Αποθήκευση

Αφήστε το προϊόν να κρυώσει και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στο κουτί του ή σε ασφαλές, στεγνό και δροσερό μέρος. Αποφεύγετε την επαφή με αιχμηρές άκρες ή μυτερά αντικείμενα που μπορεί να κόψουν ή να τρυπήσουν την επιφάνεια του υφάσματος. ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο USB γύρω από τη συσκευή. ΜΗΝ κρεμάτε τη μονάδα από το καλώδιο USB.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

- Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- ΜΗΝ πιάνετε μια μονάδα που έχει πέσει στο νερό.

Αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα.

- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε καρφίτσες ή άλλους μεταλλικούς συνδετήρες με αυτή τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας

- και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που περιέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να μένει αφύλακτη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προσαρτήματα.
 - Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από, πάνω ή κοντά σε παιδιά, ανάπηρους ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
 - ΜΗ χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
 - Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση

της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Homedics. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε εξαρτήματα που δεν παρέχονται με τη μονάδα.

- ΜΗ μεταφέρετε αυτή τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
- ΠΟΤΕ μην λειτουργείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή φις, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει σε νερό. Επιστρέψτε τη συσκευή στο κέντρο σέρβις Homedics για εξέταση και επισκευή.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΠΟΤΕ μην λειτουργείτε τη συσκευή με μπλοκαρισμένα τα ανοίγματα αέρα. Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα απαλλαγμένα

- από χνούδια, τρίχες και παρόμοια.
- ΠΟΤΕ μην ρίχνετε ή εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
 - ΜΗ θέτετε σε λειτουργία σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
 - ΜΗ θέτετε σε λειτουργία κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θέρμανση και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός ατόμων.
 - Για την αποσύνδεση, στρέψτε όλα τα κουμπιά ελέγχου στη θέση απενεργοποίησης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
 - ΜΗΝ στέκεστε πάνω ή μέσα στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το μόνο όταν κάθεστε.
 - Κρατήστε τα μακριά μαλλιά μακριά από τη συσκευή μασάζ κατά τη χρήση.
 - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μασάζ κοντά σε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
 - Ποτέ μη λειτουργείτε σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή καναπές, όπου μπορεί να μπλοκαριστούν τα ανοίγματα αέρα.
 - Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης προτού συνδέσετε το πακέτο μπαταρίας, σηκώσετε ή μεταφέρετε τη συσκευή. Η μεταφορά της συσκευής με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση συσκευών που έχουν τον διακόπτη ενεργοποιημένο προσκαλεί ατυχήματα.
 - Αποσυνδέστε το πακέτο μπαταρίας από τη συσκευή πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση της συσκευής. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον

κίνδυνο εκκίνησης της συσκευής κατά λάθος.

- Χρησιμοποιήστε προσεκτικά τις θερμαινόμενες επιφάνειες. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε μη ευαίσθητες περιοχές του δέρματος ή σε περιπτώσεις κακής κυκλοφορίας. Η χρήση της θερμότητας χωρίς επίβλεψη από παιδιά ή ανίκανα άτομα μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Επαναφορτίζετε μόνο με το καλώδιο USB που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένα καλώδιο USB που είναι κατάλληλο για έναν τύπο συστοιχίας μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλη συστοιχία μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο με τα ειδικά καθορισμένα πακέτα μπαταριών. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου πακέτου μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει

κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που μπορούν να κάνουν σύνδεση από τον ένα ακροδέκτη στον άλλο. Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Σε κακές συνθήκες, μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μπαταρία ή συσκευή που έχει υποστεί ζημιά

- ή έχει τροποποιηθεί.
Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- ΜΗΝ εκθέτετε ένα πακέτο μπαταριών ή μια συσκευή σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασία άνω των 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
 - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε το πακέτο μπαταριών ή τη συσκευή εκτός του εύρους θερμοκρασίας που καθορίζεται στις οδηγίες. Η φόρτιση με ακατάλληλο τρόπο ή σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Εύρος λειτουργίας και φόρτισης του προϊόντος: 0 °C – 40 °C.

- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από ειδικευμένα άτομα.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

- Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, εάν:
 - Είστε έγκυος.
 - Έχετε βηματοδότη.
 - Έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας.
- ΔΕΝ συνιστάται για χρήση από διαβητικούς.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά.
- ΠΟΤΕ μην καλύπτετε τη μονάδα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περισσότερο

- από 15 λεπτά κάθε φορά.
 - Η εκτεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική θέρμανση του προϊόντος και μείωση της διάρκειας ζωής του. Εάν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
 - ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν απευθείας σε πρησμένες ή φλεγμονώδεις περιοχές ή σε δερματικά εξανθήματα.
 - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας.
 - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν πριν από τον ύπνο. Το μασάζ έχει διεγερτικό αποτέλεσμα και μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο.
 - Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ από άτομα που νοσούν από οποιαδήποτε σωματική πάθηση που θα περιορίζει την ικανότητα του χρήστη να χειρίζεται τα κουμπιά ελέγχου.
 - ΔΕΝ προορίζεται για χρήση από παιδιά.
 - Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 - Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ από άτομα που νοσούν από οποιαδήποτε σωματική πάθηση που θα περιορίζει την ικανότητα του χρήστη να χειρίζεται τα κουμπιά ελέγχου ή που έχουν αισθητηριακές ανεπάρκειες.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά χρήσης. Εάν η μονάδα σας υπερθερμανθεί, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε την να κρυώσει για 30 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά και συνεχίσετε τη χρήση.


3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through HoMedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the HoMedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local HoMedics Service Centre, go to
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GARANTIE 3 ANS


FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers.

Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas

échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de HoMedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de HoMedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour contacter le Service après-vente HoMedics de votre région, veuillez consulter le site

www.homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE

 Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé tout en respectant l'environnement.



3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht

vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden. Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Centre: Telefon: 0049 (0) 69 5170 9480 E-Mail: support@homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das HoMedics Service Centre durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom HoMedics Service Centre durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung

 Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen. Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen. Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.

Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
<https://tinyurl.com/GermanyWEEE>

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale. Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi HoMedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi HoMedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge. Per scoprire il Centro Servizi HoMedics più

vicino, visitare la pagina
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

3 AÑOS DE GARANTÍA


FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de tres años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será

responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios HoMedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios HoMedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de HoMedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales. Busque su Centro de Servicios HoMedics más próximo en:

www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

 Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op

beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

Voor uw lokale HoMedics Service Centre, bezoek

www.homedics.co.uk/servicecentres

Uitleg over AEEA

 Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te

voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais. Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência HoMedics. A assistência deste produto por qualquer

pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência HoMedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei. Para saber onde fica o Centro de Assistência local da HoMedics, acesse a www.homedics.co.uk/servicecentres

Explicação da REEE



Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller

reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via HoMedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än HoMedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagenliga rättigheter.

För att hitta ditt lokala HoMedics Servicecenter, kan du gå till www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-förklaring

 Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

3 ÅRS GARANTI


FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert

brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.

For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af HoMedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end HoMedics Service Centre. ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.

Find dit lokale HoMedics Service Centre på www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

 Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet

blev kjøbt, for at returnere det brukte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader. For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom HoMedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn HoMedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

For å finne ditt lokale HoMedics servicesenter, se

www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring



Denne merkingen indikerer at innen

EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta 3 vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämisestä, tuotteeeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista. Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands

Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan HoMedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin HoMedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin. Etsi HoMedicsin huoltoliike osoitteesta www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys

 Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörunni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð FKA Brands Ltd. nær ekki til tjóns af völdum misnotkunar eða rangrar notkunar; slyss; tengingar hvers kyns óviðkomandi aukabúnaðar; breytingar á vörunni; eða önnur atriði sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/ESB. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimiluð fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmst hefur af


völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sértæku tjóni.

Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörunni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörunni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila HoMedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila HoMedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögboðin réttindi þín.

Til að finna þinn HoMedics þjónustuaðila, farðu á

www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE útskýringar

 Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru ætti ekki að farga með öðru heimilissorpi þegar í ESB. Til að koma í veg fyrir mögulegan umhverfisskaða eða tjón á heilsu manna vegna sorpfögunar skal endurvinna það á ábyrgan hátt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu auðlinda. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Þeir geta farið með þessa vöru í umhverfisvæna endurvinnslu.


3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia

spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiegokolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw HoMedics. Naprawianie tego produktu przez jakikolwiek inny podmiot poza centrum napraw HoMedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.

Lokalne centrum napraw HoMedics można znaleźć na stronie internetowej www.homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE

 Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym

zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.


3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.

Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti HoMedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než

servisním střediskem společnosti HoMedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva. Nejbližší servisní středisko společnosti HoMedics najdete na webu www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení k označení WEEE

 Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpořte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

3 ROČNÁ ZÁRUKA

Společnost FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobek záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobek sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmkoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť HoMedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôsobenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd


nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplataenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovým. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti HoMedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti HoMedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Lokálne servisné stredisko HoMedics nájdete na stránke

www.homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

 Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odnesť do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garancia áll a termék anyagi- és megmunkálási hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd

termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyikhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért.

Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a HoMedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a HoMedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.

A helyi HoMedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg:

www.homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi

egészség kontroll nélküli hulladékelhelyezésből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ


FH FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασιών για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές.

Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία

(ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της HoMedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της HoMedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα.

Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της HoMedics, μεταβείτε στη διεύθυνση www.homedics.co.uk/servicecentres

Επεξήγηση ΑΗΗΕ

 Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

Homedics

Distributed in the UK by

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importer

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland

Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-SRCMX10-1023-01

