

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO  
(Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y mano de obra durante el período de un año a partir de la fecha de compra, con las excepciones que se detallan a continuación.

Esta garantía de producto de HoMedics no cubre daños causados por un uso inadecuado, abuso, accidente, la conexión de accesorios no autorizados, la alteración del producto o cualquier otra condición sin importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en los EE.UU. Un producto que requiera modificación o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquel para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertas bajo esta garantía. HoMedics no será responsable de ningún tipo de daños incidentales, consecuentes o especiales. Todas las garantías implícitas, incluyendo entre otras aquellas garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, están limitadas a la duración total de un año a partir de la fecha de compra original.

Para obtener un servicio cubierto por la garantía para su producto HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el monto de \$5.00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de manipulación.

Una vez recibido, HoMedics reparará o reemplazará su producto, según lo que sea apropiado y se lo enviará con el franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazará con uno igual o comparable, a opción de HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de servicio HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de servicio HoMedics. El servicio realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de servicio HoMedics anulará la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de ciertos estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

**Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)**

**Dirección postal:**

**HoMedics  
Service Center, Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390**

**correo electrónico:  
[cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)**

# NeckPleaser™

## Cordless Neck Massager



**Instruction Manual and  
Warranty Information**

NW-1

**El manual en  
español empieza  
a la página 5**


**1** year  
limited warranty

## IMPORTANT SAFEGUARDS:

**Caution: Please read all instructions carefully before operating.**

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by HoMedics; specifically any attachments not provided with the unit.
- Do not place or store appliance where it can fall or be dropped into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or any other liquid.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Turn off appliance when not in use.
- Never operate this appliance if it has been damaged or if it is not working properly. Return it to the HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep away from heated surfaces.
- This product is a non-professional appliance designed to provide soothing massage to worn muscles. Do not use this product as a substitute for medical attention.
- This appliance is designed for household use only.

Figure 1



## SAVE THESE INSTRUCTIONS Instructions for Use

- To install batteries, open zipper located along back side of cushion.
- Pull out compartment from foam padding.
- Place two "AA" size batteries (not included) into battery compartment and close zipper. (The Compartment indicates the proper position of batteries).
- The On/Off button can be operated without opening zipper. Simply, locate button and press down through the cloth cover.
- Place behind your head to secure around your neck. Never fasten Neck Pleaser too tight.

**Caution: All servicing of this massager must be performed by authorized HoMedics Service Personnel only.**

## Maintenance

### TO CLEAN:

Clean only with a soft, slightly damp cloth. Never allow water or any other liquids to come into contact with the unit.

- Do not immerse in any liquid to clean. To clean the fabric cover, wipe with damp sponge, using a mild liquid detergent or suds. Wipe surface with a clean, dry cloth.
- Never use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish or paint thinner to clean the massager.
- Do not attempt to repair this unit. There are no user serviceable parts. For service, send the unit to the HoMedics address listed in the warranty section.

### TO STORE:

Place massager in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or snag the fabric surface.

**Soothing Relief**  
Provides a soothing massage to help relieve stress

**Portable Design**  
Easy to use anywhere

**One Size Fits All**

**Cordless Operation**  
Convenient battery operation (2 "AA" batteries not included)

**Luxurious, Soft Cover**  
Plush fabric feels soft to the touch

**Note: Fabric color may vary from the white fleece shown here**



HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of one year from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$5.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling.

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace your product, HoMedics will replace the product with the same product or a comparable product at HoMedics' option. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

**For more information regarding our product line in the USA, please visit: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)**

**Mail To:**

**HoMedics  
Service Center, Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390**

**e-mail:  
[cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)**

# NeckPleaser™

## Masajeador de baterías para el cuello



**Manual de instrucciones e  
Información de garantía**

NW-1


**1** año de  
garantía limitada

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

### Precaución: Por favor lea todas las instrucciones antes de usar.

- Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por niños o personas inválidas o con incapacidades, o próximo a ellos.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por HoMedics, específicamente ningún accesorio no proporcionado con la unidad.
- No coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
- No lo coloque ni deje caer dentro del agua o cualquier otro líquido.
- Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
- Apague este artefacto cuando no esté en uso.
- No haga funcionar nunca este artefacto si está dañado o no funciona correctamente. Envíelo al Centro de servicio de HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Este producto es un artefacto no profesional diseñado para proporcionar masajes calmantes a los músculos cansados. No utilice este producto como sustituto de la atención médica.
- Este artefacto está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

Figura 1



## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### Instrucciones de uso

- Para instalar las baterías, abra la cremallera ubicada en la parte de atrás del cojín.
- Saque el compartimiento del forro de espuma.
- Coloque dos baterías de tamaño "AA" (no se incluyen) en el compartimiento de las baterías y cierre la cremallera. (El compartimiento indica la posición correcta de las baterías).
- El botón On/Off puede operarse sin abrir la cremallera. Simplemente, ubique el botón y oprímalo a través de la cubierta de tela.
- Colóquelo detrás de su cabeza para asegurarlo alrededor de su cuello. No sujete nunca el NeckPleaser demasiado apretado.

## Mantenimiento

### Precaución: Todo el servicio de este masajeador debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado de HoMedics

#### PARA LIMPIAR:

Limpe únicamente con un paño suave, apenas húmedo. Nunca permita que el agua ni otro líquido entre en contacto con la unidad.

- No lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo. Para limpiar la cubierta de tela, enjuague con una esponja húmeda, usando un detergente líquido o espuma suaves. Limpie la superficie con un paño limpio y seco.
- No use nunca limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, querosén, limpiador de vidrios o lustramuebles o diluyente de pintura para limpiar el masajeador.
- No intente reparar esta unidad. No hay piezas que necesiten servicio por parte del usuario. Por servicio, envíe la unidad a la dirección de HoMedics que se detalla en la sección de garantía.

#### PARA GUARDAR:

Coloque el masajeador en su caja o en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes filosos u objetos punzantes que puedan cortar o dañar la superficie de la tela.

#### Alivio Suavizador

Proporciona un masaje suavizador que ayuda a aliviar el estrés

#### Modelo Portátil

Fácil de usar en cualquier lugar

Una talla sirve para todos



#### Cubierta suave y placentera

La tela afelpada es suave al toque

#### Funcionamiento sin cable

Práctico funcionamiento con baterías (2 baterías "AA" no incluidas)

**Atención: El color de la tela puede ser distinto de la lanilla blanca que se ilustra aquí**