

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της HoMedics. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

1. Τρίψτε απαλά την πίσω όψη του No Pain 3D, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα κόλλας από το προηγούμενο επίθεμα γέλης.
2. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο επίθεμα γέλης από το περιτύλιγμά του.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ αποφλοιώνοντας το από τη μία πλευρά των μαζολαριών γέλης και τοποθετήστε την αυτοκόλλητη όψη στην πλάτη της συσκευής. Πιέστε γερά.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά αποφλοιώνοντας το άλλο προστατευτικό φιλμ, ώστε τα αυτοκόλλητα μαζολαρία γέλης να παραμένουν στη θέση τους.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το αυτοκόλλητο επίθεμα γέλης έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το HoMedics No Pain 3D. Χρησιμοποιείτε μόνο αυτοκόλλητα επίθεμα γέλης No Pain 3D με τη συσκευή σας. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
- Συνιστούμε να αντικαθιστάτε τα επίθεμα γέλης μετά από 20 θεραπείες, ώστε η απόδοση να παραμείνει βέλτιστη.
- Μην εφαρμόζετε το επίθεμα γέλης σε πληγμένα σημεία ή σε σημεία με φλεγμονή, σε ανοικτές πληγές, σε εκαισθητό ή αλλοιωμένο δέρμα.
- Καθαίρετε το επίθεμα γέλης με το παραρτήμα προστατευτικό φιλμ μετά από κάθε θεραπεία. Για να διατηρήσετε την απόδοση, μην καθαρίζετε τα επίθεμα γέλης με το χέρι, με πανό, χαρτομάντιλα ή με οποιαδήποτε υφασμάτινο προϊόντα.
- Εάν η μονάδα προκαλεί ενοχλήσεις, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε. Φυλάξτε τα επίθεμα γέλης σε ψυχρό, καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε τα προφυλαγμένα από το απευθείας ηλιακό φως και την υψηλή υγρασία.

Tak for dit køb af produkter fra HoMedics. Læs disse instruktioner omhyggeligt, og opbevar dem til fremtidig brug.

1. Gnub forsigtigt på bagsiden af din No Pain 3D for at fjerne eventuelle rester af klæbemiddel fra tidligere gelpuder.
2. Tag den selvklæbende gelpude ud af emballagen.
3. Træk beskyttelsesfilmen af den ene side af gelpuderne og placér den klæbende side på bagsiden af enheden. Tryk fast.
4. Træk forsigtigt den anden beskyttelsesfilm af, så de klæbende gelpuder efterlades i position.

## VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Denne selvklæbende gelpude er udelukkende beregnet til HoMedics No Pain 3D. Anvend kun No Pain 3D selvklæbende gelpuder i din enhed. Dette produkt er ikke beregnet til brug i andre enheder.
- Vi anbefaler, at du udskifter gelpuderne efter 20 behandlinger for at sikre optimale resultater.
- Påfør ikke gelpuden på hævet eller inflammert hud, åbne sår, irriteret eller beskadiget hud.
- Dæk gelpuden til med den medfølgende beskyttelsesfilm efter hver behandling. Gelpuderne må ikke rengøres med hænder, stof, lænmetørklæder eller andre tekstilmaterialer, da det kan forringe deres egenskaber.
- Hvis enheden forårsager ubehag, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge den.
- Gelpuderne skal opbevares på et køligt sted med god ventilation. De må ikke udsættes for direkte sollys eller høj fugtighed.

Благодарим за выбор продуктов HoMedics. Внимательно ознакомьтесь с приведенными в этом руководстве инструкциями и придерживайтесь их в будущем.

1. Осторожно потрите заднюю часть пластыря No Pain 3D, чтобы удалить клеекие вещества, оставшиеся от предыдущей гелевой подушечки.
2. Выньте самоклеющуюся гелевую подушечку из упаковки.
3. Снимите защитную пленку со стороны, где расположены гелевые подушечки и поместите ее на клеевую сторону сборки прибора. Надежно зафиксируйте.
4. Аккуратно снимите другую защитную пленку такими образом, чтобы клеекие гелевые подушечки расплагались слева.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эта самоклеющаяся гелевая подушечка предназначена для использования только с пластырем No Pain 3D производства HoMedics. Используйте данные подушечки для пластыря No Pain 3D только со своим прибором. Этот продукт несовместим с другими приборами.
  - Для достижения оптимальной эффективности использования рекомендуется заменять гелевые подушечки после каждого 20-го использования.
  - Не прикладывайте гелевую подушечку к областям, в которых наблюдается припухлость или воспаление, открытым ранам, раздраженной или травмированной коже.
  - Закрывайте гелевую подушечку защитной лентой, которая входит в комплект, после каждого использования. Для обеспечения эффективности использования не очищайте гелевые подушечки руками, а также не применяйте для этого элементы одежды, косметические салфетки и другие ткани.
  - Если использование прибора приводит к возникновению дискомфортных ощущений, сразу же прекратите его использование.
- Храните гелевые подушечки в прохладном и хорошо вентилируемом месте. Не допускайте попадания на них прямых солнечных лучей и воздействия высокой влажности.

Takk for at du valgte et HoMedics produkt Vennligst les disse instruksjonene nøye, og oppbevar dem for fremtidig bruk.

1. Gni forsiktig bak på din No Pain 3D-enheten for å fjerne alle klebrige rester fra den forrige gel-puten.
2. Ta den selvklebende gel-puten ut av innpakningen.
3. Trakk beskyttelsesfilmen af den ene side af gelpuderne og placér den klæbende side på bagsiden af enheden. Tryk fast.
4. Træk forsigtigt den anden beskyttelsesfilm af, så de klæbende gelpuder efterlades i position.

## VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

- Denne selvklebende gel-puten er kun beregnet for HoMedics No Pain 3D-enheten. Det skal kun brukes No Pain 3D selvklebende gel-puter med apparatet ditt. Dette produktet egner seg ikke brukt sammen med andre apparater.
- Vi anbefaler at du skifter ut gel-putene etter 20 behandlinger for å opprettholde optimal ytelse.
- Gel-putene skal ikke brukes på betente områder, åpne sår, irriteret eller skadet hud.
- Gel-puten skal dekkes til etter hver behandling med beskyttelsesfilmen som følger. For å opprettholde ytelsen på gel-putene, må de ikke rengjøres med hendene, kluter, ansiktsservietter eller stoffprodukter.
- Dersom enheten forårsaker ubehag, må bruken avbrytes umiddelbart.
- Gel-putene skal oppbevares på et sted som er kjølig og godt ventilert. Hold unna direkte sollys og høy fugtighet.

Dziękujemy za wybór produktów HoMedics. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i zachować je na przyszłość.

1. Delikatnie przetrzyj spodnią część plastra No Pain 3D, aby usunąć pozostałości kleju z poprzedniej podkładki żelowej.
2. Wyjmij samoprzylepną podkładkę żelową z opakowania.
3. Usun folię zabezpieczającą z jednej strony podkładek żelowych i przyłóż przyklepną stronę do spodu urządzenia. Dobrze docisnij.
4. Ostrożnie usun drugą folię zabezpieczającą, tak aby przyklepne podkładki żelowe pozostały na miejscu.

## WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Samoprzylepna podkładka żelowa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania z plasterem HoMedics No Pain 3D. Z tym urządzeniem należy używać wyłącznie samoprzylepnych podkładek żelowych No Pain 3D. Ten produkt nie nadaje się do używania z innymi urządzeniami.
  - Aby zapewnić optymalne działanie, zalecamy wymianę podkładek żelowych po 20 zabiegach.
  - Nie przyklejaj podkładki żelowej do opuchniętych miejsc lub do miejsc z widocznym stanem zapalnym, na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
  - Po każdym zabiegu zabezpieczaj podkładkę żelową dostarczoną folią ochronną. Aby zapewnić optymalne działanie, nie należy czyścić podkładek żelowych dłońmi, szmatką, chusteczkami higienicznymi ani włókniną.
- Jeśli urządzenie powoduje dyskomfort, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego. Podkładki żelowe należy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wysoką wilgotnością.

Kiitämme sinua HoMedics-tuotteiden valinnasta. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa myöhempää tarvetta varten.

1. Hiero kevyesti No Pain 3D -kivunlievitimen taustaa poistaaksesi aikaisemmassa geelityymystä jäljelle jääneen liima-aineen.
2. Poista itsekiinnittyvä geelityymyn pakkauksesta.
3. Poista suojakalvo geelityymyen toiselta puolelta ja laita tarttuva puoli laitteen taustapuolta vasten. Paina napakasti.
4. Poista varovasti toinen suojakalvo niin, että tarttuvut geelityymyt jäävät paikoilleen.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

- Tämä itsekiinnittyvä geelityymyn on suunniteltu käytettäväksi vain HoMedics No Pain 3D -kivunlievitimessä. Käytä vain itsekiinnittyviä No Pain 3D -geelityymyjä tässä laitteessa. Tätä tuotetta ei saa käyttää minkään muun laitteen kanssa.
- Suosittelemme, että geelityymyt vaihdetaan 20 käyttökerran jälkeen parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Älä käytä geelityymyä turvoneilla tai tulehtuneilla alueilla, avoahaivoissa tai ärtyneellä tai vaurioituneella iholla.
- Peitä geelityymyn mukana tulevalla suojakalvolla jokaisen käyttökerran jälkeen. Jotta geelityymyn pysyisi toimivana, älä puhdistä sitä käsillä, kasvovyöhykeillä tai millään kankaasta valmistetulla tuotteella.
- Jos laitteen käyttö on epämiellyttävää, lopeta käyttö välittömästi.
- Säilytä geelityymyjä viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai runsaalle kosteudelle.



**NOPAIN<sup>3D</sup>**  
Self-adhesive Gel Pads™

## Instruction Manual

Tack för att du har valt HoMedics produkter. Läs dessa anvisningar noga och spara för framtida bruk.

1. Gnid försiktigt på baksidan av din No Pain 3D för att avlägsna eventuellt klister som finns kvar från den tidigare gelydan.
2. Ta ur den självhäftande gelydan från dess paketering.
3. Ta av den skyddande filmen från ena sidan av gelydorna och placera den självhäftande sidan på baksidan av enheten. Tryck hårt.
4. Ta försiktigt av den andra skyddande filmen så att de självhäftande gelydorna sitter på plats.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Denna självhäftande gelyderna är utformad för att endast användas med HoMedics No Pain 3D. Använd endast självhäftande No Pain 3D gelydnor med din enhet. Denna produkt är inte lämplig för användning med några andra enheter.
- Vi rekommenderar att du byter ut gelydorna efter 20 behandlingar för optimal prestanda.
- Applicera inte gelydan på svullna eller inflammerade områden, öppna sår, irriterad eller skadad hud.
- Tack gelydan med medföljande skyddsfilmen efter varje behandling. För att upprätthålla prestanda, rengör inte gelydan med händerna, trasa, pappersnäsduk eller någon form av typprodukter.
- Om enheten orsakar obehag, sluta omedelbart att använda den.
- Förvara gelydorna på en sval, välventilerad plats. Förvara inte i direkt solljus eller i hög luftfuktighet.

GB

Thank you for choosing HoMedics products. Please read these instructions for use carefully and keep them for further use.

1. Gently rub the back of your No Pain 3D to remove any adhesive residue left from the previous gel pad.
2. Remove the Self-Adhesive Gel Pad from its wrapping.
3. Peel the protective film off one side of the gel pads and place adhesive side onto the back of the device. Press firmly.
4. Carefully peel off the other protective film so that the adhesive gel pads are left in place.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- This Self-Adhesive Gel Pad is designed for the HoMedics No Pain 3D only. Only use No Pain 3D Self-Adhesive Gel Pads with your device. This product is not suitable for use with any other devices.
- We recommend that you replace the gel pads after 20 treatments to maintain optimum performance.
- Do not apply the gel pad to swollen or inflamed areas, open wounds, irritated or damaged skin.
- Cover the gel pad with the supplied protective film after every treatment. To maintain performance, do not clean the gel pads with hands, cloth, facial tissue or any fabric products.
- If the unit is causing discomfort, stop using immediately.
- Store gel pads in a cool, well ventilated place. Keep away from direct sunlight and high humidity.

Grazie per aver scelto i prodotti HoMedics. Leggere attentamente queste istruzioni d'uso e conservarle per consultazioni successive.

1. Strofinare delicatamente il retro del dispositivo No Pain 3D per rimuovere qualsiasi residuo adesivo lasciato dal precedente elettrodo.
2. Rimuovere l'elettrodo autoadesivo dal suo involuoco.
3. Staccare la pellicola protettiva da un lato degli elettrodi e collocare il lato adesivo sulla parte posteriore del dispositivo. Premere con decisione.
4. Staccare con cura l'altra pellicola protettiva in modo da lasciare gli elettrodi adesivi in posizione.

## NOTE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Questo elettrodo autoadesivo è concepito solo per il dispositivo No Pain 3D di HoMedics. Utilizzare solo elettrodi autoadesivi No Pain 3D con il dispositivo. Questo prodotto non è adatto all'uso con altri dispositivi.
- Consigliamo di sostituire gli elettrodi dopo 20 trattamenti al fine di garantire prestazioni ottimali.
- Non applicare l'elettrodo su zone gonfie o infiammate, ferite aperte, cute irritata o danneggiata.
- Dopo ogni trattamento, coprire l'elettrodo con la pellicola protettiva fornita. Per conservarne le prestazioni, non pulire gli elettrodi con le mani, con un panno, una salvietta da viso o qualsiasi altro prodotto in stoffa.
- Nel caso in cui l'unità provochi disturbi, interromperne immediatamente l'utilizzo. Conservare gli elettrodi in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e da umidità elevata.

I

Merci d'avoir choisi les produits HoMedics. Veuillez lire cette notice attentivement et la conserver pour vous y référer ultérieurement.

1. Frottez légèrement le dos de votre patch No Pain 3D pour enlever tout reste de colle laissé par la précédente électrode.
2. Retirez l'électrode auto-adhésive de son emballage.
3. Enlevez le film de protection sur l'un des côtés des électrodes à gel conducteur et placez la partie adhésive au dos du dispositif. Appuyez fermement.
4. Enlevez délicatement l'autre film de protection de façon à ce que les électrodes adhésives à gel conducteur restent en place.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :

- Cette électrode auto-adhésive est spécialement conçue pour le patch No Pain 3D HoMedics. Utilisez uniquement des électrodes auto-adhésives No Pain 3D avec votre appareil. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec d'autres appareils.
- Nous vous recommandons de remplacer les électrodes après 20 traitements afin de maintenir une performance optimale.
- Ne pas appliquer l'électrode sur des zones gonflées ou enflammées, des plaies ouvertes, une peau irritée ou abîmée.
- Après chaque traitement, recouvrez l'électrode avec le film protecteur fourni. Pour un résultat toujours parfait, ne pas nettoyer les électrodes à la main, avec un chiffon, des lingettes pour le visage, ou tout autre nettoyant en tissu.
- Si l'unité occasionne une gêne, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Rangez les électrodes dans un endroit frais et bien aéré. Conservez à l'abri du soleil et de l'humidité.

F

Obrigado por escolher os produtos da HoMedics. Por favor, leia atentamente estas instruções e guarde-as para uma consulta futura.

1. Esfregue com cuidado a parte posterior do No Pain 3D para retirar quaisquer resíduos de adesivo existentes da anterior almofada em gel.
2. Retire a almofada auto-adesiva em gel da respectiva embalagem.
3. Retire a película protectora de um dos lados das almofadas de gel e aplique a face aderente à parte de trás do dispositivo. Pressione com firmeza.
4. Retire, com cuidado o outro lado da película protectora para evitar que as almofadas de gel aderentes saiam do lugar.

## AVISOS IMPORTANTES

- Esta almofada auto-adesiva em gel destina-se para utilizar apenas no No Pain 3D da HoMedics. Utilize apenas almofadas auto-adesivas em gel com este dispositivo. Este produto não é adequado para utilizar em outros dispositivos.
- Para preservar o ótimo desempenho, recomendamos a substituição das almofadas em gel após 20 tratamentos.
- Não aplique a almofada em gel em regiões sujeitas a tumefacção ou inflamação, feridas expostas, pele irritada ou com lesões.
- Após cada tratamento, cubra a almofada em gel com a película protectora fornecida. Para manter o desempenho, não limpe as almofadas em gel com as mãos, pano, toalhete de rosto ou qualquer outro tecido.
- Se o aparelho estiver a provocar desconforto, pare imediatamente de utilizá-lo. Guarde as almofadas em gel num local fresco e bem ventilado. Manter afastado da luz directa do sol e humidade elevada.

P

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Produkte von HoMedics entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. Reiben Sie sanft die Rückseite Ihres No Pain 3D ab, um mögliche Klebstoffreste des letzten Gelpads zu entfernen.
2. Nehmen Sie das selbsthaftende Gelpad aus der Verpackung.
3. Ziehen Sie den Schutzfilm von der einen Seite des Gelkissens ab und legen Sie die haftende Seite auf die Rückseite des Gerätes. Drücken Sie es fest.
4. Ziehen Sie vorsichtig den anderen Schutzfilm ab, damit die haftenden Gelkissen befestigt werden können.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das selbsthaftende Gelpad wurde ausschließlich für das Modell No Pain 3D von HoMedics entwickelt. Verwenden Sie nur No Pain 3D selbsthaftende Gelpads für Ihr Gerät. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit anderen Geräten geeignet.
- Wir empfehlen, dass Sie die Gelpads jeweils nach 20 Behandlungen ersetzen, um eine optimale Wirkung beizubehalten.
- Legen Sie das Gelpad nicht auf geschwollene oder entzündete Bereiche, offene Wunden, gereizte oder verletzte Haut.
- Decken Sie das Gelpad nach jeder Behandlung mit der mitgelieferten Schutzfolie ab. Zur Bewahrung der Funktion reinigen Sie das Gelpad nicht mit den Händen, Tüchern, Kosmetiktüchern oder anderen Stoffprodukten.
- Beenden Sie den Gebrauch unverzüglich, wenn das Gerät Beschwerden verursacht. Bewahren Sie die Gelpads an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinwirkung und hoher Luftfeuchtigkeit.

D

Hartelijk dank dat u voor HoMedics-producten heeft gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

1. Wrijf voorzichtig over de achterkant van de No Pain 3D om lijmresten van de vorige gelpad te verwijderen.
2. Neem de zelfklevende gelpad uit zijn verpakking.
3. Trek de beschermfolie van één kant van de gelkussentjes en plaats de zelfklevende zijde op de achterkant van het apparaat. Stevig aandrukken.
4. Trek de andere beschermfolie eraf, zodat de zelfklevende kussentjes op hun plaats blijven zitten.

## BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- Deze zelfklevende gelpad is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de HoMedics No Pain 3D. Gebruik uitsluitend No Pain 3D zelfklevende gelpads met dit apparaat. Dit product is niet geschikt voor gebruik met andere apparaten.
- Om optimale prestaties te waarborgen, raden wij u aan de gelpads na 20 behandelingen te vervangen.
- De gelpad niet gebruiken op gezwollen of ontstoken delen, open wonden, geïrriteerde of beschadigde huid.
- De gelpad na iedere behandeling in de meegeleverde beschermende folie wikkelen. Om goede prestaties te handhaven, dient u de gelpads niet te reinigen met uw handen, doeken, gezichtsstoffen of andere stoffen producten.
- Indien de unit pijn of ongemak veroorzaakt, moet onmiddellijk gestopt worden met het gebruik ervan.
- De gelpads op een koele, goed ventilerde plaats bewaren. Uit de buurt van direct zonlicht en hoge vochtigheid bewaren.

NL

Gracias por elegir los productos de HoMedics. Lea atentamente estas instrucciones de uso y guárdelas por si fueran necesarias en su futuro.

1. Frote suavemente el dorso del parche No Pain 3D para eliminar los restos de adhesivo del parche de gel anterior.
2. Saque el parche de gel autoadhesivo de su envoltorio.
3. Sacar la película protectora de uno de los lados de los parches de gel adhesivos y pegar el lado adhesivo a la parte posterior del dispositivo. Ejercer presión.
4. Con cuidado, sacar la otra película protectora para que los parches de gel adhesivos queden en su lugar.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Este parche de gel autoadhesivo está diseñado solamente para su uso con el parche No Pain 3D de HoMedics. Use los parches de gel autoadhesivo No Pain 3D solamente con su dispositivo. Este artículo no es apto para su uso con otro tipo de dispositivos.
- Recomendamos que sustituya los parches de gel al cabo de 20 tratamientos para mantener un rendimiento óptimo.
- No ponga el parche de gel sobre zonas inflamadas, heridas abiertas, irritaciones o lesiones de la piel.
- Después de cada tratamiento, cubra el parche de gel con la película protectora que se incluye. A fin de mantener el buen rendimiento de los parches de gel, no los limpie con las manos, trapos, toallitas faciales ni artículos de tela.
- Si el aparato le causa molestias, deje de usarlo inmediatamente.
- Guarde los parches de gel en un lugar fresco y bien ventilado. Guárdelos lejos de la luz solar directa y de lugares con mucha humedad.

ES

HoMedics ürünlerini seçtiğiniz için teşekkürler. Lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.

1. Önceki jel pedinden kalan yapışkan kalıntısını temizlemek için No Pain 3D cihazınızı arkasını hafifçe ovalayın.
2. Kendinden Yapışkanlı Jel Padi paketinden çıkartın.
3. Jel pedlerin bir tarafındaki koruyucu filmi çıkarmak ve yapışkanlı kısmı cihazın arkasına yapıştırın. Sıkıca bastırın.
4. Diğer koruyucu filmi yapışkanlı jel pedler yerinde kalacak şekilde dikkatli bir şekilde çıkarm.

## ÖNEMLİ EMNİYET UYARILARI

- Bu Kendinden Yapışkanlı Jel Padi sadece HoMedics No Pain 3D için tasarlanmıştır. Cihazınızı sadece No Pain 3D Kendinden Yapışkanlı Jel Pedlerini kullanın. Bu ürün başka herhangi bir ürünle birlikte kullanıma uygun değildir.
- En iyi performansı elde etmek için jel pedlerini 20 kullanım sonrasında değiştirmenizi öneririz.
- Jel pedini şişmiş ya da iltihaplı bölgelere, açık yaralara, tahriş olmuş ya da zedelenmiş deriye uygulamayın.
- Her Kullanım sonrasında jel pedi verilen koruyucu film tabakasına sarm. Performansını korumak için jel pedler, elle, bezle, yüz temizleme bezleriyle ya da başka herhangi bir kumaş ürünle temizlemeyin.
- Ünite rahatsızlık yaratıyorsa, kullanmayı hemen bırakın.
- Jel pedleri serin ve iyi havalandırılan bir ortamda saklayın. Doğrudan güneş ışığı ve yüksek nemden uzak tutun.

TR